

## INSTRUCTIONS FOR USE

Cell-Free DNA BCT® CE is a direct draw whole blood collection tube intended for collection, transport and storage of blood samples. **This product is FOR EXPORT ONLY, not to be sold in the United States.**

## SUMMARY AND PRINCIPLES

Cell-Free DNA BCT CE stabilizes cell-free plasma DNA as well as preserves cellular genomic DNA present in nucleated blood cells and circulating epithelial cells (tumor cells) found in whole blood.

Accurate analysis of cf-DNA can be compromised by sample handling, shipping and processing, causing lysis of nucleated blood cells and subsequent release of cellular genomic DNA. Additionally, degradation of cf-DNA due to nuclease activity can be problematic.

The preservative reagent contained in Cell-Free DNA BCT CE stabilizes nucleated blood cells, preventing the release of cellular genomic DNA, and inhibits nuclease mediated degradation of cf-DNA, contributing to the overall stabilization of cf-DNA. Samples collected in Cell-Free DNA BCT CE are stable for up to 14 days at temperatures between 6 °C to 37 °C, allowing convenient sample collection, transport and storage.

The preservative reagent contained in Cell-Free DNA BCT CE stabilizes circulating epithelial cells (tumor cells) in whole blood for up to 7 days at temperatures between 15 °C to 30 °C.

## REAGENTS

Cell-Free DNA BCT CE contains the anticoagulant K<sub>2</sub>EDTA and a cell preservative in a liquid medium.

## PRECAUTIONS

- For In Vitro Diagnostic Use.
- Do not freeze specimens collected in glass Cell-Free DNA BCT CE.
- Do not use tubes after expiration date.
- Do not use tubes for collection of materials to be injected into patients.
- Product is intended for use as supplied. Do not dilute or add other components to Cell-Free DNA BCT CE.
- Overfilling or underfilling of tubes will result in an incorrect blood-to-additive ratio and may lead to incorrect analytic results or poor product performance.

## CAUTION

- Glass has the potential for breakage; precautionary measures should be taken during handling of glass tubes.
- All biological specimens and materials coming in contact with them are considered biohazards and should be treated as if capable of transmitting infection. Dispose of in accordance with federal, state and local regulations. Avoid contact with skin and mucous membranes.
- Product should be disposed with infectious medical waste.
- Remove stopper by either gently rocking the stopper from side to side or by grasping with a simultaneous twisting and pulling action. A "thumb roll" procedure for stopper removal is not recommended, as tube breakage and injury may result. Reinsert stopper by gently pushing stopper onto tube with a simultaneous twisting action.
- SDS can be obtained at [www.streck.com](http://www.streck.com) or by calling 800-843-0912.

## STORAGE AND STABILITY

- When stored at 2 °C to 30 °C, empty Cell-Free DNA BCT CE is stable through expiration date.
- Short-term storage at 2 °C to 40 °C is acceptable for empty Cell-Free DNA BCT CE for up to 14 days.
- Do not freeze empty Cell-Free DNA BCT CE. Proper insulation may be required for shipment during extreme temperature conditions.
- Sample storage/stability:

Sample Type			
	Cell-Free DNA	Cellular Genomic DNA	Epithelial Cells (Tumor Cells)
Sample Stability	14 days	14 days	7 days
Sample Storage Temperature	6 °C to 37 °C	6 °C to 37 °C	15 °C to 30 °C

## INDICATIONS OF PRODUCT DETERIORATION

- Cloudiness or precipitate visible in reagent of empty tube.
- If indications of product deterioration occur, contact Streck Technical Services at 402-691-7510 or [techsupport@streck.com](mailto:techsupport@streck.com).

## INSTRUCTIONS FOR USE


For a video demonstration, visit [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Collect specimen by venipuncture according to CLSI GP41.

**Prevention of Backflow** - Since Cell-Free DNA BCT CE contains chemical additives, it is important to avoid possible backflow from the tube.

To guard against backflow, observe the following precautions:

- Keep patient's arm in the downward position during the collection procedure.
- Hold the tube with the stopper in the uppermost position so that the tube contents do not touch the stopper or the end of the needle during sample collection.
- Release tourniquet once blood starts to flow in the tube, or within 2 minutes of application.
- Follow recommendations for order of draw outlined in CLSI GP41. Cell-Free DNA BCT CE should be drawn after the EDTA tube and before the fluoride oxalate (glycolytic inhibitor) tube. If a Cell-Free DNA BCT CE tube immediately follows a heparin tube in the draw order, Streck recommends collecting a non-additive or EDTA tube as a waste tube prior to collection in the Cell-Free DNA BCT CE.
- Fill tube completely.
- Remove tube from adapter and immediately mix by gentle inversion 8 to 10 times. Inadequate or delayed mixing may result in incorrect analytical results or poor product performance. One inversion is a complete turn of the wrist, 180 degrees, and back per the figure below:



- After collection, transport and store tubes within the recommended temperature range.

### Note:

- For best results, a 21G or 22G needle is advised. Slower fill times may be observed when using a smaller gauge needle.

- When using a winged (butterfly) collection set for venipuncture and the Streck Cell-Free DNA BCT CE is the first tube drawn, a non-additive or EDTA discard tube should be partially drawn first in order to eliminate air or "dead space" from the tubing.
- Cell-Free DNA BCT CE does not dilute blood samples; therefore, no dilution factor correction is necessary.
- As in the case with most clinical laboratory specimens, hemolysis, icterus and lipemia may affect the results obtained on blood samples preserved with Cell-Free DNA BCT CE.

## DNA EXTRACTION

Extraction of cell-free plasma DNA and cellular genomic DNA can be accomplished using most commercially available kits that include a Proteinase K treatment step.

### Cell-Free Plasma DNA

Streck has qualified two separate plasma separation spin protocols for your convenience.

#### Double Spin Protocol 1

- To separate plasma, centrifuge whole blood at 300 x g for 20 minutes at room temperature.
- Remove the upper plasma layer and transfer to a new conical tube (not provided).
- Centrifuge the plasma at 5000 x g for 10 minutes.
- Isolate cell-free DNA per kit manufacturer instructions.

#### Double Spin Protocol 2 (for maximum plasma recovery)

- To separate plasma, centrifuge whole blood at 1600 x g for 10 minutes at room temperature.
- Remove the upper plasma layer and transfer to a new conical tube (not provided).
- Centrifuge the plasma at 16000 x g for 10 minutes.
- Isolate cell-free DNA per kit manufacturer instructions.

For optimal results for all of the above protocols, include a Proteinase K treatment step ( $\geq 30$  mAU/mL digest) at 60 °C in the presence of chaotropic salts for 1 hour when extracting cell-free DNA.

### Cellular Genomic DNA

- To separate the white blood cells, either lyse the red blood cells and wash, or centrifuge whole blood and collect the buffy coat layer.
- Isolate genomic DNA per kit manufacturer instructions.

For optimal results, include a Proteinase K treatment step ( $\geq 30$  mAU/ml digest) at 60 °C in the presence of chaotropic salts for 2 hours when extracting cellular genomic DNA.

## FREEZING AND THAWING

### PLASMA

- To Freeze: For long-term storage, after spinning, collect and transfer the upper plasma layer to a cryogenic tube (not provided) and freeze at -20 °C or -80 °C.
- To Thaw: Thaw cryogenic tubes at appropriate temperature as specified in your protocol.  
**Note:** If cryoprecipitates form in the plasma, vortex the tube for 30 seconds after thawing. Do not centrifuge the plasma.

### LIMITATIONS

- For single use only.
- Samples drawn in other anticoagulants or preservatives may cause coagulation in Cell-Free DNA BCT CE.
- Specimen transport via pneumatic tube system is not advised.

### REFERENCES

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

### ORDERING INFORMATION

Please call our Customer Service Department at 800-228-6090 for assistance. Additional information can be found online at [www.streck.com](http://www.streck.com).

### GLOSSARY OF SYMBOLS

See the Instructions (IFU) tab under Resources on the product page at [www.streck.com](http://www.streck.com).

Canada Patent 2,690,651; Europe Patent EP2228453; Other Patents Pending  
See [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) for patents that may be applicable to this product.



EC REP

MEDI MARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

Cell-Free DNA BCT® CE е епрувка за събиране на директно изтеглена цяла кръв, предназначена за вземане, транспортиране и съхранение на кръвни проби. **Този продукт е САМО ЗА ИЗНОС и не трябва да се продава в Съединените щати.**

Bulgarian (Български)

**РЕЗЮМЕ И ПРИНЦИПИ**

Cell-Free DNA BCT CE стабилизира безклетъчна плазмена ДНК и запазва клетъчната геномна ДНК, присъстваща в ядрените кръвни клетки и циркулиращите епителни клетки (туморни клетки), които се срещат в цяла кръв.

Точността на анализа на ДНК без клетки може да бъде нарушена от манипулиране, транспортиране и обработване на пробите, причиняващи лизиране на ядрени кръвни клетки и последващо освобождаване на клетъчна геномна ДНК. Освен това могат да възникнат проблеми и при деградация на ДНК без клетки поради нуклеазна активност.

Консервиращият реагент, съдържащ се в Cell-Free DNA BCT CE, стабилизира ядрените кръвни клетки, което предотвратява освобождаването на клетъчна геномна ДНК и инхибира предизвиканата от нуклеазна активност деградация на ДНК без клетки, допринасяйки за целостната стабилност на тази ДНК без клетки. Пробите, взети в Cell-Free DNA BCT CE, са стабилни до 14 дни при температура от 6 °C до 37 °C, което позволява удобно вземане, транспортиране и съхранение на пробите.

Консервиращият реагент, съдържащ се в Cell-Free DNA BCT CE, стабилизира циркулиращите епителни клетки (туморни клетки) в цяла кръв за период до 7 дни при температура от 15 °C до 30 °C.

**РЕАГЕНТИ**

Cell-Free DNA BCT CE съдържа антикоагуланта K<sub>3</sub>EDTA и клетъчен консервант в течна среда.

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

1. За употреба при ин витро диагностика.
2. Не замразявайте образци, събиращи в стъклени продукти Cell-Free DNA BCT CE.
3. Не използвайте епрувките след срока на годност.
4. Не използвайте епрувките за вземане на материали, които ще се инжектират в пациенти.
5. Продуктът е предназначен за употреба във вида, в който се доставя. Не разреждайте и не добавявайте други компоненти към Cell-Free DNA BCT CE.
6. Прекомерното или недостатъчно напълване на епрувките ще наруши съотношението на кръвта към добавките, което може да доведе до неправилни резултати от анализа или намалена ефективност на продукта.
7. Внимание! Продуктът трябва да се изхвърля заедно с инфекциозните медицински отпадъци.
8. Всички биологични пробы и материали, влизащи в контакт с тях, трябва да се считат за биологично опасни и да се третират като способни да пренасят инфекции. Изхвърляйте съгласно държавните и местните разпоредби. Избегвайте контакт с кожата и лигавиците.
9. Продуктът трябва да се изхвърля заедно с инфекциозните медицински отпадъци.
10. Свалийте запушалката, като внимателно я разплъзвате настани или като я издърпате с въртеливо движение. Не е препоръчително да отваряте запушалката като при хвърляне на монета, защото епрувката може да се срути и да ви нарани. Поставяйте обратно запушалката, като внимателно я натиснете в епрувката с единовременно въртеливо движение.
11. Можете да получите информационните листове за безопасност на адрес [www.streck.com](http://www.streck.com) или като се обадите на 402-691-7510.

**СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ**

1. Когато се съхранява при температура от 2 °C до 30 °C, празният продукт Cell-Free DNA BCT CE е стабилен до изтичане на срока на годност.
2. Краткосрочно съхранение при температура от 2 °C до 40 °C е приемливо за празен продукт Cell-Free DNA BCT CE за срок до 14 дни.
3. Не замразявайте празния продукт Cell-Free DNA BCT CE. За транспортиране при екстремни температурни условия може да е необходимо подходящо изолиране.
4. Съхранение на пробы/стабилност:

Тип проба			
Безклетъчна ДНК	Клетъчна геномна ДНК	Епителни клетки (Туморни клетки)	
Стабилност на пробата	14 дни	14 дни	7 дни
Температура на съхранение на пробата	6 °C до 37 °C	6 °C до 37 °C	15 °C до 30 °C

**ПРИЗНАЦИ ЗА ВЛОШАВАНЕ НА ПРОДУКТА**

1. Видимо помътняване или утайване на реагента в неизползвана епрувка.
2. Ако възникнат признаки за влошаване на продукта, свържете се с отдела за техническо обслужване на Streck на 402-691-7510 или [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

За видео демонстрация, посетете [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

1. Вземайте пробите чрез венипункция съгласно CLSI GP41<sup>1</sup>.

**Предотвратяване на обратно противчане -** Тъй като Cell-Free DNA BCT CE съдържа химични добавки, важно е да избегвате обратно противчане от епрувката.

За да предотвратите обратно противчане, спазвайте следните предпазни мерки:

- a) При процедурата на вземане поддържайте ръката на пациента в положение надолу.
- b) Докато вземате проба, дръжте епрувката така, че запушалката да е отгоре и съдържанието на епрувката да не докосва запушалката или края на иглата.
- c) Разхлабете турникета, когато кръвта започне да тече в епрувката или до 2 минути след слагането му.
- d) Спазвайте преторъките за реда на вземане, посочени в CLSI GP41<sup>1</sup>. Cell-Free DNA BCT CE трябва да се изтегли след вакутейнера и преди флуоридно оксалатната (гликолитичната инхибиторна) епрувка. Ако Cell-Free DNA BCT CE епрувка непосредствено следва хепаринова епрувка в реда на изтегляне, Streck препоръчва събирането на неадитивна или EDTA епрувка като епрувка за отпадъци преди събирането в Cell-Free DNA BCT CE.
- e) Напълнете епрувката докрай.
- f) Отделете епрувката от адаптера и веднага я разбъркайте, като я обрънете внимателно 8 до 10 пъти. Недостатъчното или забавено смесване може да доведе до неправилни резултати от анализи или лошо функциониране на продукта.



5. След вземане транспортирайте и съхранявайте епрувките в препоръчителния температурен диапазон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. За най-добри резултати се препоръчва игла 21G или 22G. Може да се наблюдават по-бавни периоди на пълнение, когато се използва по-малка игла.
2. При използване на комплект за събиране за венепункция с крила (тип пеперуда) и Streck Cell-Free DNA BCT CE е първата изтеглена епрувка, първо трябва да бъде частично изтеглена неадитивна или EDTA епрувка за изхвърляне с цел премахване на въздух или "мъртво пространство" от епрувката.
3. Cell-Free DNA BCT CE не разрежда кръвните проби и затова не е нужно да коригирате коефициента на разреждане.
4. Както при повечето клинични лабораторни пробы, резултатите, получени от кръвни преби, които са запазени със Cell-Free DNA BCT CE, могат да бъдат повлияни от хемолиза, жълтеница и липемия.

**ИЗВЛИЧАНЕ НА ДНК**

Извличането на безклетъчна плазмена ДНК и клетъчна геномна ДНК може да се извърши чрез повечето налични в търговската мрежа комплекти, които включват стъпката за третиране с протеиназа.

**Cell-Free Plasma DNA**

Streck е класифицирал два отделни протокола за плазмено отделяне чрез центрофугиране за Ваше удобство.

**Протокол за двойно центрофугиране 1**

- Съпка 1. За да отделите плазмата, центрофугирайте цялата кръв при 300 x g за 20 минути на стайна температура.
- Съпка 2. Премахнете горния плазмен слой и прехвърлете в нова конична епрувка (не е предоставена).
- Съпка 3. Центрофугирайте плазмата при 5000 x g за 10 минути.
- Съпка 4. Изолирайте безклетъчната ДНК според инструкциите на производителя на комплекта.

**Протокол за двойно центрофугиране 2 (за максимално възстановяване на плазма)**

- Съпка 1. За да отделите плазмата, центрофугирайте цялата кръв при 1600 x g в продължение на 10 минути на стайна температура.
- Съпка 2. Премахнете горния плазмен слой и прехвърлете в нова конична епрувка (не е предоставена).
- Съпка 3. Центрофугирайте плазмата при 16000 x g в продължение на 10 минути.
- Съпка 4. Изолирайте геномната ДНК според инструкциите на производителя на комплекта.

За оптимални резултати включете стъпка на третиране с протеиназа K ( $\geq 30 \text{ mAU/mL}$  усвояване) при 60°C при наличието на хаотропни соли за 1 час, когато извличате безклетъчна ДНК.

**Клетъчна геномна ДНК**

- Съпка 1. За да отделите белите кръвни телца, или лизирайте червените кръвни телца и измийте, или центрофугирайте цялата кръв и оберете левкоцитния слой.

Съпка 2. Изолирайте геномната ДНК според инструкциите на производителя на комплекта.

За оптимални резултати включете стъпка на третиране с протеиназа K ( $\geq 30 \text{ mAU/mL}$  усвояване) при 60°C при наличието на хаотропни соли за 2 часа, когато извличате клетъчна геномна ДНК.

**ЗАМРАЗЯВАНЕ И РАЗМРАЗЯВАНЕ****ПЛАЗМА**

1. За замразяване: За дългосрочно съхранение, след центрофугиране съберете и прехвърлете горния плазмен слой в криогенна епрувка (не е предоставена) и замразете при -20 °C или -80 °C.

2. За размразяване: Размразете криогенните епрувки при подходяща температура, както е посочено в протокола.

**Забележка:** Ако се образуват криопреципитати в плазмата, разкларате епрувката за 30 секунди след размразяването. Не центрофугирайте плазмата.

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

1. Само за еднократна употреба.
2. Пробите, взети в други антикоагуланти или консерванти, могат да причинят съсиране в Cell-Free DNA BCT CE.
3. Не се препоръчва транспортирането на пробите чрез система пневматични епрувки.

**СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА**

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА**

За съдействие, моля, обадете се на отдела ни за обслужване на клиенти на тел. 402-333-1982. Можете да намерите допълнителна информация онлайн на адрес [www.streck.com](http://www.streck.com).

**ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА СИМВОЛИТЕ**

Вижте раздела Инструкции (ИЗУ) под Ресурси на страницата на продукта на [www.streck.com](http://www.streck.com).

Канадски патент 2 690,651; Европейски патент EP2228453; Други заявени патенти.

Вижте [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) за патенти, които могат да бъдат приложими към този продукт.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

**EC REP**

MEDI MARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## UPUTE ZA UPORABU

Croatian (Hrvatski)

Cell-Free DNA BCT® CE epruveta je za izravno vađenje čitave krvi namijenjena prikupljanju, transportiranju i skladištenju uzorka krvi. **Acest produs este DESTINAT EXCLUSIV EXPORTULUI, comercializarea în Statele Unite este interzisă.**

## SAŽETAK I NAČELA

Cell-Free DNA BCT CE stabilizira bezstaničnu DNK u plazmi i čuva staničnu genomsku DNK prisutnu u krvnim stanicama koje sadrže nukleus i kružećim epitelnim stanicama (tumorskim stanicama) koje se nalaze u čitavoj krvi.

Točnu analizu bezstanične DNK mogu ugroziti rukovanje uzorkom, prijevoz i obrada, koji mogu uzrokovati lizu krvnih stanica koje sadrže nukleus i naknadno oslobođanje stanične genomske DNK. Osim toga, degradacija bezstanične DNK zbog aktivnosti nuklease može biti problematična.

Konzervacijski reagens koji se nalazi u Cell-Free DNA BCT CE stabilizira krvne stanice koje sadrže nukleus sprječavajući oslobođanje stanične genomske DNK i sprječava degradaciju bezstanične DNK posredovanu nukleazom, što pridonosi cjelokupnoj stabilizaciji bezstanične DNK. Uzorci prikupljeni pomoću Cell-Free DNA BCT CE stabilni su do 14 dana na temperaturama između 6 °C do 37 °C, što omogućuje jednostavno prikupljanje, prijevoz i skladištenje uzorka.

Konzervacijski reagens koji se nalazi u Cell-Free DNA BCT CE stabilizira cirkulirajuće epitelne stanice (tumorske stanice) u punoj krvi do 7 dana na temperaturi između 15 °C do 30 °C.

## REAGENSI

Cell-Free DNA BCT CE sadrži antikoagulans K<sub>3</sub>EDTA i stanični konzervans u tekućem mediju.

## MJERE OPREZA

- Za in vitro dijagnostičku uporabu.
- Nemojte zamrzavati uzorke prikupljene u staklenoj epruveti Cell-Free DNA BCT CE.
- Epruvete nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti.
- Epruvete nemojte koristiti za prikupljanje materijala koji se ubrizgava u bolesnika.
- Proizvod je namijenjen za upotrebu kako se isporučuje. Nemojte razrjeđivati ili dodavati druge komponente u epruvetu Cell-Free DNA BCT CE.
- Priješ ili premalo napunjena epruveta dovest će do neodgovarajućeg omjera krvi i aditiva i može dovesti do netočnih analitičkih rezultata ili lošeg rada proizvoda.

### OPREZ

- Postoji mogućnost lomljenja stakla, pa je prilikom rukovanja staklenim epruvetama potrebno poduzeti mjeru opreza.
- Svi biološki uzorci i materijali koji dolaze u kontakt s njima smatraju se biološki opasnim i s njima treba postupati kao da imaju mogućnost širenja zaraze. Odložiti u skladu sa saveznim, državnim i lokalnim propisima. Izbjegavati dodir s kožom i služnicom.
- Proizvod treba odložiti u zarazni medicinski otpad.
- Uklonite čep blagim protresanjem čepa s jedne na drugu stranu, odnosno hvatanjem uz istovremeno zavrtaњe i povlačenje. Ne preporučuje se postupak uklanjanja čepa „palcem“ jer može dovesti do lomljenja epruvete i ozljeda. Ponovno vratite čep tako što ćete ga lagano postaviti na epruvetu i istovremeno ga zavrnuti.
- Šifronosno-tehnički list možete pronaći na web-mjestu [www.streck.com](http://www.streck.com) ili pozivom na broj 402-333-1982.

## POHRANJIVANJE I STABILNOST

- Prazna epruveta Cell-Free DNA BCT CE stabilna je tijekom roka valjanosti ako se skladišti na 2 °C do 30 °C.
- Kratkotrajno skladištenje pri 2 °C do 40 °C prihvativljivo je za praznu epruvetu Cell-Free DNA BCT CE najduže 14 dana.
- Ne zamrzavajte praznu epruvetu Cell-Free DNA BCT CE. Za otpremu u ekstremnim temperaturnim uvjetima može biti potrebna pravilna izolacija.
- Skladištenje/stabilnost uzorka:

	Vrsta uzorka		
	Bezstanična DNK	Stanična genomska DNK	Epitelne stanice (tumorske stanice)
Stabilnost uzorka	14 dana	14 dana	7 dana
Temperatura skladištenja uzorka	od 6 °C do 37 °C	od 6 °C do 37 °C	od 15 °C do 30 °C

## INDIKACIJE NESTABILNOSTI PROIZVODA

- Vidljivo zamagljenje ili taloženje reagensa u praznoj epruveti.
- Ako primijetite indikacije neispravnog proizvoda obratite se Službi za tehničku pomoć tvrtke Streck na telefon 402-691-7510 ili e-poštu [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## UPUTE ZA UPORABU

Za video demonstraciju posjetite [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).


- Prikupite uzorak venepunkcijom u skladu s CLSI GP41<sup>1</sup>.

**Sprječavanje povratnog toka** – s obzirom na to da epruveta Cell-Free DNA BCT CE sadrži kemijske aditive, važno je da se izbjegne povratni tok iz epruvete.

Za zaštitu od povratnog toka vodite računa o sljedećim mjerama opreza:

- Tijekom postupka prikupljanja držite pacijentovu ruku u položaju prema dolje.
- Držite epruvetu s čepom u najuspavnjem položaju, tako da sadržaj epruvete ne dodiruje ni čep ni kraj igle tijekom uzimanja uzorka.
- Otpustite podvesku nakon što krv počne teći u epruvetu, odnosno u roku od 2 minute od početka primjene.
- Sljedeću preporuku za redoslijed uzimanja uzorka prikazan u CLSI GP41<sup>1</sup>. Uzorak krvi za epruvetu Cell-Free DNA BCT CE treba uzeti nakon uzimanja uzorka za epruvetu EDTA i prije uzimanja uzorka za epruvetu s fluorid oksalatom (inhibitator glikolize). Ako se uzorak krvi za epruvetu Cell-Free DNA BCT CE uzme odmah nakon uzorka krvi za epruvetu za heparin, Streck preporučuje prikupljanje uzorka krvi za neaditivnu ili EDTA epruvetu kao otpadnu epruvetu prije uzimanja krvi za epruvetu Cell-Free DNA BCT CE.
- Epruvetu napunite u potpunosti.

- Izvadite epruvetu iz adaptera i odmah je promiješajte nježnim okretanjem 8 do 10 puta. Nedovoljno ili odgodjeno miješanje može rezultirati netočnim rezultatima analize ili lošim radom proizvoda. Okretanje podrazumijeva potpuno zakretanje ručnog zgloba za 180 stupnjeva i vraćanje natrag, prema slici u nastavku:



- Nakon prikupljanja, prevezite i pohranite epruvete unutar preporučenog raspona temperature.

## Napomena:

- Za najbolje rezultate preporučuje se igla od 21 G ili 22 G. Upotreba igle manje promjera može usporiti punjenje.
- Ako koristite krilni (leptir) pribor za prikupljanje za venepunkciju i uzorak krvi uzima se najprije za Streck Cell-Free DNA BCT CE, prije toga treba uzeti uzorak krvi za neaditivnu ili EDTA potrošnu epruvetu kako bi se eliminirao zrak ili prazan prostor iz epruvete.
- Cell-Free DNA BCT CE ne razrjeđuje uzorce krvi; stoga nije potreban faktor korekcije razrjeđenja.
- Kao što je obično slučaj s većinom kliničkih laboratorijskih uzoraka, hemoliza, ikterus i lipemija mogu utjecati na rezultate dobivene iz uzorka krvi sačuvanih u Cell-Free DNA BCT CE.

## EKSTRAKCIJA DNK

Ekstrakcija bezstanične DNK u plazmi i stanične genomske DNK može se izvesti pomoću većine komercijalno dostupnog pribora koji uključuje korak tretiranja proteinazom K.

### Bezstanična DNK u plazmi

Streck je sastavio dva protokola za izdvajanje plazme centrifugiranjem.

#### 1. protokol za dvostruko centrifugiranje

- korak. Za odvajanje plazme centrifugirajte čitavu krv pri 300 x g 20 minuta na sobnoj temperaturi.
- korak. Uklonite gornji sloj plazme i prebacite je u novu stožastu epruvetu (nije priložena).
- korak. Centrifugirajte plazmu pri 5000 x g 10 minuta.
- korak. Izolirajte bezstaničnu DNK prema uputama proizvođača pribora.

#### 2. protokol za dvostruko centrifugiranje (za maksimalno iskoristjenje plazme)

- korak. Radi izdvajanja plazme centrifugirajte čitavu krv pri 1600 x g 10 minuta pri sobnoj temperaturi.
- korak. Uklonite gornji sloj plazme i prebacite je u novu stožastu epruvetu (nije priložena).
- korak. Centrifugirajte plazmu pri 16000 x g 10 minuta.
- korak. Izolirajte bezstaničnu DNK prema uputama proizvođača pribora.

Za optimalne rezultate primijenite korak tretiranja proteinazom K (digestija s ≥ 30 mAU/ml) na 60 °C u prisutnosti kaotropičnih soli tijekom 1 sata pri ekstrakciji bezstanične DNK.

### Stanične genomske DNK

- korak. Za odvajanje bijelih krvnih stanica lizirajte crvene krvne stanice i isperite ih ili centrifugirajte čitavu krv i prikopite leukocitno trombocitno međusloj.
- korak. Izolirajte genomsku DNK prema uputama proizvođača pribora.

Za optimalne rezultate primijenite korak tretiranja proteinazom K (digestija s ≥ 30 mAU/ml) na 60 °C u prisutnosti kaotropičnih soli tijekom 2 sata pri ekstrakciji bezstanične DNK.

## ZAMRZAVANJE I ODMRZAVANJE

### PLAZME

- Zamrzavanje: za potrebe dugotrajnog skladištenja, nakon centrifugiranja prikupite i prenesite gornji sloj plazme u epruvetu za zamrzavanje (nije isporučena) te zamrznite na temperaturi od -20 °C ili -80 °C.
- Odmrzavanje: epruvete za zamrzavanje odmrznite na odgovarajućoj temperaturi u skladu sa svojim protokolom.

**Napomena:** ako se u plazmi formiraju krioprecipitati, nakon odmrzavanja miješajte sadržaj epruvete 30 sekundi. Nemojte centrifugirati plazmu.

## OGRANIČENJA

- Samo za jednokratnu upotrebu.
- Uzorci prikupljeni s drugim antikoagulansima i konzervansima mogu uzrokovati koagulaciju u Cell-Free DNA BCT CE.
- Ne preporučuje se transport uzorka pneumatskim sustavom za epruvete.

## LITERATURA

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## PODACI ZA NARUČIVANJE

Za pomoć se obratite Službi za korisnike na 402-333-1982. Dodatne informacije potražite na [www.streck.com](http://www.streck.com).

## GLOSAR SIMBOLA

Pogledajte karticu Upute (IFU) u odjeljku Resursi na stranici o proizvodu na [www.streck.com](http://www.streck.com).

Kanadski patent 2,690,651; Europski patent EP2228453; Ostali patenti čekaju potvrdu. Patente koji mogu biti primjenjivi za ovaj proizvod potražite na [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents).



EC REP

MEDI MARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## POKYNY K POUŽITÍ

Cell-Free DNA BCT® CE je zkumavka pro přímý odběr plné krve určená k odběru, převozu a stabilizaci krevních vzorků. Tento produkt je určen Pouze pro export, nesmí se prodávat ve Spojených státech.

## Czech (Čeština)

**SOUHRN A PRINCIPY**  
Zkumavka Cell-Free DNA BCT CE stabilizuje volnou plazmovou DNA a konzervuje buněčnou genomickou DNA přítomnou v jaderných krvinkách a v cirkulujících epitelálních buňkách (nádorových buňkách) nacházejících se v plné krvi.

Přesnost analýzy cf-DNA může být narušena při manipulaci, přepravě a zpracování vzorku, kdy dochází k lysisu jaderných krvinek a následnému uvolnění buněčné genomické DNA. Dalším problémem může být degradace cf-DNA aktivitou nukleázy.

Konzervační činidlo ve zkumavce Cell-Free DNA BCT CE stabilizuje jaderné krvinky, čímž zabraňuje uvolnění buněčné genomické DNA, a zároveň inhibuje degradaci cf-DNA způsobenou nukleázami a podporuje celkovou stabilitu cf-DNA. Vzorky odebrané do zkumavky Cell-Free DNA BCT CE jsou stabilní po dobu až 14 dní při teplotách mezi 6 °C až 37 °C a díky tomu je možný pohodlný odběr, převoz a skladování vzorku.

Konzervační činidlo ve zkumavce Cell-Free DNA BCT CE stabilizuje cirkulující epitelální buňky (nádorové buňky) v plné krvi po dobu až 7 dnů při teplotách mezi 15 °C až 30 °C.

## REAGENCIE

Zkumavka Cell-Free DNA BCT CE obsahuje antikoagulant K<sub>2</sub>EDTA a prostředek pro konzervaci buněk v tekutém médiu.

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pro diagnostiku in vitro.
- Nezmražujte odebrané vzorky ve skleněných zkumavkách Cell-Free DNA BCT CE.
- Nepoužívejte zkumavky s překročeným datem expirace.
- Nepoužívejte zkumavky pro odběr materiálů určených k injekčnímu podání pacientům.
- Výrobek je určen k použití tak, jak je dodáván. Obsah zkumavky Cell-Free DNA BCT CE neřeďte ani k němu nic nepřidávejte.
- Přílišné nebo nedostatečné naplnění zkumavek může mít za následek nesprávný poměr krve a pomocných látek vedoucí potenciálně k nesprávným výsledkům analýzy nebo špatné funkčnosti výrobku.

## UPOZORNĚNÍ

- Sklo se může rozbít; během manipulace proto používejte preventivní opatření.
- Všechny biologické vzorky a veškeré materiály, které s nimi přijdou do styku, jsou považovány za zdroj biologického rizika a musí se s nimi zacházet jako s potenciálně infekčním materiálem. Likvidujte v souladu s federálními, státními a místními předpisy. Vyhýbejte se kontaktu s kůží a sliznicemi.
- Výrobek se musí likvidovat s infekčním nemocničním odpadem.
- Odstříhnět zátku: vyvlečte ji, nebo ji uchopte a za současného otáčení ji vytáhněte. Nevysunujte zátku palcem, neboť při použití této metody hrozí rozbití zkumavky a poranění. Zátku nasunete zpět tak, že je za současného otáčení mírným tlakem zatláčte do zkumavky.
- Bezpečnostní listy (SDS) můžete získat na stránkách [www.streck.com](http://www.streck.com) nebo na telefonu +1 402 691 7510.

## SKLADOVÁNÍ A STABILITA

- Pokud je zkumavka Cell-Free DNA BCT CE skladována nepoužitá při teplotě 2 až 30 °C, bude stabilní až do data expirace.
- Krátkodobě je možné skladovat nenaplněnou zkumavku Cell-Free DNA BCT CE při teplotě 2 až 40 °C po dobu až 14 dní.
- Nenaplněnou zkumavku Cell-Free DNA BCT CE nezmrazujte. Při přepravě za extrémních teplotních podmínek může být zapotřebí použít řádnou izolaci.
- Skladování/stabilita vzorku:

	Typ vzorku		
	Volná DNA	Buněčná genomická DNA	Epitelální buňky (Nádorové buňky)
Stabilita vzorku	14 dní	14 dní	7 dní
Teplota skladování vzorku	6 až 37 °C	6 až 37 °C	15 až 30 °C


## ZNÁMKY ZHORŠENÍ JAKOSTI VÝROBKU

- V reagencii nepoužité zkumavky je vidět zákal nebo srazeniny.
- Pokud se objeví známky poškození výrobku, kontaktujte technický servis Streck na tel. čísle +1 402 691 7510 nebo na e-mailu [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## POKYNY K POUŽITÍ

Video s ukázkou naleznete na internetové stránce [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Odeberte vzorek venepunkcí podle postupu CLSI GP41<sup>1</sup>.  
**Zabránění zpětnému toku** - Zkumavka Cell-Free DNA BCT CE obsahuje chemická aditiva, a proto je důležitě zabránit možnému zpětnému toku ze zkumavky.  
Dbejte následujících opatření, abyste předešli zpětnému toku:  
  - Paže pacienta musí během celého odběru směřovat dolů.
  - Zkumavku se zátkou držte co nejvíce svísele, aby se obsah zkumavky nedostal do kontaktu se zátkou ani s koncem jehly během odběru vzorku.
  - Uvoleňte škrťidlo, jakmile začne krev vtékat do zkumavky, nebo do 2 minut od aplikace.
- Postupujte podle doporučení pro pořádání při odběru uvedených v CLSI GP41<sup>1</sup>. Zkumavku Cell-Free DNA BCT CE odebírejte po zkumavce s EDTA a před zkumavkou s fluoridem/oxalátem (glykolytický inhibitor). V případě, že by zkumavka Cell-Free DNA BCT CE při odběrové sérii následovala bezprostředně po zkumavce s heparinem, společnost Streck doporučuje odebírat jednu zkumavku bez aditiv nebo zkumavku s EDTA, která terá se vyhodí, a až poté odebírat vzorek do zkumavky Cell-Free DNA BCT CE.
- Úplně zkumavku naplníte.
- Sundejte zkumavku z adaptéra a okamžitě ji 8 až 10 krát opatrně přepravte a promíchejte. Nesprávné nebo opožděné promíchaní může mít za následek nepřesné výsledky analýzy nebo špatnou funkčnost výrobku. Jedno převrácení znamená úplně otočení zápěstí o 180 stupňů a zpět podle obrázku níže:



X 10

- Po odběru zkumavky transportujte a skladujte v doporučeném teplotním rozsahu.

## Poznámka:

- Pro optimální výsledky se doporučuje používat jehlu o velikosti 21G nebo 22G. Při použití jehly o menší velikosti se mohou prodloužit časy plnění.
- Pokud k venepunkci používáte křídélkový (motylkový) odběrový systém a zkumavku Streck Cell-Free DNA BCT CE se plní jako první, odeberte nejdříve částečně plnou zkumavku bez aditiv nebo zkumavku s EDTA, určenou k likvidaci. Tím odvedete z hadiček vzduch a tzv. „mrтvý prostor“.
- Ve zkumavce Cell-Free DNA BCT CE se krevní vzorky neřeďí, proto není potřeba žádána korekce faktorem řeđení.
- U většiny klinických laboratorních zkumavek platí, že hemolýza, ikterus a lipémie mohou mít vliv na výsledky získané z krevních zkumavek konzervovaných ve zkumavce Cell-Free DNA BCT CE.

## EXTRAKCE DNA

Extrakci volné plazmové DNA a buněčné genomické DNA lze provést pomocí většiny komerčně dostupných sad, které zahrnují krok s proteinázou K.

### Volná plazmová DNA

Společnost Streck pro vaše potřeby definovala a otestovala dva samostatné centrifugační protokoly pro separaci plazmy.

#### Protokol 1 se dvoujím stočením

- K oddělení plazmy centrifugujte plnou krev při 300 x g po dobu 20 minut a při pokojové teplotě.
- Odeberte vrchní vrstvu plazmy a přeneste ji do nové kónické zkumavky (není dodávána).
- Centrifugujte plazmu při 5000 x g po dobu 10 minut.
- Izolujte volnou DNA podle pokynů výrobce sady.

#### Protokol 2 se dvoujím stočením (pro ziskání maximálního množství plazmy)

- K oddělení plazmy centrifugujte plnou krev při 1600 x g po dobu 10 minut a při pokojové teplotě.
- Odeberte vrchní vrstvu plazmy a přeneste ji do nové kónické zkumavky (není dodávána).
- Centrifugujte plazmu při 16 000 x g po dobu 10 minut.
- Izolujte volnou DNA podle pokynů výrobce sady.

Pro nejlepší možné výsledky při extrakci volné DNA přidejte krok s proteinázou K ( $\geq 30 \text{ mA}U/\text{ml}$  štěpeného vzorku) při 60 °C a v prostředí s chaotropními solemi po dobu 1 hodiny.

### Buněčná genomická DNA

- K oddělení bílých krvinek bud nechte lyzovat červené krvinky a poté zkumavku promyjet, nebo centrifugujte plnou krev a odeberte tzv. buffy coat (vrstvu obsahující leukocyty a trombocyty).
- Izolujte genomickou DNA podle pokynů výrobce sady.

Pro nejlepší možné výsledky při extrakci buněčné genomické DNA přidejte krok s proteinázou K ( $\geq 30 \text{ mA}U/\text{ml}$  štěpeného vzorku) při 60 °C a v prostředí s chaotropními solemi po dobu 2 hodin.

## ZMRZOVÁNÍ A ROZMRZOVÁNÍ

### PLAZMA

- Zmrzování: Pro dlouhodobé skladování odeberte po odstředění svrchní vrstvy plazmy a přeneste ji do kryozkumavky (není součástí dodávky) a zmrazte při teplotě -20 °C nebo -80 °C.
- Rozmrzování: Kryozkumavky rozmrzajte při odpovídající teplotě uvedené ve vašem protokolu.

**Poznámka:** Pokud se v plazmě vytvoří kryoprecipitáty, vortexujte zkumavku po rozmrzení po dobu 30 sekund. Plazmu necentrifugujte.

### OMEZENÍ

- Pouze k jednorázovému použití.
- Vzorky odebrané v jiných antikoagulantech nebo konzervačních prostředcích mohou ve zkumavce Cell-Free DNA BCT CE způsobit koagulaci.
- Nedoporučuje se transportovat vzorky prostřednictvím potrubní pošty.

### LITERATURA

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

### OBJEDNAČNÍ INFORMACE

Obráťte se na naš zákaznický servis na čísle +1 402 333 1982. Další informace naleznete na adrese [www.streck.com](http://www.streck.com).

### VÝZNAM SYMBOLŮ

Na adrese [www.streck.com](http://www.streck.com) a stránce příslušného produktu v části „Resources“ (Zdroje) se podívejte na záložku Pokyny „Instructions (IFU)“ s pokyny k použití.

Kanadský patent 2,690,651; Evropský patent EP2228453; O další patenty bylo požádáno. Patenty, které se mohou týkat tohoto výrobku, jsou uvedeny na stránce [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents).



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP

MEDIMARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## BRUGSANVISNING

Cell-Free DNA BCT® CE er et prøverør til direkte indsamling af fuldblod til indsamling, transport og opbevaring af blodprøver. **Dette produkt er KUN TIL EKSPORT, må ikke sælges i USA.**

## OVERSIGT OG PRINCIPPER

Cell-Free DNA BCT CE stabiliserer cellefrit plasma DNA og konserverer ligeledes cellulært genomisk DNA tilstede i kerneholdige blodlegemer og cirkulerende epithelceller (tumorceller), der findes i fuldblod.

Nøjagtig analyse af cf-DNA kan kompromitteres under prøvehåndtering, -forsendelse og -behandling, hvilket forårsager lysis af kerneholdige blodlegemer og efterfølgende frigørelse af cellulært genomisk DNA. Derudover kan degradering af cf-DNA grundet nukleaseaktivitet være problematisk.

Konserveringsreagenset indeholder i Cell-Free DNA BCT CE, stabiliserer kerneholdige blodlegemer, hvilket forhindrer frigørelsen af cellulært genomisk DNA, og hæmmer nukleasemedieret degradering af cf-DNA, hvilket bidrager til den samlede stabilisering af cf-DNA. Prøver indsamlet i Cell-Free DNA BCT CE er stabile i op til 14 dage ved temperaturer på mellem 6 °C til 37 °C, hvilket muliggør praktisk anvendelig prøveindsamling, transport og opbevaring.

Konserveringsreagenset indeholder i Cell-Free DNA BCT CE stabiliserer cirkulerende epithelceller (tumorceller) i fuldblod i op til 7 dage ved temperaturer på mellem 15 °C til 30 °C.

## REAGENSER

Cellefrit DNA BCT CE indeholder antikoagulanter K<sub>2</sub>EDTA og et cellekonserverende middel i et flydende medium.

## FORHOLDSREGLER

1. Kun til *in vitro* diagnostik.
2. Prøver, der er indsamlet i Cell-Free DNA BCT CE af glas, må ikke fryses.
3. Brug ikke prøverørene efter udløbsdatoen.
4. Brug ikke prøverørene til indsamling af materialer, der skal injiceres i patienter.
5. Produktet er beregnet til brug som leveret. Fortynd ikke og tilslæt ikke andre komponenter til cellefrit DNA BCT CE.
6. Overfyldning eller underfyldning af prøverør vil resultere i et ukorrekt blod-til-tilsætningsstof-forhold og kan føre til ukorrekte analytiske resultater eller dårlig produktpræstation.
7. SDS kan rekvireres på [www.streck.com](http://www.streck.com) eller ved at ringe på +1 402-691-7510.

## OPBEVARING OG STABILITET

1. Tomt Cell-Free DNA BCT CE er stabilt til og med udløbsdatoen, når det opbevares ved 2 °C til 30 °C.
2. Kortere tids opbevaring ved 2 °C til 40 °C er acceptabelt for tomt Cell-Free DNA BCT CE i op til 14 dage.
3. Nedfrys ikke tomt Cell-Free DNA BCT CE. Korrekt isolering kan være nødvendigt for forsendelse under ekstreme temperaturforhold.
4. Opbevaring/stabilitet af prøver:

	Prøvetype		
	Cellefrit DNA	Cellulært genomisk DNA	Epitelceller (Tumorceller)
Prøvernes stabilitet	14 dage	14 dage	7 dage
Prøvernes opbevaringstemperatur	6 °C til 37 °C	6 °C til 37 °C	15 °C til 30 °C

## INDIKATIONER FOR NEDBRYDNING AF PRODUKTET

1. Uklarheder eller bundfald synligt i ubrugt glas med reagens.
2. Hvis der forekommer indikationer på nedbrydning af produktet, bedes I kontakte Streck Technical Services på +1 402-691-7510 eller [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## BRUGSANVISNING


### En video-demonstration er tilgængelig på [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

1. Indsam prøven via venepunktur i henhold til CLSI GP41<sup>1</sup>.

**Forebyggelse af tilbageløb** – Eftersom cellefrit DNA BCT CE indeholder kemiske additiver, er det vigtigt at undgå muligt tilbageløb fra glasset.

Følg disse forholdsregler for at undgå tilbageløb:

- a. Hold patientens arm nedad under prøvetagningen.
- b. Hold glasset med prøppen i oprejst stilling, således at indholdet i glasset ikke berører hverken prøppen eller spidsen af kanylen under prøvetagningen.
- c. Frigør tourniquet, når blodet begynder at flyde i glasset eller inden for 2 minutter efter påsætning.
2. Følg anbefalingerne for udtagning som anvist i CLSI GP41<sup>1</sup>. Cellefrit DNA BCT CE kan udtages efter glasset med EDTA og før glasset med fluoridoxalat (glykolytisk inhibitor). Hvis et glas med Cell-Free DNA BCT CE kommer direkte efter et glas med heparin i udtagelsesrekkefølgen, anbefaler Streck at indsamle et ikke additivt glas eller et glas med EDTA som affaldsglas inden indsamling i Cell-Free DNA BCT CE.
3. Fyld glasset helt op.
4. Fjern glasset fra adapteren, og bland straks ved forsiktig inversion 8 til 10 gange. Utilstrækkelig eller forsinket blanding kan forårsage forkerte analyseresultater eller dårlig produktydelse. En inversion er en fuld omdrejning med håndleddet 180 grader frem og tilbage som vist nedenfor:



5. Efter prøvetagning skal glassene transportereres og opbevares inden for det anbefalede temperaturområde.

## Bemærk:

1. Det anbefales at bruge en nål af typen 21G eller 22G for at opnå de bedste resultater. Påfyldningstiderne kan være langsommere, hvis der bruges en mindre nål.
2. Når man bruger et indsamlingssæt med vinger (sommerfugl) til venepunktur og Streck Cell-Free DNA BCT CE er det første glas, der trækkes, bør der delvist trækkes et ikke-additivt glas eller et glas med EDTA først for at eliminere luft eller "skadelige rum" fra glasset.
3. Cell-Free DNA BCT CE fortynder ikke blodprøver, og korrigering for fortyndingsfaktor er derfor ikke nødvendig.
4. Som det er tilfældet med de fleste kliniske laboratorieprøver, kan hæmolyse, ikterus og lipæmi påvirke resultaterne fra blodprøver konserveret med cellefrit DNA BCT CE.

## DNA-UDTAGNING

Utagelse af cellefrit plasma-DNA og cellulært genomisk DNA kan opnås ved brug af de fleste kommercielt tilgængelige sæt, som indeholder et proteinase K-præparationstrin.

### Cellefrit plasma-DNA

Streck har kvalificeret to særskilte plasma-adskillelses-protokoller for at gøre det lettere for dig.

### Dobbelt centrifugéringsprotokol 1

- Trin 1. For at adskille plasma centrifugeres fuldblodet ved 300 x g i 20 minutter ved stuetemperatur.
- Trin 2. Fjern det øverste plasmalag og overfør det til et nyt konisk glas (medfølger ikke).
- Trin 3. Centrifugeren plasmaet ved 5000 x g i 10 minutter.
- Trin 4. Isoler cellefrit DNA i henhold til instruktionerne fra sætproducenten.

### Dobbelt centrifugéringsprotokol 2 (til maksimal plasmaudvinding)

- Trin 1. For at adskille plasma centrifugeres fuldblodet ved 1600 x g i 10 minutter ved stuetemperatur.
- Trin 2. Fjern det øverste plasmalag og overfør det til et nyt konisk glas (medfølger ikke).
- Trin 3. Centrifugeren plasmaet ved 16000 x g i 10 minutter.
- Trin 4. Isoler cellefrit DNA i henhold til instruktionerne fra sætproducenten.

For at opnå optimale resultater skal der inkluderes et proteinase K-præparationstrin ( $\geq 30$  mAU/ml sammendrag) ved 60 °C under tilstedevarelsen af kaotropiske salte i 1 time ved utagelsen af cellefrit DNA.

### Cellulært genomisk DNA

- Trin 1. For at adskille de hvide blodlegemer skal det røde blod enten lyseres og vaskes, eller fuldblodet skal centrifugeres og buffy-coat-laget opsamles.

Trin 2. Isoler genomisk DNA i henhold til instruktionerne fra sætproducenten.

For at opnå optimale resultater skal der inkluderes et proteinase K-præparationstrin ( $\geq 30$  mAU/ml sammendrag) ved 60 °C under tilstedevarelsen af kaotropiske salte i 2 timer ved utagelsen af cellulært genomisk DNA.

## FRYSNING OG OPTØNING PLASMA

1. Frysning: Med henblik på opbevaring i længere tid skal det øverste plasmalag efter centrifugeringen indsamles og overføres til et cryorør (medfølger ikke) og fryses ved -20 °C eller -80 °C.

2. Optøning: Cryorør skal optøs ved den passende temperatur, der er anført i protokollen.

**Bemærk:** Hvis der dannes kryobundfald i plasmaet, skal røret omrystes i 30 sekunder efter optøningen. Plasmaet må ikke centrifugeres.

## BEGRÆNSNINGER

1. Kun til engangsbrug.
2. Prøver udtaget i andre antikoagulanter eller konserveringsmidler kan forårsage koagulation i cellefrit DNA BCT CE.
3. Det frarådes at transportere prøver via et pneumatisk glassystem.

## REFERENCER

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## BESTILLINGSINFORMATION

Ring til vores kundeserviceafdeling på +1 402-333-1982 for assistance. Yderligere oplysninger findes online på [www.streck.com](http://www.streck.com).

## SYMBOLOVERSIGT

Se fanen instruktioner (IFU) under Ressourcer på produktsiden på [www.streck.com](http://www.streck.com).

Canadisk patent 2,690,651; Europæisk patent EP2228453; Andre patenter afventer.

Se [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) for oplysninger om patenter, der kan være gældende for dette produkt.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP

MEDIMARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## KASUTUSJUHEND

Cell-Free DNA BCT® CE on otsetõmbamisega täisvere kogumiskatsuti, mis on ette nähtud vereproovide kogumiseks, transportimiseks ja säilitamiseks. See toode ON MÖELDUD AINULT EKSPORTIMISEKS, seda ei tohi müüa Ameerika Ühendriikides.

## KOKKUVÖTE JA PÖHIMÖTTED

Cell-Free DNA BCT CE stabiliseerib rakuvala plasma DNA ning samuti säilitab tuumaga verelbleedides sisalduvat rakulist genoomset DNAd ja täisverest leitavaid ringlevaid epiteelirakke (kasvajarakke).

Rakuvala DNA täpselt analüüsiti võib kahjustada proovi käsitsimine, tarnimine ja töötlemine, mis põhjustavad tuumaga verelbleedides lüüs ja sellest tulenevat rakulise genoomse DNA vabanemist. Peale selle võib nukleasest aktiivsusest tulenev rakuvala DNA degraderumine olla probleematiiline.

Seadmes Cell-Free DNA BCT CE, sisalduv säilitusaine reagent stabiliseerib tuumaga verelbleedid, takistades rakulise genoomse DNA vabanemist, ja pärssib rakuvala DNA nukleaasset vahendatud degraderumist, aidates kaasa rakuvala DNA üldisele stabiliseerimisele. Seadmes Cell-Free DNA BCT CE kogutud proovid on temperatuurivahemikus 6–37 °C kuni 14 päeva stabiilsed, võimaldades mugavat proovi kogumist, transportimist ja säilitamist.

Seadmes Cell-Free DNA BCT CE sisalduv säilitusaine reagent stabiliseerib ringlevaid epiteelirakke (kasvajarakud) täisveres kuni 7 päeva temperatuurivahemikus 15–30 °C.

## REAGENDID

Cell-Free DNA BCT CE sisaldb antikoagulantti K<sub>3</sub>EDTA ja rakusäilitusainet vedelas keskkonnas.

## ETTEVAATUSABINÖUD

- In vitro diagnostiliseks kasutuseks.
- Klaasivaali Cell-Free DNA BCT CE kogutud proove ei tohi külmutada.
- Ärge kasutage katsutseid pärast aegumiskuupäeva.
- Ärge kasutage katsutseid selleks, et koguda materjale, mida süstitatakse patsientidele.
- Toode on möeldud kasutamiseks tannitud kujul. Ärge lahjendage seadet Cell-Free DNA BCT CE ega lisage sellele muud komponente.
- Katsutuse üle- või alatäitmine põhjustab vere ja lisandi ebaõiget suhet ja võib põhjustada vääraid analüütilisi tulemusi või toote kehva töökindlust.
- ETTEVAATUST!**
  - Klaas on purunemisohtlik; käsitsisel tuleks rakendada ettevaatusabinöusid.
  - Kõiki katsutitega kokkupuutuvaid bioloogilisi proove ja materjale tuleb pidada bioloogiliselt ohtlikuks ja neid tuleb töödelda nii, nagu need oleksid nakkusohtlikud. Kõrvvaldage kasutusest föderaalsete, riiklike ja kohalike eeskirjade järgi. Vältige kokkupuudet naha ja limaskestadega.
  - Toode tuleb kõrvvaldada koos nakkusohtlike meditsiiniühätmetega.
  - Eemalda kork, kiigutades korki örnalt kas küljelt küljele või haarates korgist seda samaaegselt keerates ja tömmates. „Pöördla rullimise“ protseduuri ei soovitata korgi eemaldamisel kasutada, kuna see võib põhjustada katsuti kahjustusi ja vigastusi. Sisestage kork uuesti, vajutades örnalt korki katsutile, seda samal ajal keerates.
- Proovi tulemuse saamiseks läsage 60 °C juures kaotropsete sooladega proteinaasi K töötlemisetapp ( $\geq 30$  mA/ml), mis kestab rakulise genoomse DNA eraldamisel 2 tundi.

## SÄILITAMINE JA STABIILSUS

- Temperatuuril 2–30 °C säilitades on tühi Cell-Free DNA BCT CE stabiilne kuni aegumiskuupäevani.
- Tühja Cell-Free DNA BCT CEd võib lühiajaliselt (kuni 14 päeva) säilitada temperatuuril 2–40 °C.
- Ärge külmutage tühja seadet Cell-Free DNA BCT CE. Äärmuslikes temperatuuringimustes tarnimisel võib olla vajalik kasutada nõuetekohast isolatsiooni.
- Proovide säilitamine/stabiilsus:

	Proovi tüüp		
	Rakuvala DNA	Rakuline genoomne DNA	Epiteelirakud (kasvajarakud)
Proovi stabiilsus	14 päeva	14 päeva	7 päeva
Proovi säilitamistemperatuur	6 °C–37 °C	6 °C–37 °C	15 °C–30 °C

## TOOTE HALVENEMISE TUNNUSED

- Hägusus või nähtavad sadestised kasutamata katsuti reagendis.
- Kui ilmnevad toote vananemise tunnused, võtke ühendust Strecki tehnilise toega telefoninumbri 402 691 7510 või [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## KASUTUSJUHEND

Näidisvideoot saatte vaadata aadressil [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).


- Koguge proovi veenipunktsiooniga, järgides standardit CLSI GP41<sup>1</sup>.

**Tagasisoolu ennetamine** – kuna Cell-Free DNA BCT CE sisaldb keemilisi lisandeid, on oluline vältida võimalikku tagasisoolu katsutust.

Tagasisoolu vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinöusid.

- Holdke patsiendi kätt kogumisproteduuri ajal allapoole suunatuna.
- Holdke katsutit nii, et kork on kõige ülemises asendis, kus katsuti sisu ei puuduta kogumise ajal korki ega nöela otsa.
- Vabastage žgut pärast seda, kui veri hakkab katsutisse voolama või 2 minuti jooksul alates rakendamisest.
- Järgmises standardis CLSI GP41 esitatud tõmbamise järistust käsitelevaid soovitusi<sup>1</sup>. Cell-Free DNA BCT CE tuleks proov votta pärast EDTA-katsutut ja enne fluoriodoksaladi (glükoluüsi inhibiitor) katsutut. Kui Cell-Free DNA BCT CE katsuti järgneb proovivõtu järjekorras vahetult heparinikatsutile, soovitab Streck enne Cell-Free DNA BCT CE katsutit koguda proov lisanditeta või EDTA-katsutisse, mis seejärel visatakse ära.
- Täitke katsuti täielikult.
- Eemalda katsuti adapteri küljest ja segage katsutit kohe, seda örnalt 8 kuni 10 korda ümber pöörates. Ebapiisav või hilinenud segamine võib põhjustada valesid analüüsitemelisi või toote kehva töökindlust. Üks ümberpööramine on randme 180 kraadi edasi ja tagasi pööramine, nagu joonisel on näidatud.

## Estonian (Eesti keel)



X 10

- Pärast kogumist transportige ja hoidke katsuteid soovitatavas temperatuurivahemikus.

## Märkus.

- Parimate tulemuste saamiseks soovitatakse kasutada nöelu jämedusega 21 G või 22 G. Väiksema jämedusega nöela kasutamisel võib täitumisaeg olla pikem.
- Kui veenipunktsiooniks kasutatakse tiibadega (liblik-) nöelte komplekti ja Streck Cell-Free DNA BCT CE on esimene katsuti, millesse proov võetakse, tuleks köigepealt osaliselt võtta proov lisanditeta või EDTA-katsutuse, et eemaldada torust õhk ehk „surnud ruum“.
- Cell-Free DNA BCT CE ei lahjenda vereproove, seetõttu pole lahjendusteguri parandus vajalik.
- Nagu enamike kliniliste laboratoorse proovide puhul, võivad hemolüs, ikterus ja lipeemia mõjutada seadmega Cell-Free DNA BCT CE säilitatud vereproovidest saadud tulemusi.

## DNA ERA LDAMINE

Rakuvala plasma DNA ja rakulise genoomse DNA saab eraldada, kasutades kõige tavalisemaid müügilolevaid komplekte, mis hõlmavad proteinaasi K töötlemisetappi.

### Rakuvala plasma DNA

Streck on teie kasutusmugavuse heaks töötanud välja kaks eraldi plasma eraldamise tsentrifugimisprotokolli.

### Topelttsentrifugimise protokoll 1

- samm. Plasma eraldamiseks tsentrifugige täisverd 300 x g juures 20 minutit toatemperatuuril.
- samm. Eemalda ülemine plasmakiht ja viige see üle uude koonuskatsutisse (ei ole komplektis).
- samm. Tsentrifugige plasmat 5000 x g juures 10 minutit.
- samm. Isoleerige rakuvala DNA vastavalt komplekti tootja juhistele.

### Topelttsentrifugimise protokoll 2 (maksimaalseks plasma kasutamiseks)

- samm. Plasma eraldamiseks tsentrifugige täisverd 1600 x g juures 10 minutit toatemperatuuril.
- samm. Eemalda ülemine plasmakiht ja viige see üle uude koonuskatsutisse (ei ole komplektis).
- samm. Tsentrifugige plasmat 16 000 x g juures 10 minutit.
- samm. Isoleerige rakuvala DNA vastavalt komplekti tootja juhistele.

Optimaalsete tulemuste saamiseks läsage 60 °C juures kaotropsete sooladega proteinaasi K töötlemisetapp ( $\geq 30$  mA/ml), mis kestab rakulise genoomse DNA eraldamisel 2 tundi.

### Rakuline genoomne DNA

- samm. Leukotsüütide eraldamiseks kas läüsige ja peske erürotsüüdid või tsentrifugige täisverd ja koguge trombtsüütide-leukotsüütide (buffy coat) kihit.
- samm. Isoleerige genoomne DNA vastavalt komplekti tootja juhistele.

Optimaalsete tulemuste saamiseks läsage 60 °C juures kaotropsete sooladega proteinaasi K töötlemisetapp ( $\geq 30$  mA/ml), mis kestab rakulise genoomse DNA eraldamisel 2 tundi.

## KÜLMUTAMINE JA SULATAMINE

### PLASMA

- Külmutamine: pikajätkiseks säilitamiseks koguge ja teisaldage pärast tsentrifugimist pealmine plasmakiht krüogeensesse katsutisse (ei kuulu komplekti) ning külmutage temperatuuril -20 °C või -80 °C.
- Sulatamine: sulatage krüogeenseid katsuteid uuringuplaanis ette nähtud sobival temperatuuril.

**Märkus.** Kui plasmas tekib krüosadestisi, vibratsioonsega katsutit pärast sulatamist 30 sekundit. Ärge tsentrifugige plasmat.

### PIIRANGUD

- Ainult ühekordseks kasutamiseks.
- Proovid, mis on tömmatud muudes antikoagulantides või säilitusainetes, võivad seadmes Cell-Free DNA BCT CE koagulatsiooni põhjustada.
- Proovi ei ole soovitatav transportida pneumaatlilise torusüsteemi kaudu.

### VIITED

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

### TELLIMISTEAVE

Abi saamiseks helistage meie klienditeeninduse osakonna telefoninumbri 402 333 1982. Lisateavet leiate veebiaadressilt [www.streck.com](http://www.streck.com).

### SÜMBOLITE LOEND

Vaadake kasutusjuhendit ressursside (Resources) jaotisest, mille leiate toote veebilehelt [www.streck.com](http://www.streck.com).

Kanada patent 2,690,651; Euroopa patent EP2228453; Teised ootel patendid.  
Et näha patente, mis võivad selle toote suhtes kehtida, vaadake veebilehte [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents).

## KÄYTTÖOHJEET

Cell-Free DNA BCT® CE on suoran kokoverinäytteen verinäytyeputki, joka on tarkoitettu verinäytteiden keräämiseen, kuljettamiseen ja säilömiseen. **Tuote on tarkoitettu vain VIENTIIN eikä sitä saa myydä Yhdysvalloissa.**

## VHTEENVETO JA PERIAATTEET

Cell-Free DNA BCT CE vakuuttaa soluttoman plasma-DNA:n ja säilö myös genomisen solu-DNA:n, jota on kokoveren tumallisissa verisoluisissa ja verenkierrossa olevissa epiteelisoluisissa (syöpäsoluissa).

Tarkka cf-DNA-analyysi voi epäonnistua, kun näytettiä käsitellään, kuljetetaan tai prosessoidaan, koska tumalliset verisolut saatavat hajota ja vapauttaa näytteeseen genomista solu-DNA:ta. Lisäksi cf-DNA:n hajoaminen nukleasiaktiivisuuden lisääntyessä saattaa aiheuttaa ongelmia.

Cell-Free DNA BCT CE sisältää säälontäreagensia, joka stabiloi tumalliset verisolut ja estää genomisen solu-DNA:n vapautumisen näytteeseen. Lisäksi se estää cf-DNA:n nukleaasitoiminnasta johtuvaa hajoamista. Yhdessä nämä osat lisäävät cf-DNA:n yleistä vakautta. Cell-Free DNA BCT CE -putkella kerätty näytteet ovat vakaita jopa 14 päivää 6-37 °C:n lämpötilassa, mikä tekee näytteiden ottamisesta, kuljettamisesta ja säilyttämisestä helppompana.

Cell-Free DNA BCT CE -putken säälontäreagenssi vakuuttaa kokoverinäytteen sisältämät verenkierrossa olevat epiteelisolut (syöpäsolut) jopa 7 päiväksi 15-30 °C:n lämpötilassa.

## REAGENSSIT

Cell-Free DNA BCT CE sisältää K<sub>3</sub>EDTA-antikoagulanttia ja solun säälontääinetta nestemäisessä muodossa.

## VAROTOIMET

1. Diagnostiseen in vitro -käyttöön.
2. Älä pakasta lasiseen Cell-Free DNA BCT CE -putkeen kerättyjä näytteitä.
3. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
4. Älä käytä putkia sellaisten aineiden ottamiseen, joita annetaan potilaalle pistoksina.
5. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi sellaisena kuin se on toimitettu. Älä laimenna tai lisää muita ainesosia Cell-Free DNA BCT CE -putkeen.
6. Putkiin yli- tai alittäytö aiheuttaa virheellisen veri-/lisäänesuhteen, mikä saattaa aiheuttaa virheellisiä analyysitulosia tai heikentää tuotteen toimintakykyä.

## VAROITUS

- a. Lasi on särkyvä materiaali; käsittely aikana on käytettävä tarvittavia suoja-aineiden.
  - b. Kaikki biologiset näytteet ja materiaalit, jotka ovat kosketuksissa näytteisiin, ovat biovaarallisia: niitä on käsitteltävä tartuntavaarallisina. Hävitä kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Vältä iho- ja limakalvokosketusta.
  - c. Tuote tulee hävittää tartuntavaarallisena lääkejätteenä.
  - d. Poista tulppa joko heiluttamalla sitä sivulta toiselle tai tarttumalla siihen niin, että voit samanaikaisesti kääntää ja vetää sitä. Älä irrota tulppaa peukalolla pyöritymällä, sillä putki saattaa rikkoutua ja aiheuttaa vammoja. Laita tulppa takaisin paikalleen työntämällä se kevyesti kiertävällä liikkeellä putken pähän.
7. Käyttöturvallisuustiedotteen saat osoitteesta [www.streck.com](http://www.streck.com) tai soittamalla numeroon +1 402-691-7510.

## SÄILYTYS JA VAKAUUS

1. Tyhjä Cell-Free DNA BCT CE -putki on vakaa viimeiseen voimassaolopäivään asti, kun sitä säilytetään 2-30 °C:n lämpötilassa.
2. Lyhytaikainen säilytys 2-40 °C:ssa on hyväksytävissä tyhjille Cell-Free DNA BCT CE -putkille korkeintaan 14 päivän ajan.
3. Älä jäädytä tyhjää Cell-Free DNA BCT CE -putkea. Äärimmäisissä lämpötilaoloosuhteissa saatetaan vaatia perusteellista eristämistä kuljetuksen ajaksi.
4. Näytteiden säilyttäminen/vakaus:

	Näytetyyppi		
	Soluton DNA	Genominen solu-DNA	Epiteelisolut (Syöpäsolut)
Näytteen vakaus	14 vuorokautta	14 vuorokautta	7 vuorokautta
Näytteiden säilytslämpötila	6-37 °C	6-37 °C	15-30 °C

## TUOTTEEN LAADUN HEIKKENEMISEEN VIITTAAVAT SEIKAT

1. Käytämättömän putken reagenssin sameus tai saostuminen.
2. Jos jokin viittaa tuotteen laadun heikkenemiseen, ota yhteys Streckin tekniseen huoltoon numerossa +1 402 691 7510 tai osoitteessa [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## KÄYTTÖOHJEET

Asianmukaista sekoittamista esittävä video on nähtävissä osoitteessa [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).


1. Ota näyte laskimpistoksesta CLSI GP41:n<sup>1</sup> mukaisesti.

**Takaisinvirtauksen esto** – Koska Cell-Free DNA BCT CE sisältää kemiallisia lisääaineita, takaisinvirtausta pitkästä verenkierrotona on välttettävä.

Estä takaisinvirtaus noudatamalla seuraavia varotoimia:

- a. Pidä putilaan käsivarsi ala-asennossa näytteen ottamisen aikana.
- b. Pidä tulppalista putkea pystysuorassa niin, että putken sisältö ei koske tulppaan tai neulan kärkeä näytteen ottamisen aikana.
- c. Irrota kiristysside heti, kun veri alkoo virrata putkeen, tai viimeistään kahden minuutin kuluttua sen kiristämistä.
2. Noudata CLSI GP41:n<sup>1</sup> mukaista näytteenottojärjestystä. Cell-Free DNA BCT CE -putki on täytettävä EDTA-putken jälkeen ja ennen fluoridioksalaattiputkea (glykolyysin inhibiittoriputki). Jos Cell-Free DNA BCT CE -putki täytetään heti hepariiniputken jälkeen, Streckin suosittelee lisääneettoman tai EDTA-putken täytämistä jätteputkena ennen Cell-Free DNA BCT CE -putken täytämistä.
3. Täytä putki kokonaan.
4. Poista putki sovitimesta ja sekoita heti kääntämällä sitä varoen ylösalaisin 8-10 kertaa. Riittämätön tai viivästyntyn sekoitus saattaa aiheuttaa virheellisiä analyysitulosia tai tuotteen heikentynytä suorituskykyä. Yksi kääntämiskerta tarkoittaa ranteen kääntymistä 180 astetta ja takaisin alkusentoon alla kuvattulla tavalla:

## Finnish (Suomi)



©

5. Näytteenoton jälkeen putkia tulee kuljettaa ja säilyttää suositellussa lämpötilavälissä.

## Huomioi:

1. Parhaita tuloksia varten suositellaan 21G- tai 22G-neulaa. Täyttöaika saattaa olla pidempi, jos käytetään piemempää neulaa.
2. Kun käytetään siivellistä keräyssarja veren keräämiseksi laskimosta ja Streckin Cell-Free DNA BCT CE -putki kerätään ensimmäisenä, lisääneeton tai EDTA-putki tulee täytää osittain jätteputkena, jotta voidaan välittää putkista tuleva ilma ja vastaavat.
3. Cell-Free DNA BCT CE ei laimennusta varten kerätä lähes millä tahansa markkinoidilla olevalla näytteenottosarjalla, johon sisältyy proteinaasi K -käsitellyvaihe.
4. Hemolysi, ikerterus ja lipemia saattavat vaikuttaa Cell-Free DNA BCT CE -putkeen säilötytön verinäyten tuloksiin samalla tavoin kuin ne vaikuttavat useimpiin muihinkin kliinisiin laboratoriokokeisiin.

## DNA:N KERÄÄMINEN

Solutonta plasma-DNA:ta ja genomista solu-DNA:ta voidaan kerätä lähes millä tahansa markkinoidilla olevalla näytteenottosarjalla, johon sisältyy proteinaasi K -käsitellyvaihe.

### Soluton plasma-DNA

Streck on hyväksynyt kaksi erillistä plasmanerotusprotokollaa työn helpottamiseksi.

### Sentrifugiprotokolla 1

- Vaihe 1. Erota plasma sentrifugoimalla kokoverta 300 x g 20 minuutin ajan huonelämpötilassa.
- Vaihe 2. Poista ylempli plasmakerros ja siirrä uuteen kartioputkeen (ei sisällä pakkauksen).
- Vaihe 3. Sentrifugoi plasmaa 5 000 x g 10 minuutin ajan.
- Vaihe 4. Eristä soluton DNA sarjan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

### Sentrifugiprotokolla 2 (plasman parhaimpaan mahdolliseen talteenottoon)

- Vaihe 1. Erota plasma sentrifugoimalla kokoverta 1600 x g 10 minuutin ajan huoneelämpötilassa.
- Vaihe 2. Poista ylempli plasmakerros ja siirrä uuteen kartioputkeen (ei sisällä pakkauksen).
- Vaihe 3. Sentrifugoi plasmaa 16 000 x g 10 minuutin ajan.
- Vaihe 4. Eristä soluton DNA sarjan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Voit saavuttaa optimaaliset tulokset lisäämällä proteinaasi K -käsitellyvaiheen ( $\geq 30$  mAU/ml sulatus) 60 °C:ssa kaotropistien suolojen ollessa läsnä 1 tunnin ajan soluttoman DNA:n keruun yhteydessä.

### Genominen solu-DNA

- Vaihe 1. Voit erottaa valkosolut joko hajottamalla punasolut ja pesemällä ne tai sentrifugoimalla kokoveren ja keräämällä valkosolukerroksen.
- Vaihe 2. Eristä genominen solu-DNA sarjan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Voit saavuttaa optimaaliset tulokset lisäämällä proteinaasi K -käsitellyvaiheen ( $\geq 30$  mAU/ml sulatus) 60 °C:ssa kaotropistien suolojen ollessa läsnä 2 tunnin ajan genomisen solu-DNA:n keruun yhteydessä.

## PAKASTUS JA SULATUS

### PLASMA

1. Pakastamiseksi: Pitkääikaista säilytystä varten kerää pyörityksen jälkeen ylin plasmakerros kylmäfysiikkaputkeen (ei kuulu toimitukseen) ja jäädytä lämpötilaan -20 °C tai -80 °C.

2. Sulattamiseksi: Sulata kylmäfysiikkaputket protokollassa määritetyissä, soveltuivissa lämpötiloissa.

**Huoma:** Jos plasmaan muodostuu kryopresiipatiaatti, pyöräitä putkea 30 sekunnin ajan sulatuksen jälkeen. Älä sentrifugoi plasmaa.

### RAJOITUKSET

1. Kertakäytöinen.
2. Näytteet, jotka on otettu muiden antikoagulantien tai säälontääaineiden kanssa, saattavat koaguloitua Cell-Free DNA BCT CE -putkessa.
3. Näytteiden kuljettamista pneumaattisen putkijärjestelmän avulla ei suositella.

### VIITTEET

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

### TILAUSOHJEET

Voit soittaa asiakaspalvelunumeromme +1 402-333-1982. Lisätietoja saat myös verkkosivustoltamme [www.streck.com](http://www.streck.com).

### MERKKIEN SELITYKSET

Kato Ohjeet-valilehtä (Käyttöohjeet) Resurssien alla tuotesivulla osoitteessa [www.streck.com](http://www.streck.com).

Kanalalainen patentti 2,690,651; eurooppalainen patentti EP2228453; muiden patenttien hakemukset vireillä. Kato osoitteesta [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) patentit, jotka saattavat koskea tätä tuotetta.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP

MEDI MARK® Europe  
11, rue Émile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## MODE D'EMPLOI

Le tube Cell-Free DNA BCT® CE est un tube de prélèvement direct de sang total destiné au prélèvement, au transport et à la conservation des échantillons de sang. **Ce produit est DESTINÉ UNIQUEMENT À L'EXPORTATION, et non à la vente aux États-Unis.**

## RÉSUMÉ ET PRINCIPES

Le tube Cell-Free DNA BCT CE permet de stabiliser l'ADN plasmatique acellulaire et de conserver l'ADN génomique cellulaire présent dans les globules sanguins nucléés et les cellules épithéliales circulantes (cellules tumorales) qui se trouvent dans le sang total.

Une analyse exacte de l'ADN acellulaire peut être compromise par le maniement, l'expédition et le traitement des échantillons, causant ainsi la lyse des globules sanguins nucléés et la libération subséquente de l'ADN génomique cellulaire. En outre, la dégradation de l'ADN acellulaire sous l'effet des nuclease peut présenter un problème.

Le réactif de conservation contenu dans Cell-Free DNA BCT CE stabilise les globules sanguins nucléés, prévenant ainsi la libération d'ADN génomique cellulaire, et inhibe la dégradation, sous l'effet des nuclease, de l'ADN acellulaire, contribuant ainsi à la stabilisation globale de l'ADN acellulaire. Les échantillons prélevés dans Cell-Free DNA BCT CE sont stables pendant une période allant jusqu'à 14 jours à des températures variant entre 6 et 37 °C, ce qui facilite le prélèvement, le transport et la conservation des échantillons.

Le réactif de conservation contenu dans Cell-Free DNA BCT CE stabilise les cellules épithéliales circulantes (cellules tumorales) du sang total pendant une période allant jusqu'à 7 jours à des températures variant entre 15 et 30 °C.

## RÉACTIFS

Cell-Free DNA BCT CE contient l'anticoagulant K<sub>3</sub>EDTA et un agent de conservation de cellules dans un milieu liquide.

## PRÉCAUTIONS

- Pour usage diagnostique in vitro.
- Ne pas congeler les échantillons prélevés dans des tubes en verre Cell-Free DNA BCT CE.
- Ne pas utiliser les tubes après la date de péremption.
- Ne pas utiliser de tubes pour le prélèvement de produits à injecter dans des patients.
- Ce produit doit être utilisé tel quel. Ne pas diluer ni ajouter d'autres composants à Cell-Free DNA BCT CE.
- Le remplissage excessif ou insuffisant des tubes se soldera par un rapport sang/additif incorrect et risque de fausser les résultats d'analyse et la performance du produit.

### ATTENTION

- Le verre risque de se casser ; prendre des précautions en cours de manipulation.
- Tous les échantillons biologiques et le matériel entrant en contact avec eux sont considérés comme un danger biologique et doivent être traités comme s'ils étaient capables de transmettre une infection. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales, régionales et nationales. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses.
- Le produit doit être mis au rebut avec les déchets médicaux infectieux.
- Retirer le bouchon en basculant doucement celui-ci d'un côté et de l'autre ou en le saisissant avant de tirer et tourner en même temps. Le retrait du bouchon par roulement du pouce est déconseillé sous peine de casse du tube et de blessures. Réinsérer le bouchon en poussant délicatement le bouchon sur le tube tout en tournant.
- Les fiches techniques peuvent être consultées sur la page d'accueil de [www.streck.com](http://www.streck.com) ou en appelant le 1 (402) 691-7510 (États-Unis).

## CONSERVATION ET STABILITÉ

- Lorsqu'il est conservé entre 2 et 30 °C, le tube vide Cell-Free DNA BCT CE est stable jusqu'à sa date de péremption.
- On peut conserver les tubes Cell-Free DNA BCT CE vides à court terme, c'est-à-dire pendant 14 jours maximum, entre 2 et 40 °C.
- Ne pas congeler le tube Cell-Free DNA BCT CE vide. Une isolation adéquate pourra être requise en cas d'expédition par des températures extrêmes.
- Conservation et stabilité des échantillons :

	Type d'échantillon		
	ADN acellulaire	ADN génomique cellulaire	Cellules épithéliales (cellules tumorales)
Stabilité de l'échantillon	14 jours	14 jours	7 jours
Température de conservation de l'échantillon	Entre 6 et 37 °C	Entre 6 et 37 °C	Entre 15 et 30 °C

## INDICATIONS DE DÉTÉRIORATION DU PRODUIT

- Opacification ou précipité visible dans le réactif du tube inutilisé.
- Si le produit semble s'être détérioré, appeler les services techniques de Streck au +1 (402) 691-7510 ou envoyer un courriel à l'adresse [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## MODE D'EMPLOI


Pour visionner une démonstration, consulter le site [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Prélever l'échantillon par ponction veineuse selon CLSI GP41.

**Prévention du reflux** - Etant donné que Cell-Free DNA BCT CE contient des additifs chimiques, il est important d'éviter le risque de reflux à partir du tube.

Pour cela, prendre les précautions suivantes :

- Garder le bras du patient en position abaissée durant la procédure de prélèvement.
- Tenir le tube avec le bouchon en haut de manière à ce que le contenu du tube ne touche pas le bouchon ou l'extrémité de l'aiguille durant la procédure de prélèvement.
- Desserrez le garrot une fois que le sang commence à s'écouler dans le tube, ou dans les 2 minutes qui suivent l'application.
- Suivre les recommandations d'ordre de prélèvement décrites dans CLSI GP41<sup>1</sup>. Le prélèvement pour le tube Cell-Free DNA BCT CE doit se faire après le tube d'EDTA et avant le tube de fluorure/oxalate (inhibiteur de la glycolyse). Si, dans l'ordre de prélèvement, le tube Cell-Free DNA BCT CE suit immédiatement un tube d'héparine, Streck recommande un prélèvement dans un tube sans additif ou d'EDTA qui servira de tube de prélèvement à jeter avant d'effectuer le prélèvement dans le tube Cell-Free DNA BCT CE.
- Remplir le tube jusqu'en haut.
- Retirer le tube de l'adaptateur et mélanger immédiatement en retournant délicatement 8 à 10 fois. Un mélange inadéquat ou différé risque de fausser les résultats d'analyse et la performance du produit. Une inversion est un tour complet du poignet, de 180 degrés, et de retour conformément à la figure ci-après :



5. Après prélèvement, conserver et transporter les tubes dans la plage de températures recommandée.

### Remarque :

- Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser une aiguille de calibre 21 ou 22 Gauge. La durée de prélèvement pourra être plus longue si des aiguilles de plus petit calibre sont utilisées.
- Si un set de prélèvement à ailettes est utilisé pour la ponction veineuse et que le tube Cell-Free DNA BCT CE de Streck est le premier dans l'ordre de prélèvement, effectuer d'abord un prélèvement partiel dans un tube sans additif ou d'EDTA à jeter afin d'éliminer l'air ou « l'espace mort » de la tubulure.
- Cell-Free DNA BCT CE ne dilue pas les échantillons sanguins ; par conséquent, aucune correction du facteur de dilution n'est nécessaire.
- Comme dans le cas de la plupart des échantillons de laboratoire cliniques, une hémolyse, un ictere et une lipémie risquent de fausser les résultats obtenus sur les échantillons sanguins conservés avec Cell-Free DNA BCT CE.

## EXTRACTION DE L'ADN

L'extraction d'ADN plasmatique acellulaire et d'ADN génomique cellulaire peut être effectuée à l'aide de la plupart des kits disponibles dans le commerce qui comprennent une étape de traitement par la protéinase K.

### ADN plasmatique acellulaire

Pour votre convenance, Streck a retenu deux protocoles distincts de séparation du plasma par centrifugation.

#### Premier protocole de séparation du plasma par double centrifugation

- Pour séparer le plasma, centrifuger le sang entier à 300 x g pendant 20 minutes à température ambiante.
- Retirer le plasma surnageant et le transférer dans un tube conique neuf (non fourni).
- Centrifuger le plasma à 5000 x g pendant 10 minutes.
- Isoler l'ADN acellulaire conformément aux instructions du fabricant du kit.

#### Second protocole de séparation du plasma par double centrifugation (pour un recouvrement plasmatique maximal)

- Pour séparer le plasma, centrifuger le sang total à 1600 x g pendant 10 minutes à température ambiante.
- Retirer le plasma surnageant et le transférer dans un tube conique neuf (non fourni).
- Centrifuger le plasma à 16 000 x g pendant 10 minutes.
- Isoler l'ADN acellulaire conformément aux instructions du fabricant du kit.

Pour un résultat optimal, inclure une étape de traitement par Protéinase K (digestion ≥30 mAU/ml) à 60 °C en présence de sels chaotropiques pendant 1 heure lors de l'extraction de l'ADN acellulaire.

### ADN génomique cellulaire

- Pour séparer les globules blancs, lyser les globules rouges et laver, ou centrifuger le sang entier et récupérer la couche leucocytaire.

- Isoler l'ADN génomique conformément aux instructions du fabricant du kit.

Pour un résultat optimal, inclure une étape de traitement par Protéinase K (digestion ≥30 mAU/ml) à 60 °C en présence de sels chaotropiques pendant 2 heures lors de l'extraction de l'ADN génomique cellulaire.

## CONGÉLATION ET DÉCONGÉLATION

### PLASMA

- Congélation : pour une conservation à long terme, recueillir et transférer, après la centrifugation, le plasma surnageant dans un tube cryogénique (non fourni) et le congeler à -20 ou -80 °C.
- Décongélation : décongeler les tubes cryogéniques à la température qui convient, comme spécifié dans le protocole du laboratoire.

**Remarque :** si un cryoprecipité se forme dans le plasma, passer le tube 30 secondes au vortex après la décongélation. Ne pas centrifuger le plasma.

## LIMITATIONS

- Dispositif à usage unique.
- Les échantillons prélevés dans d'autres anticoagulants ou conservateurs risquent de causer une coagulation dans Cell-Free DNA BCT CE.
- Il déconseille de transporter l'échantillon par système de tube pneumatique.

## BIBLIOGRAPHIE

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES

Pour une assistance, contacter le service clientèle au 402-333-1982. Pour plus d'informations, consulter le site [www.streck.com](http://www.streck.com).

## GLOSSAIRE DES SYMBOLES

Consulter l'onglet Instructions (IFU) dans le menu Ressources sur la page produit affichée sur le site [www.streck.com](http://www.streck.com).

Brevet canadien 2,690,651 ; brevet européen EP2228453 ; autres brevets en instance.

Consulter le site [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) pour les brevets qui pourraient concerner ce produit.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

Cell-Free DNA BCT® CE ist ein Röhrchen zur direkten Entnahme von Vollblut. Es dient der Entnahme, der Stabilisierung, dem Transport und der Lagerung von Blutproben. **Dieses Produkt ist NUR FÜR DEN EXPORT bestimmt und wird in den USA nicht zum Verkauf angeboten.**

## ZUSAMMENFASSUNG UND GRUNDLAGEN

Das Cell-Free DNA BCT CE stabilisiert und konserviert zellfreie Plasma DNA sowie Zellgenom-DNA in kernhaltigen Blutkörperchen und zirkulierenden Epithelzellen (Tumorzellen) im Vollblut.

Die präzise Analyse von cf-DNA kann durch die Handhabung, den Transport und die Verarbeitung einer Probe beeinträchtigt werden, weil es dabei zur Lyse kernhaltiger Blutkörperchen und infolgedessen zur Freisetzung von DNA aus dem Zellgenom kommen kann. Auch die Zersetzung von cf-DNA durch Nuklease-Aktivität kann zum Problem werden.

Das konservierende Reagens in Cell-Free DNA BCT CE stabilisiert kernhaltige Blutkörperchen und verhindert damit die Freisetzung von DNA aus dem Genom von Zellen. Gleichzeitig hemmt es die Nuklease-vermittelte Zersetzung von cf-DNA und trägt so zur Stabilisierung von cf-DNA insgesamt bei. In Cell-Free DNA BCT CE entnommene Proben sind bei Temperaturen von 6 bis 37 °C bis zu 14 Tage lang stabil – für eine bequeme Entnahme, Beförderung und Lagerung der Probe.

Das konservierende Reagens in Cell-Free DNA BCT CE stabilisiert zirkulierende Epithelzellen (Tumorzellen) in Vollblut bis zu 7 Tage lang bei einer Temperatur von 15 bis 30 °C.

## REAGENZIEN

Cell-Free DNA BCT CE enthält das Antigoagulans K<sub>3</sub>EDTA und einen Zellkonservierungsstoff in einem Flüssigmedium.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Für den diagnostischen In-vitro-Gebrauch.
2. Entnommene Proben nicht in einem Cell-Free DNA BCT CE aus Glas einfrieren.
3. Die Röhrchen nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
4. Die Röhrchen nicht als Behälter für Stoffe verwenden, die Patienten eingespritzt werden sollen.
5. Das Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen. Cell-Free DNA BCT CE nicht verdünnen oder andere Komponenten hinzufügen.
6. Durch eine zu große oder zu kleine Füllmenge wird das Verhältnis von Blut zu Zusatzstoff verfälscht, was zu falschen Analyseergebnissen oder mangelhafter Produktfunktion führen kann.

## VORSICHT

- a. Glas kann brechen. Deshalb sind bei der Handhabung entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.
  - b. Alle biologischen Proben und sämtliche Materialien, die mit diesen in Berührung kommen, werden als biologische Gefahren betrachtet und sind als mögliche Infektionsquelle zu behandeln. Bei der Entsorgung sind die einschlägigen Vorschriften auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene einzuhalten. Kontakt mit Haut und Schleimhäuten vermeiden.
  - c. Das Produkt mit infektiösem medizinischen Abfall entsorgen.
  - d. Den Stopfen zum Entfernen festhalten und durch vorsichtiges Hin- und Herdrücken bei gleichzeitigem Drehen und Ziehen entfernen. Die Daumendruckmethode zum Entfernen des Stöpsels ist NICHT zu empfehlen, weil dadurch das Röhrchen brechen und Verletzungen verursacht werden könnten. Den Stopfen zum Wiederaufsetzen mit einer Drehbewegung sanft in das Röhrchen drücken.
7. Das Sicherheitsdatenblatt ist bei [www.streck.com](http://www.streck.com) oder durch Anruf unter +1 402-691-7510 erhältlich.

## LAGERUNG UND STABILITÄT

1. Wenn leeres Cell-Free DNA BCT CE Röhrchen bei Temperaturen zwischen 2 °C bis 30 °C gelagert wird, bleibt es bis zum Verfallsdatum stabil.
2. Die kurzfristige Lagerung bei 2 °C bis 40 °C ist für ein leeres Cell-Free DNA BCT CE Röhrchen bis zu 14 Tage lang möglich.
3. Leere Cell-Free DNA BCT CE Röhrchen nicht einfrieren. Zum Transport bei Extremtemperaturen ist unter Umständen eine geeignete Isolierung erforderlich.
4. Probenlagerung und -stabilität:

Probentyp			
	Zellfreie DNA	Zellgenom-DNA	Epithelzellen (Tumorzellen)
Probenstabilität	14 Tage	14 Tage	7 Tage
Probenlagerungstemperatur	6 °C bis 37 °C	6 °C bis 37 °C	15 °C bis 30 °C

## ANZEICHEN EINER QUALITÄTSVERSCHEITERUNG

1. Trübung oder sichtbare Ausfällung im Reagens des nicht gebrauchten Röhrchens.
2. Wenn Anzeichen einer Qualitätsverschlechterung des Produkts bestehen, wenden Sie sich unter +1 402-691-7510 oder [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com) an den technischen Kundendienst von Streck.

## GEBRAUCHSANWEISUNG


Eine Video-Vorführung ist unter [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing) verfügbar.

1. Proben per Venenpunktion gemäß CLSI GP41 entnehmen.

**Verhindern von Rückstrom** – Cell-Free DNA BCT CE enthält chemische Zusatzstoffe. Deshalb muss ein möglicher Rückstrom aus dem Röhrchen vermieden werden.

Um Rückstrom zu verhindern, sind die folgenden Vorsichtshinweise zu beachten:

- a. Während der Blutabnahme muss der Arm des Patienten nach unten zeigen.
- b. Das Röhrchen mit dem Stöpsel nach oben halten, sodass der Inhalt des Röhrchens bei der Blutabnahme nicht mit dem Stöpsel oder mit der Nadelspitze in Berührung kommt.
- c. Stauschlauch lösen, wenn das Blut ins Röhrchen zu strömen beginnt, maximal 2 Minuten nach dem Anlegen.
2. Bitte die Empfehlungen hinsichtlich der Reihenfolge der Entnahme in CLSI GP41 befolgen. Das Cell-Free DNA BCT CE sollte nach dem EDTA-Röhrchen und vor dem Röhrchen mit dem Fluorid-Oxalat (Glykolysehemmer) entnommen werden. Wenn ein Cell-Free DNA BCT CE Röhrchen in der Entnahmereihenfolge sofort auf ein Heparin-Röhrchen folgt, dann empfiehlt Streck, vor der Entnahme in das Cell-Free DNA BCT CE Röhrchen zuerst in ein nicht additives oder EDTA-Röhrchen als Abfallröhrchen zu entnehmen.
3. Das Röhrchen vollständig füllen.
4. Das Röhrchen vom Adapter trennen und sofort durch vorsichtiges 8- bis 10-maliges Umdrehen mischen. Inadäquates oder verzögertes Mischen kann zu falschen Analyseergebnissen bzw. schlechter Produktleistung führen. Eine Umdrehung ist eine vollständige Drehung des Handgelenks um 180 Grad und zurück, wie in der Abbildung unten gezeigt:



5. Bei Transport und Lagerung der Röhrchen nach der Entnahme den empfohlenen Temperaturbereich einhalten.

## Hinweis:

1. Die besten Ergebnisse werden mit 21G- oder 22G-Nadeln erzielt. Möglicherweise verlangsamen sich die Füllzeiten, wenn eine kleinere Kanülengröße verwendet wird.
2. Bei Nutzung eines Butterfly-Nadelsets zur Venenpunktion und wenn das Streck Cell-Free DNA BCT CE das erste Röhrchen ist, das entnommen wird, dann sollte ein nicht additives oder EDTA Discard-Röhrchen zuerst teilweise entnommen werden, um Luft oder „Totraum“ aus dem Schlauch zu eliminieren.
3. Cell-Free DNA BCT CE verdünnt die Blutproben nicht. Deshalb ist keine Verdünnungsfaktor-Korrektur erforderlich.
4. Wie auch bei den meisten anderen klinischen Laborproben, können die Ergebnisse der Blutproben, die mit Cell-Free DNA BCT CE konserviert wurden, durch Hämolyse, Ikerus und Lipämie verändert werden.

## DNA-EXTRAKTION

Die Extraktion von zellfreier Plasma-DNA und von Zellgenom-DNA kann mit den meisten handelsüblichen Kits erfolgen, die einen Behandlungsschritt mit Proteinase K umfassen.

### Zellfreie Plasma-DNA

Streck hat für Sie zwei verschiedene Rotationsverfahren zur Plasmatrennung eingerichtet.

#### Doppel-Rotationsverfahren 1

- Schritt 1. Um das Plasma abzuscheiden, Vollblut bei Zimmertemperatur 20 Minuten lang mit 300 x g zentrifugieren.
- Schritt 2. Die obere Plasmaschicht abnehmen und in ein neues konisches Röhrchen (nicht mitgeliefert) umfüllen.
- Schritt 3. Das Plasma 10 Minuten lang mit 5000 x g zentrifugieren.
- Schritt 4. Die zellfreie DNA gemäß den Anweisungen des Kit-Herstellers isolieren.

#### Doppel-Rotationsverfahren 2 (für eine maximale Plamaausbeute)

- Schritt 1. Das Vollblut 10 Minuten mit 1600 x g ungekühlt zentrifugieren, um das Plasma abzutrennen.
- Schritt 2. Die obere Plasmaschicht abnehmen und in ein neues konisches Röhrchen (nicht mitgeliefert) umfüllen.
- Schritt 3. Das Plasma 10 Minuten mit 16000 x g zentrifugieren.
- Schritt 4. Die zellfreie DNA gemäß den Anweisungen des Kit-Herstellers isolieren.

Für optimale Resultate bei der Extraktion zellfreier DNA einen einstündigen Behandlungsschritt mit Proteinase K ( $\geq 30$  mAU/mL Digest): bei 60 °C in Gegenwart chaotroper Salze hinzufügen.

### Zellgenom-DNA

- Schritt 1. Um die Leukozyten zu trennen, entweder die Erythrozyten lysieren und waschen oder Vollblut zentrifugieren und die Leukozytenmanschette entnehmen.
- Schritt 2. Die Genom-DNA gemäß den Anweisungen des Kit-Herstellers isolieren.

Für optimale Resultate bei der Extraktion von Zellgenom-DNA einen zweistündigen Behandlungsschritt mit Proteinase K ( $\geq 30$  mAU/mL Digest): bei 60 °C in Gegenwart chaotroper Salze hinzufügen.

## EINFRIEREN UND AUFTAUEN

### PLASMA

1. Zum Einfrieren: Zur langfristigen Lagerung die obere Plasmaschicht nach der Rotation entnehmen, in ein Kryoröhrchen umfüllen und bei -20 °C oder -80 °C einfrieren.
2. Zum Auftauen: Kryoröhrchen bei geeigneter Temperatur, wie in Ihrem Protokoll angegeben, auftauen.

**Hinweis:** Wenn im Plasma Kryopräzipitate entstehen, das Röhrchen nach dem Auftauen für 30 Sekunden im Vortex mischen. Das Plasma nicht zentrifugieren.

### EINSCHRÄNKUNGEN

1. Nur zur einmaligen Verwendung.
2. Proben, die in andere Antikoagulantien oder Konservierungsmittel entnommen wurden, können in Cell-Free DNA BCT CE koagulieren.
3. Der Transport von Proben über eine Rohrpostanlage wird nicht empfohlen.

### QUELLENANGABEN

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

### BESTELLINFORMATIONEN

Unterstützung bietet unsere Kundendienstabteilung unter der US-Rufnummer +1-402-333-1982. Zusätzliche Informationen sind online unter [www.streck.com](http://www.streck.com) erhältlich.

### SYMBOLISTE

Beachten Sie bitte die Registerkarte Anweisungen (IFU) unter Ressourcen auf der Produktseite unter [www.streck.com](http://www.streck.com).

Kanadisches Patent 2,690,651; Europäisches Patent EP2228453; weitere Patente anhängig. Eventuell auf dieses Produkt zutreffende Patente finden Sie unter [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

To Cell-Free DNA BCT® CE είναι ένα σωληνάριο συλλογής οικού αίματος που προορίζεται για συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση δειγμάτων αίματος. Αυτό το προϊόν προορίζεται **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ**, ενώ δεν πρέπει να διατίθεται προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

To Cell-Free DNA BCT CE σταθεροποιεί το εξωκυτταρικό DNA πλάσματος και διατηρεί το DNA του κυτταρικού γονιδιώματος που υπάρχει στα εμπύρηνα κύτταρα του αίματος και τα κυκλοφορούντα επιθηλιακά κύτταρα (καρκινικά κύτταρα) που απαντώνται στο ολικό αίμα.

H ακριβής ανάλυση του εξωκυτταρικού DNA (cf-DNA) μπορεί να τεθεί σε κύριο λόγο χειρισμών, αποστολής και επεξεργασίας του δείγματος προκαλώντας διάσπαση των εμπύρηνων κυττάρων του αίματος και μετέπειτα απελευθέρωση του DNA κυτταρικού γονιδιώματος. Επιπλέον, η αποδόμηση του cf-DNA η οποία οφείλεται στη δραστηριότητα της νουκλεάσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

To αντιδραστήριο συντήρησης DNA που περιέχεται στο Cell-Free DNA BCT CE σταθεροποιεί τα εμπύρηνα κύτταρα του αίματος, εμποδίζοντας την απελευθέρωση του DNA του κυτταρικού γονιδιώματος και αναστέλλει την αποδόμηση του cf-DNA που μεταφέρεται μέσω της νουκλεάσης, ενισχύοντας τη συνολική σταθερόποιηση του cf-DNA. Δείγματα που αυξάνθηκαν σε Cell-Free DNA BCT CE είναι σταθερά για έως 14 ημέρες σε θερμοκρασίες μεταξύ 6°C έως 37°C, καθιστώντας δυνατή την ανέτη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση του δείγματος.

To αντιδραστήριο συντήρησης που περιέχεται στο Cell-Free DNA BCT CE σταθεροποιεί τα κυκλοφορούντα επιθηλιακά κύτταρα (καρκινικά κύτταρα) στο ολικό αίμα για διάστημα έως και 7 ημέρων σε θερμοκρασίες μεταξύ 15°C έως 30°C.

## ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

To Cell-Free DNA BCT CE περιέχει το αντιπηκτικό K<sub>3</sub>EDTA και ένα συντηρητικό κυττάρων σε υγρό θρεπτικό μέσο.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- Για ιπ ή νίνο διαγνωστική χρήση.
- Μην καταψύχετε δειγμάτα που είναι αποθηκευμένα σε γυάλινα σωληνάρια Cell-Free DNA BCT CE.
- Μην χρησιμοποιείτε τα σωληνάρια μετά την ημερομηνία λήξης τους.
- Μην χρησιμοποιείτε τα σωληνάρια για συλλογή υλικών τα οποία θα χορηγηθούν με έγχυση σε ασθενείς.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήση όπως παρέχεται. Μην αραιώνετε το περιεχόμενο ή προσθέτετε άλλα συστατικά στο Cell-Free DNA BCT CE.
- Τυχόν υπερτίληρωση ή ατελής πληρωσης των σωληναρίων θα έχει ως αποτέλεσμα εσφαλμένη αναλογία αίματος προς πρόσθετο και ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα κατά την ανάλυση ή να μειώσει την απόδοση του προϊόντος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ**
  - Α. Υπάρχει κύνινος θραύσης του γυαλιού και επομένως πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά το χειρισμό.
  - Β. Όλα τα δειγμάτα βιολογικού υλικού και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με αυτά θεωρούνται βιολογικά επικινδύνα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ικανά μετάδοσης μηλώνας. Πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς και κατά τόπους κανονισμούς. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τους βλεννογόνους.
  - γ. Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα ιατρικά μιλομαρκά απόβλητα.
  - δ. Αφαίρεστε το πώμα έπειτα από τη μία πλευρά στην άλλη έπειτα κρατώντας το σωληνάριο και συστρέφοντας και έλκοντας ταυτόχρονα. Δεν συνιστάται η αφαίρεση του πώματος με τη βοήθεια του αντίχειρα γιατί μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του σωληναρίου και να προκληθεί τραυματισμός. Επανεισάγετε το πώμα στο σωληνάριο στρώνοντας απαλά το πώμα και στρέφοντας ταυτόχρονα το σωληνάριο.
  - ε. Το δελτίο δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο [www.streck.com](http://www.streck.com) ή στο 402-691-7510.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

- Όταν αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 2°C έως 30°C, τα μη χρησιμοποιημένα Cell-Free DNA BCT CE είναι σταθερά έπειτα την ημερομηνία λήξης τους.
- Η βραχυπρόθεσμη φύλαξη σε θερμοκρασία 2°C έως 40°C είναι αποδεκτή μόνο για μη χρησιμοποιημένα Cell-Free DNA BCT CE στη περίοδο έως 14 ημέρων.
- Μην καταψύχετε τα κενά σωληνάρια Cell-Free DNA BCT CE. Ενδέχεται να χρειαστεί κατάλληλη μόνωση κατά την αποστολή υπό ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Φύλαξη/Σταθερότητα δειγμάτων:

Τύπος δειγμάτος		
Εξωκυτταρικό DNA	DNA κυτταρικού γονιδιώματος	Επιθηλιακά κύτταρα (καρκινικά κύτταρα)
Σταθερότητα δειγμάτων	14 ημέρες	14 ημέρες
Θερμοκρασία φύλαξης δειγμάτων	6°C έως 37°C	6°C έως 37°C
		15°C έως 30°C

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΑΛΟΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Θολέροτα ή ζίγου το οποίο είναι ορατό στο αντιδραστήριο του μη χρησιμοποιημένου σωληναρίου.
- Εάν υπάρχουν ενδείξεις αλλοίωσης του προϊόντος επικοινωνήστε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Streck στον αριθμό 402-691-7510 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να δεινε μεταβαίνετε στη διεύθυνση [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Συλλέξτε το δείγμα με φλεβοταρακέντηση σύμφωνα με το CLSI GP41.

**Αποτροπή αντιστροφής ροής** - Εφόσον το σωληνάριο Cell-Free DNA BCT CE περιέχει χημικά πρόσθετα είναι σημαντικό να αποφεύγετε πιθανή αντιστροφή ροής από το σωληνάριο.

Για να αποφύγετε αντιστροφή ροή λάβετε τις ακόλουθες προσφυλάξεις:

- Κρατήστε το βραχίονα του ασθενούς στραμμένο προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας.
- Κρατήστε το σωληνάριο με το πώμα τοποθετημένο στην ανώτερη δυνατή θέση έτσι ώστε το περιεχόμενό του να μην αγγίζει το άκρο της βελόνης κατά τη διάρκεια της συλλογής του δείγματος.
- Αφαιρέστε τον αιμοστατικό περίδεσμο μόλις αρχίσει να ρέει το αίμα μέσα στο σωληνάριο ή 2 λεπτά μετά την έναρξη της εφαρμογής.
- Τηρήστε τις συστάσεις για τη σειρά των Βημάτων αιμοληψίας σύμφωνα με το CLSI GP41. Η χρήση του Cell-Free DNA BCT CE πρέπει να πραγματοποιείται μετά από χρήση σωληναρίου EDTA και πριν από χρήση σωληναρίου φθορούσιου-οξειδώνιου (αναστολές γλυκούλωσης). Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ένα σωληνάριο Cell-Free DNA BCT CE αμέσως μετά τη χρήση σωληναρίου ή παρινήσης κατά την αιμοληψία, η Streck συνιστά τη συλλογή με σωληνάριο χωρίς πρόσθετο ή με σωληνάριο EDTA με σωληναρίου παθώσης πριν από τη συλλογή με σωληνάριο Cell-Free DNA BCT CE.
- Γεμίστε πλήρως το σωληνάριο.
- Αφαιρέστε το σωληνάριο από τον προσαρμογέα και αναμείτε μεριμνώς με απαλή αναστροφή του σωληναρίου 8 έως 10 φορές. Τυχόν ανεπαρκής ή καθυστερημένη ανάμειξη δύναται να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα εξέτασης ή να μειώσει την απόδοση του προϊόντος. Μια αναστροφή είναι η πλήρης στροφή του καρπού, κατά 180 μοιρές και πρις τα πίσω σύμφωνα με την ακόλουθη εικόνα:



5. Μετά τη συλλογή μεταφέρετε και αποθηκεύτε τα σωληνάρια εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας.

## Σημείωση:

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση βελόνας μεγέθους 21G ή 22G. Μπορεί να παρατηρηθούν πιο αργοί χρόνοι πληρώσας κατά τη χρήση βελόνας μικρότερου μεγέθους (χαροποίηση).
- Όταν χρησιμοποιείται πιερέρω σε (πεταλούδα) αιμοληψίας για φλεβοταρακέντηση και το πρώτο σωληνάριο συλλογής είναι Streck Cell-Free DNA BCT CE, η Streck συνιστά τη μερική συλλογή πρώτα με σωληνάριο χωρίς πρόσθετο ή με σωληνάριο EDTA με σωληναρίου απόθεσης για εξάλεψη του κενού χώρου στη σωληνώση.
- Το Cell-Free DNA BCT CE δεν αραιώνει δειγμάτα αίματος και επομένως δεν απαιτείται παράγοντας αραίωση.
- Όπως στην περίπτωση των περισσότερων εργαστηριακών δειγμάτων, η αιμόλυση, ο ίκτερος και η λιπαύμα δύνανται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται στα δειγμάτα αίματος που διατηρούνται με το σωληνάριο Cell-Free DNA BCT CE.

## ΕΙΚΥΛΙΣΗ DNA

Η εικύλιση του εξωκυτταρικού DNA πλάσματος και του DNA κυτταρικού γονιδιώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρονιάσια των κιτ που διατίθενται στο εμπόριο και περιλαμβάνουν ένα στάδιο επεξεργασίας με πρωτεΐνηση.

## Εξωκυτταρικό DNA πλάσματος

H Streck έχει προσδιορίσει δύο ειχωριστά πρωτόκολλα διαχωρισμού πλάσματος με περιβλήτη σε χρονισμούσατε.

## Πρωτόκολλο διπλής περιδίνησης 1

- Βήμα 1. Για το διαχωρισμό του πλάσματος, ψυγοκεντρίστε το ολικό αίμα με ταχύτητα 300 x g για 20 λεπτά σε θερμοκρασία διωματίου.
- Βήμα 2. Αφαιρέστε την άνω στιβάδα του πλάσματος και μεταφέρετε το σε ένα νέο σωληνάριο κωνικού σχήματος (δεν παρέχεται).
- Βήμα 3. Φυγοκεντρίστε το πλάσμα με ταχύτητα 5000 x g για 10 λεπτά.
- Βήμα 4. Απομονώστε το εξωκυτταρικό DNA σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κιτ.

## Πρωτόκολλο διπλής περιδίνησης 2 (για μέγιστη ανάκτηση πλάσματος)

- Βήμα 1. Για τα διαχωρισμό του πλάσματος, ψυγοκεντρίστε το ολικό αίμα σε ταχύτητα 1600 x g για 10 λεπτά σε θερμοκρασία διωματίου.
- Βήμα 2. Αφαιρέστε την άνω στιβάδα του πλάσματος και μεταφέρετε το σε ένα νέο σωληνάριο κωνικού σχήματος (δεν παρέχεται).
- Βήμα 3. Φυγοκεντρίστε το πλάσμα σε ταχύτητα 16000 x g για 10 λεπτά.
- Βήμα 4. Απομονώστε το εξωκυτταρικό DNA σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κιτ.

Για βέλτιστα αποτελέσματα συμπεριλάβετε ένα στάδιο επεξεργασίας με πρωτεΐνηση K (≥ 30 mAU/ml υγρού πέψης) στους 60°C παρουσία χαστροπικών αλάτων για 2 ώρες κατά την εικύλιση του DNA κυτταρικού γονιδιώματος.

## ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΨΥΧΗ

- Για ψύξη: Για μακροπρόθεσμη φύλαξη, μετά την περιδίνηση, συλλέξτε και μεταφέρετε την άνω στιβάδα του πλάσματος σε ένα κρυογονικό σωληνάριο (δεν παρέχεται) και καταψύξτε στους -20°C έως -80°C.
- Για απόψυξη: Αποψύξτε κρυογονικά σωληνάρια στην κατάλληλη θερμοκρασία, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο του εργαστηρίου σας.

## Σημείωση:

Αν σηματιστούν κρυοιζήματα στο πλάσμα, αναμείτε το σωληνάριο με περιδίνηση για 30 δευτέρευτα μετά την απόψυξη. Μη φυγοκεντρίστε το πλάσμα.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Προϊόν μίας μόνο χρήσης
- Δείγματα που λαμβάνονται με άλλα αντιπηκτικά ή συντηρητικά δύνανται να προκαλέσουν πήξη εντός του Cell-Free DNA BCT CE.
- Δεν συνιστάται η μεταφορά δειγμάτων σε σύστημα πνευματικού σωληνάριου.


## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Καλέστε το Τμήμα εινυπέρτησης πελατών μας στο 402-333-1982 για βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε συμπληρωματικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση [www.streck.com](http://www.streck.com).

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Ανατρέξτε στην καρτέλα IFU (Οδηγίες χρήσης) στην ενότητα Resources (Πόροι) στη σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση [www.streck.com](http://www.streck.com).

Ευρεστεγνία στον Καναδά 2,690,651. Ευρεστεγνία στην Ευρώπη EP2228453. Άλλες ευρεστεγνίες εκκρεμούν. Ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) για ευρεστεγνίες που μπορεί να ισχύουν για αυτό το προϊόν.



- שיטו ל:**
- לטיפות מיטביות, מומלץ להשתמש במחט G21 או G22. מחטים בקוטר קטן יותר עשויים להאריך את זמן המילוי.
  - כשר משתמשים בערכת איסוף עם כפifs (מטען פרוטי-ל'קרור הוריד), מבנהה EDTA או תומך תיקון או "מל' מת" ביצירויות.
  - בڀוק, של אLOS תחילה לבוגנה EDTA או תומך תיקון או "מל' מת".
  - Cell-Free DNA BCT® CE אינה ממליצה על דגימות הדם; אך אין צורך במקדם תיקון או "מל' מת".
  - בדומה לרוב דגימות המשבירה הקוליתית, הוליה, צבתת (icterus) ויפמיה שעשוית להשפיע על התוצאות המתකלות מוגדרות דם שהשתמרו באמצעות איזופס.

**מיצוי DNA גןום:**  
ניתן ב庆幸 מינימלי DNA חופשי, שמי נמצא בתוך תא) מהפלסמה ובDNA גנומי תא' באטען דגימות הערכות הנמכרות בשוק הconciliationות שלם של טיפול-Proteinase K.

### דנ"א חופשי בפלסמה

לנוחותכם, Streck® אישרה שני פרוטוקולים נפרדים לערבול להפרדה הפלסמה.

### ערבול כפול, פרוטוקול 1

- עד 1. כדי להפריד את הפלסמה, יש להכין לשיטופוגה את הדם המלא בכוס של 5 x 300 למשך 20 דקות בטמפרטורת החדר.
- עד 2. יש להסיט את שכבות הפלסמה העליונה ולהברר למלבוגנה קונית חדשה (לא כלול).
- עד 3. יש להוציא צנטריפוגה כוח של 5000 x g במשך 10 דקות.
- עד 4. יש לדוד את הדנ"א החופשי בהתראמם להואות הריצין של הערכה.

### ערבול כפול, פרוטוקול 2 (לאחוון מזרב של פלטמה)

- עד 1. כדי להפריד את הפלסמה, יש להוציא צentrifugation את הדם המלא בכוס של 5 x 1600 למשך 10 דקות בטמפרטורת החדר.
- עד 2. יש להסיט את שכבות הפלסמה העליונה ולהברר למלבוגנה קונית חדשה (לא כלול).
- עד 3. יש להוציא צentrifugation כוח של 5 x 16000 x g במשך 10 דקות.
- עד 4. יש לדוד את הדנ"א החופשי בהתראמם להואות הריצין של הערכה.
- לקבלת תוצאות אופטימליות, יש לכלול עד של טיפול (≥ 30 mAU/mL digest) ב-60 °C 60 דקות בנווכות מלאים לאוטופסיה על מנת שעה אחת לאחר מיצים DNA חופשי.

### דנ"א גנומי תא'

- עד 1. כדי להפריד את תא' הדם הלבנים, יש לפרק תא' הדם האדומים ולשפטו, או להכין לשיטופוגה דם מלא ולאושפז את שכבות הפלטמה.
- עד 2. יש לדוד את הדנ"א הגנומי בהתאם להואות הריצין של הערכה.
- לקבלת תוצאות אופטימליות, יש לכלול עד של טיפול (≥ 30 mAU/mL digest) ב-60 °C 60 דקות בנווכות מלאים לאוטופסיה על מנת שעה אחת לאחר מיצים DNA גנומי תא'.

### הקפאה והפרשה הפלסמה

1. כדי להקליפה: לצורך אורך-טוויה, לאחר הסחורה, יש לאסוף ולהעביר את שכבות הפלסמה העליונה ל מבחנה קריוגנטית (לא כולל מברון) ולהקליפה בטמפרטורה של 7 °C או -20 °C- -80 °C.
2. כדי להפרשי:opsis שפער את המבנה החוגיגיות בטמפרטורה המתאימה כמפורט בפרוטוקול חלול.
- הערה: אם ציררים שעקב-קיוק בפלסמה, של עברל או המבנה בשך 30 שניות אחר ההפרשה. אין לסרוץ את הפלסמה.

### הגבלות

- יש שימוש חד-פעמי בלבד.
- dmustions שונאים בਊן וגדי קריישה או חומרם שמרמים אחרים עשוית לגרום לкриישה בתוך CE.
- שינו דגימות דרך מערך מבחנות פיאוטומיטיות או מומלץ.

- מקורות**
- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

### פרטים לצמצוע המזהה

- אנו להזמין למחוקק שירות הלקוות שלו בטלפון 402-333-1982 ל渴別ת ציון. מידע נוסף ניתן באמצעות המזון או הילוי. [www.streck.com](http://www.streck.com).  
**מונח סמלי**  
 או בלשוניות (horaeot שימוש) תחת הכותרת Resources (משאבם) בעמוד המזון בכתובת [www.streck.com](http://www.streck.com).

הפוריאב טניפ; EP2228453; דנדנק טניפ ושווא מדראס טניפ  
 ראו רשימת פטנטים שעשויה לחול על מזורי [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents)



Streck  
 7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP

MEDMARK® Europe  
 11, rue Émile Zola, BP 2332  
 38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
 2019-10

### הוואות שימוש (עברית)

Cell-Free DNA BCT® CE היא מכונה לאיסוף דם מלא בשאייה ישירה ומיעדרת לאיסוף, שינוי ואחסון של דגימות דם. מוצר זה מיועד בלבד ואינו מתאים לצריכה אחרת.

תקציר וערכות

Cell-Free DNA BCT CE מיצבת דנ"א חופשי מהפלסמה וכן שמרת דנ"א גנומי תא' המחי בתאי דם מגורעים ובתאים אפייליאליים בחזרה דם (תאי שעתה) מומלץ בדם מלא.

דיוקה של אণיליאת cf-DNA ישנו ריאנט שימור המציג תא' דם מגורעים ועליה ועיבוד הדגימה אשר עשוים לגרום לילדיש של תא' דם מוגועה ונכזהה מכך לשחרור דנ"א גנומי תא'. בסוף לכך, מירק מזון שחרור cf-DNA מ-37 °C. גיווון אנזטנסיס ב-Cell-Free DNA BCT® CE מושך שארות ציבות פירוק מ-37 °C ל-6 °C עד 4 ימים בטוח טמפרטורה של 6 °C עד 30 °C 15 ימים.

Cell-Free DNA BCT® CE ישנו ריאנט המציג תא' אפייליאליים ממחזר הדם (תאי שעתה) המציגים בדם מלא לשחקר כ-14 ימים בטוח טמפרטורה של 6 °C עד 30 °C.

ריאגנטים

Cell-Free DNA BCT® CE מכילה את נוגד הקריישה  $\text{K}_4\text{EDTA}$  וחומר שומר תאים בתווך נזלי.

ازהראות

לשימוש אונחון בגין נזלה.

אין להקליפה את הדגימות שמאפסו ב-Cell-Free DNA BCT CE.

לא להמשם במבחנות לאחר תאריך התופה.

אין להמשם במבחנות אלה לאסוף חומרם הביולוגיים להזרקה לתוך גופו מטופלים.

הזרור מעוד לשימוש כפי שהוא כופיק. אין לדוד את הדם מומלץ להריכב מהרכבים אחרים.

מילוי יתר או מילוי בחזרה של המבנה יביא ליחס כמותי בין תקון בין הדם למזון ועל כן עלול לגרום לתוצאות אנזיה שגויות או ביצועים לקויים של המזון.

הזרור

א. זכויות היא חומר שביק, יש לנתקו אמצעי זהירות בזמן הטיפול בוחר.

ב. כל הדגימות הביולוגיות והומורם הבאים עון בגע החשבים כיכון בialogי יש להנוגה בהם כוחם המעבירם זיהום.

יש לשולץ אום הרחמס לקבעות פורטיליות, הארציות ומיקוויות. יש להימנע מגע עם העור ועם רקמות ריריות.

ג. יש להשליך את המזרע עם פסולת רפואיות זיהומיות.

ד. יש להוציא את הפיק בתונעה עדינה לצד עוז ידי איזיזתו בתונעת משיכה ויבוב בו-Ձמunitiy. מומלץ להימנע מההסתה הפיק בתונענות נוגול עם האגדת, ששם השדרב עלול לגרום לשבריה המבנה ופציעה. כדי להזיר את הפיק יש להזיר וופיק פינמה בתונעה סובובית.

7. גילין בטיחות (SDS) ניתן לקבל באתר [www.streck.com](http://www.streck.com) או בטלפון 402-691-7510.

אחסון יציבות

Cell-Free DNA BCT CE ריקה שומרת על יציבותה עד תאריך התופה כל עוד תואחסן בטמפרטורה של 2 °C עד 30 °C.

ניתן לחזק CE מזון Cell-Free DNA BCT CE ריקה בטמפרטורה של 2 °C עד 40 °C למשך 6 °C 14 ימים לכל היותר.

אין להקליפה את הדגימות שמאפסו ב-Cell-Free DNA BCT CE ריקה. בעת שינוי בתנאי טמפרטורה קיצוניים יתיק צור בבידור אותן.

אחסון יציבות הדגימות:

טמפרטורת אחסון הדגימה	סוג דגימה			יציבות הדגימה
	תאים אפייליאליים (תאי שעתה)	Dn"א חופשי בפלסמה	Dn"א גנומי תא'	
4 ימים		14	14	יציבות הדגימה
30 °C 15 °C	37 °C 6 °C	37 °C 6 °C	37 °C 6 °C	טמפרטורת אחסון הדגימה

סימנים לרידה באיכות במוח

1. נעירות או משקל נזלי של הריגןט במכשיר נזלי.

2. אם מופיעים סימנים לרידה באיכות המזון יש ליצור קשר עם השירות הטכני של Streck טלפון 402-691-7510 או [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

הוואות שימוש

לשימוש בדגם הדגימה, בקורס באתר [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

1. יש לאסוף את הדגימה בדיקור וידי לעזוב קר שער עם השירות הטכני של Streck טלפון 402-691-7510 או CLSI GP41<sup>1</sup>.

2. מונעת דרישה מהפתקה או שפער ב-Cell-Free DNA BCT CE מילוט תוספים כימיים ועל כן חשוב למנוע את האפשרות של דרייה חזרת ממהבנה.

ש לנתקו באיכות ההרטור האבים כדי להשמר מפני זרימה חוזרת:

א. יש להקליף שזרע המטופל תפנה כלפי מיטה במולול איסוף הדגימה.

ב. יש לאחוץ את הדבנה או שפער במגע גבוג בזירע על מנת למנוע מתוקן המבנה לבוא במגע עם הפיק או עם קצץ המהוט בממבהנה.


ש לנתקו באיכות ההרטור האבים כדי להשמר מפני זרימה חוזרת:

ג. יש לשחרר את מילוטות לגבי סדר האיסוף במתחילה צד שמלה בדגם הדגימה.

2. פעיל בהתאם למלצות לגבי סדר האיסוף במתחילה צד שמלה בדגם הדגימה. CLSI GP41<sup>1</sup> מושך את הדנ"א באמצעות Cell-Free DNA BCT CE מילוט תוספים כימיים ועל כן חשוב למנוע את האפשרות של דרייה חזרת ממהבנה.

3. יש לשחרר את מילוטות לגבי סדר האיסוף מיד כהדים מילוט תוספי, לפני האיסוף הדגימה.

4. יש להפוך את המבנה מן המותאם ולערוב מיד עם ידי הפיכתה בעידנות 8 עד 10 פעומים. ערובה מוגען מידי או ערבוב שההעכוב עלול לגרום לתוצאות אנזיה שגויות או ביצועים לקויים באירוע שולחן:



5. לאחר האיסוף, יש לשמור על טווח הטמפרטורות המומלץ בעת שינוע ואחסון המבנה.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Cell-Free DNS BCT® CE olyan közvetlen rendszerű teljesvér-véti kémcso, amely vérminták gyűjtésére, szállítására és tárolására szolgál. A termék KIZÁRÓLAG EXPORTRA készült, az Egyesült Államokban nem forgalmazható.

## ÖSSZEFOLGLÁLÁS ÉS ALAPELVÉK

A Cell-Free DNA BCT CE eszköz emellett stabilizálja a sejtményes plazma-DNS-t, és tartósítja a teljes vérben található, maggal rendelkező vérszöveget és keringő epitelialis sejtekben (tumorsejtekben) jelen lévő celluláris genom DNS-t.

A cf-DNS pontos elemzését ronthatja a minta kezelése, szállítása és feldolgozása, amely a magvas vérszöveget lizízeti és ennek következtében a celluláris genom DNS kiszabadulását okozhatja. Emellett a cf-DNS nukleáz aktivitás miatt lebomlása problémát jelenthet.

A Cell-Free DNS BCT CE termékben található tartósító reagens stabilizálja a magvas vérszöveget, és megakadályozza a celluláris genom DNS kiszabadulását, valamint gátolja a nukleáz mediált cf-DNS lebomlást, így hozzájárul a cf-DNS stabilizálásához. A Cell-Free DNS BCT CE eszközben gyűjtött minták akár 14 napon át is stabilak maradnak 6 °C-37 °C hőmérsékleten tárolva, amely lehetővé teszi a minta kényelmes gyűjtését, szállítását és tárolását.

A Cell-Free DNS BCT CE termékben található tartósító reagens 15 °C és 30 °C között akár 7 napig is stabilizálja a teljes vérben keringő epitelialis sejteket (tumorsejteket).

## REAGENSEK

A Cell-Free DNS BCT CE antikoaguláns K<sub>2</sub>EDTA-t és sejttartósítót tartalmaz folyékony közegben.

## ÖVINTÉZKEDÉSEK

1. In vitro diagnosztikai alkalmazásra.
2. Az üveg Cell-Free DNA BCT CE eszköze levett mintákat nem szabad lefagyasztani.
3. Ne használja a kémcsoveket a lejáratú dátumot követően.
4. Ne használja a kémcsoveket betegkebe befecskendezni kívánt anyagok gyűjtésére.
5. A termék a leszállított állapotban használható rendeltetésszerűen. Ne hígítsa fel és ne adjon hozzá semmit a Cell-Free DNS BCT CE eszközökhöz.
6. A kémcsovek túl- vagy alultöltése nem megfelelő vér-tartósítószer arányt eredményez, és helytelen elemzési eredményekhez vagy a termék nem megfelelő működéséhez vezethet.

## VIGYÁZAT

- a. Az üveg törékeny. Használatakor be kell tartani a szükséges övintézkedéseket.
- b. minden biológiai minta és a velük érintkező összes anyag biológiaiag veszélyesnek minősül, és fertőzés átvitelére alkalmasként kezelendő. A szövetségi, állami és helyi előírásoknak megfelelően kell kidobni. Kerülje a bőrrel és a nyálkahártyákkal való érintkezést.
- c. A terméket fertőző egészségügyi hulladékékként kell kidobni.
- d. A dugó levéltelehez óvatosan döntögesse a dugót ide-oda vagy egyszerre csavarja és húzza. A dugó hüvelykujjal való "lepattintása" nem javasolt, mert a a kémcso törését és sérülést eredményezhet. A dugó visszahelyezésénél óvatosan, egy csavaró mozdulattal nyomja rá a dugót a kémcsoire.
7. Az anyagbiztonsági adatlap (SDS) beszerezhető a [www.streck.com](http://www.streck.com) oldalról vagy a következő szám felhívásával: 402-691-7510.

## TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

1. 2 °C-30 °C között tárolva az üres Cell-Free DNS BCT CE a lejáratú időpontig stabil marad.
2. Az üres Cell-Free DNA BCT CE eszköz 2 °C-40 °C közötti hőmérsékleten történő rövid távú tárolása maximum 14 napig elfogadható.
3. Ne fagyassza le az üres Cell-Free DNA BCT CE eszközt. Rendkívüli hőmérsékleti körülmények között való szállítás esetén megfelelő szigetelést kell alkalmazni.
4. A minták tárolása/stabilitása:

	A minta típusa		
	Sejtményes DNS	Celluláris genom DNS	Epitelialis sejtek (tumorsejtek)
A minta stabilitása	14 nap	14 nap	7 nap
A minta tárolási hőmérséklete	6 °C - 37 °C	6 °C - 37 °C	15 °C - 30 °C

## A TERMÉK MEGOMLÁSÁNAK JELEI

1. Fehérítődés vagy kicsapódás látható a fel nem használt kémcso reagensében.
2. A termék megomlásának jelei esetén forduljon a Streck Műszaki Ügyfélszolgálatához a 402-691-7510 vagy a [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com) elérhetőségen.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tekintse meg a videóbemutatót a [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing) oldalon.

1. Vegyen mintát vénászúrás segítségével a CLSI GP41 előírásei szerint.

**A visszaáramlás megakadályozása** - Mivel a Cell-Free DNA BCT CE vegyi adalékanyagokat tartalmaz, fontos, hogy ne legyen visszaáramlás a kémcsoiból.

A visszaáramlás megakadályozása érdekében ügyeljen a következőre:

- a. Tartsa a beteg karját lógó helyzetben a mintavételi eljárás közben.
- b. Tartsa a kémcsovet úgy, hogy a dugó legyen legfelül, és a kémcso tartalma ne érhessen hozzá a dugóhoz vagy a tű végéhez a mintavétel közben.
- c. Amint a vér elkezdi a kémcsoiból áramlani vagy 2 percen belül engedje fel a leszorítást.
2. Tartsa be a CLSI GP41 dokumentumban ajánlott mintavételi sorrendet<sup>6</sup>. A Cell-Free DNA BCT CE eszközöt az EDTA-s cső után és a fluorid-oxálatos (glikolizis-inhibitor) cső előtt kell felcsiníni. Ha a Cell-Free DNA BCT CE eszközbe történő vérvétel követelménye a heparinos csőbe történő vérvételt követi a vérvételi sorrendben, a Streck azt ajánlja, hogy a Cell-Free DNA BCT CE eszközbe történő vérvételt megelőzően egy adalékanyagot nem tartalmazó vagy EDTA-tartalmú csőbe – mint eldobandó csőbe – is vegyenek vérmintát.

3. Teljesen töltse meg a kémcsovet.

4. Vegye le a csövet az adapterről, és azonnal keverje fel óvatos, 8-10-szer történő forgatással. Az elégítelen vagy késedelemes összekeréres hibás elemzési eredményekhez vagy a termék gyenge teljesítményéhez vezethet. Egy fordítás egy teljes - 180 fokos oda-vissza - csuklóműzoldatot jelent az alábbi ábra szerint:



## Hungarian (Magyar)

5. A levételt követően a kémcsovek szállítását és tárolását az ajánlott hőmérsékleti tartományban kell végezni.

## Megjegyzés:

1. A legjobb eredmények érdekében egy 21G-s vagy 22G-s tű használata javasolt. Kisebb átmérőjű tűk használatakor lassabb teljesítményt mutatnak.
2. Ha a vénászúrásban szárnyas („pillangó”) vérvételi készletet használ, és a Streck Cell-Free DNA BCT CE az első vérvételi cső, először egy adalékanyagot nem tartalmazó vagy EDTA-tartalmú eldobandó csőbe vegyen (nem teljes csőny), majd a csőből távolítsa el a levegőt illetve a „holtereket”.
3. A Cell-Free DNA BCT CE nem hígítja a vér mintákat, ezért nincs szükség hígítási tényezővel való korrekcióra.
4. A legtöbb klinikai laboratóriumi mintához hasonlóan a hemolízis, a sárgáság és a lipémia befolyásolhatja a Cell-Free DNA BCT CE eszközzel vett vér minták eredményeit.

## DNS EXTRAKCIÓ

A sejtményes plazma DNS és a celluláris genom DNS kivonása elvégzhető a legtöbb olyan kereskedelmi forgalomban kapható készlet segítségével, amely tartalmaz egy proteináz K kezelési lépést.

## Sejtményes plazma DNS

A Streck az önjök kényelme érdekében két különböző, a plazma elkülönítésére szolgáló centrifugálási protokoll minősített.

## 1. számú dupla centrifugálási protokoll.

1. lépés A plazma elválasztásához centrifugálja le a teljes vér 300 x g-t alkalmazva 20 percig szabahőmérsékleten.
2. lépés Távolítsa el a felső plazmaréteget, és vigye azt át egy új kúpos csőbe (nincs a készletben).
3. lépés Centrifugálja le a plazmát 5000 x g-t alkalmazva 10 percen át.
4. lépés Izolálja a sejtményes DNS-t a készlet gyártójának utasításai szerint.

## 2. számú dupla centrifugálási protokoll (a maximális plazmamennyiséggel érdekében)

1. lépés A plazma elválasztásához centrifugálja le a teljes vér 1600 x g-t alkalmazva 10 percig szabahőmérsékleten.
2. lépés Távolítsa el a felső plazmaréteget, és vigye azt át egy új kúpos csőbe (nincs a készletben).
3. lépés Centrifugálja le a plazmát 16000 x g-t alkalmazva 10 percen át.
4. lépés Izolálja a sejtményes DNS-t a készlet gyártójának utasításai szerint.

Az optimális eredmények érdekében végezzen proteináz K kezelést (nagyobb, mint 30 mAU/ml emésztés) 60 °C-on karotípus sők jelenlétében 1 órán keresztül sejtményes DNS kivonásához.

## Celluláris genom DNS

1. lépés A fehérítőkészletek elválasztásához izolálja a vörös vérszöveget és mossa át a mintát, vagy centrifugálja le a teljes vér, és gyűjtse össze a buffy coat réteget.
2. lépés Izolálja a genom DNS-t a készlet gyártójának utasításai szerint.

Az optimális eredmények érdekében végezzen proteináz K kezelést (nagyobb, mint 30 mAU/ml emésztés) 60 °C-on karotípus sők jelenlétében 2 órán keresztül celluláris genom DNS kivonásához.

## LEFAGYASZTÁS ÉS KIOLVASZTÁS

### PLAZMA

1. Lefagyassza a törlesztéshez használt kémcsoval "lepattintás" néven javasolt, mert a a kémcso törését és sérülést eredményezhet. A dugó visszahelyezésénél óvatosan, egy csavaró mozdulattal nyomja rá a dugót a kémcsoire.
2. Kiolvasztás: A kriogenikus kémcso kiolvasztását a helyi előírások szerinti hőmérsékleten végezze.

**Megjegyzés:** Ha a plazmában krioprecipitátum alakul ki, a kiolvasztás után vortexszel keverje a kémcsovet 30 mp-ig. Ne centrifugálja a plazmát!

### KORLÁTOZÁSOK

1. Kizárolag egyszeri használatra.
2. A más antikoaguláns vagy tartósító anyagokba levett minták koagulációt idézhetnek elő a Cell-Free DNA BCT CE eszközben.
3. A minták pneumatikus csőrendszeren át történő szállítása nem ajánlott.

### IRODALOM

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## RENDELELÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ha segítségre van szüksége, kérjük, hívja Ügyfélszolgálati osztályunkat a 402-333-1982 telefonszámon. További tájékoztatásért látogasson el honlapunkra: [www.streck.com](http://www.streck.com).

## SZIMBÓLUMOK JEGYZÉKE

Lásd az Instructions (IFU) (Használati utasítások) fület a Resources (Forrásanyagok) menüpont alatt a termék oldalán a [www.streck.com](http://www.streck.com) címen.

Kanadai szabadalom: 2,690,651; Európai szabadalom: EP2228453; Egyéb szabadalmak elbírálat alatt. A termékre esetlegesen vonatkozó szabadalmakat illetően lépjön a [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) oldalra.

**EC REP**  
MediMark® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## ISTRUZIONI PER L'USO

Cell-Free DNA BCT® CE è una provetta per la raccolta del sangue intero a prelievo diretto indicata per il prelievo, il trasporto e la conservazione di campioni di sangue. **Questo prodotto è SOLO PER L'ESPORTAZIONE, non per la vendita negli Stati Uniti.**

## RIEPILOGO E PRINCIPI

Cell-Free DNA BCT CE stabilizza il DNA nel plasma acellulare e preserva il DNA genomico cellulare presente nelle cellule ematiche nucleate e nelle cellule epiteliali circolanti (cellule tumorali) trovate nel sangue intero.

L'accuracy dei risultati delle analisi del cf-DNA può essere compromessa dalla manipolazione, il trasporto e il trattamento dei campioni, che provocano la lisi delle cellule ematiche nucleate e il successivo rilascio del DNA genomico cellulare. Inoltre, la degradazione del cf-DNA causata dall'attività nucleasica può essere problematica.

Il reagente conservante contenuto in Cell-Free DNA BCT CE stabilizza le cellule ematiche nucleate, prevenendo il rilascio di DNA genomico cellulare, e inibisce la degradazione del cf-DNA mediata dalle nucleasi, contribuendo alla stabilizzazione complessiva del cf-DNA. I campioni raccolti in Cell-Free DNA BCT CE sono stabili per un massimo di 14 giorni ad una temperatura compresa tra 6 e 37 °C, consentendo così il comodo prelievo, trasporto e conservazione dei campioni.

Il reagente conservante contenuto in Cell-Free DNA BCT CE stabilizza le cellule epiteliali circolanti (cellule tumorali) nel sangue intero per un massimo di 7 giorni ad una temperatura compresa tra 15 e 30 °C.

## REAGENTI

Cell-Free DNA BCT CE contiene l'anticoagulante K<sub>2</sub>EDTA e un conservante cellulare in mezzo liquido.

## PRECAUZIONI

- Esclusivamente per uso diagnostico in vitro.
- Non congelare i campioni raccolti nelle provette di vetro Cell-Free DNA BCT CE.
- Non utilizzare le provette dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare le provette per la raccolta di materiali da iniettare nei pazienti.
- Questo prodotto è indicato per l'uso così come fornito. Non diluire o aggiungere altri componenti a Cell-Free DNA BCT CE.
- Il riempimento eccessivo o insufficiente delle provette provoca un incorretto rapporto fra sangue e additivo e può causare risultati analitici incorretti o scarse prestazioni del prodotto.

## ATTENZIONE

- Il vetro può rompersi; prendere le opportune precauzioni durante la manipolazione.
- Tutti i campioni biologici e i materiali venuti a contatto con essi sono considerati materiali a rischio biologico e devono essere trattati come potenziali veicoli di infezione. Smaltire in conformità alle normative vigenti. Evitare il contatto con la pelle e le mucose.
- Questo prodotto deve essere smaltito insieme ai rifiuti medici infetti.
- Rimuovere il tappo spostandolo lateralmente con delicatezza o tirandolo e ruotandolo contemporaneamente. La rimozione del tappo con la procedura di rotazione tra il pollice e l'indice non è raccomandata perché può provocare la rottura della provetta e lesioni alle persone. Reinserire il tappo spingendolo delicatamente sulla provetta e ruotandolo contemporaneamente.
- Le SDS possono essere reperite nel sito web [www.streck.com](http://www.streck.com) oppure richieste telefonicamente al numero +1 402-691-7510.

## CONSERVAZIONE E STABILITÀ

- Se conservata a una temperatura compresa tra 2 °C e 30 °C, la provetta Cell-Free DNA BCT CE vuota è stabile fino alla data di scadenza.
- La provetta Cell-Free DNA BCT CE può essere conservata a breve termine, vuota, per un massimo di 14 giorni a una temperatura compresa tra 2 °C e 40 °C.
- Non congelare la provetta Cell-Free DNA BCT CE vuota. Per la spedizione in condizioni estreme di temperatura potrebbe essere necessario un isolamento adeguato.
- Conservazione/stabilità del campione:

	Tipo di campione		
	DNA acellulare	DNA genomico cellulare	Cellule epiteliali (Cellule tumorali)
Stabilità del campione	14 giorni	14 giorni	7 giorni
Temperatura di conservazione del campione	6 °C e 37 °C	6 °C e 37 °C	15 °C e 30 °C


## SEGNI DI DETERIORAMENTO DEL PRODOTTO

- Torbidezza o precipitato visibili nel reagente della provetta inutilizzata.
- In presenza di indicazioni di deterioramento del prodotto, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Streck al numero +1 402-691-7510 o all'indirizzo e-mail [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## ISTRUZIONI PER L'USO

Per una dimostrazione video, visitare il sito [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Prelevare il campione mediante puntura venosa in conformità al documento CLSI GP41<sup>1</sup>. **Prevenzione del flusso retrogrado** - Poiché Cell-Free DNA BCT CE contiene additivi chimici, è importante evitare l'eventuale flusso retrogrado dalla provetta. Per proteggersi dal flusso retrogrado, osservare le seguenti precauzioni:
  - Mantenere il braccio del paziente verso il basso durante il prelievo.
  - Mantenere la provetta con il tappo più in alto possibile in modo che il contenuto della provetta non tocchi il tappo o l'estremità dell'ago durante il prelievo del campione.
  - Rilasciare il laccio emostatico quando il sangue inizia a scorrere nella provetta, o entro 2 minuti dall'applicazione.
- Seguire le raccomandazioni relative all'ordine di prelievo descritte nel documento CLSI GP41<sup>1</sup>. Il prelievo con la Cell-Free DNA BCT CE deve essere eseguito dopo la provetta con EDTA e prima della provetta con ossalato di fluoruro (inibitore della glicolisi). Se il prelievo con la provetta Cell-Free DNA BCT CE viene eseguito immediatamente dopo quello con la provetta contenente epatina, Streck raccomanda di usare una provetta di scarto senza additivo o con EDTA prima della raccolta nella provetta Cell-Free DNA BCT CE.
- Riempire completamente la provetta.
- Rimuovere la provetta dall'adattatore e miscelare immediatamente e delicatamente mediante inversione da 8 a 10 volte. Una miscelazione inadeguata o eseguita in ritardo può causare risultati inaccurati delle analisi o scarse prestazioni del prodotto. L'inversione consiste in una completa rotazione del polso di 180° avanti e indietro come indicato nella figura segue.



- Dopo la raccolta, trasportare e conservare le provette nell'intervallo di temperatura raccomandato.

## Nota:

- Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un ago da 21 G o 22 G. Se si usa un ago di calibro inferiore è possibile osservare tempi di riempimento più lenti.
- Se si utilizza un set di raccolta a farfalla per venipuntura e la provetta Streck Cell-Free DNA BCT CE è la prima ad essere usata per il prelievo, occorre eseguire prima un prelievo parziale con una provetta di scarto senza additivi o con EDTA in modo da eliminare eventuali spazi morti e aria dalla cannuola.
- Cell-Free DNA BCT CE non diluisce i campioni di sangue e, pertanto, non è necessaria la correzione del fattore di diluizione.
- Come per la maggior parte dei campioni analizzati in laboratorio clinico, emolisi, ittero e lipemia possono influenzare i risultati ottenuti con i campioni di sangue conservati con Cell-Free DNA BCT CE.

## ESTRAZIONE DEL DNA

L'estrazione di DNA da plasma cell-free e di DNA genomico cellulare può essere effettuata utilizzando la maggior parte dei kit disponibili in commercio che includono una fase di trattamento con proteinasi K.

### DNA da plasma acellulare

Per agevolare l'utilizzatore, Streck ha eseguito la qualificazione di due protocolli per la separazione del plasma mediante centrifugazione.

#### Protocollo con doppia centrifugazione 1

Passaggio 1. Per separare il plasma, centrifugare il sangue intero a 300 x g per 20 minuti a temperatura ambiente.

Passaggio 2. Rimuovere lo strato superiore di plasma e trasferirlo in una nuova provetta conica (non fornita).

Passaggio 3. Centrifugare il plasma a 5000 x g per 10 minuti.

Passaggio 4. Isolare il DNA cell-free attenendosi alle istruzioni del produttore del kit.

#### Protocollo con doppia centrifugazione 2 (per il massimo recupero del plasma)

Passaggio 1. Per separare il plasma, centrifugare il sangue intero a 1600 x g per 10 minuti a temperatura ambiente.

Passaggio 2. Rimuovere lo strato superiore di plasma e trasferirlo in una nuova provetta conica (non fornita).

Passaggio 3. Centrifugare il plasma a 16000 x g per 10 minuti.

Passaggio 4. Isolare il DNA acellulare attenendosi alle istruzioni del produttore del kit.

Per ottenere risultati ottimali, includere una fase di trattamento con proteinasi K (digestione ≥ 30 mAU/ml) a 60 °C in presenza di sali caotropici per 1 ora se si estrae DNA cell-free.

### DNA genomico cellulare

Passaggio 1. Per separare i globuli bianchi, lisare i globuli rossi e lavare, oppure centrifugare il sangue intero e raccogliere lo strato leucocitario.

Passaggio 2. Isolare il DNA genomico attenendosi alle istruzioni del produttore del kit.

Per ottenere risultati ottimali, includere una fase di trattamento con proteinasi K (digestione ≥ 30 mAU/ml) a 60 °C in presenza di sali caotropici per 2 ore se si estrae DNA genomico cellulare.

## CONGELAMENTO E SCONGELAMENTO

### PLASMA

- Per congelare: per la conservazione prolungata, dopo la centrifugazione raccogliere lo strato superiore di plasma e trasferirlo in una provetta criogenica (non fornita); congelare a -20 °C o a -80 °C.

- Per scongelare: scongelare le provette criogeniche alla temperatura idonea, come specificato nel protocollo.

**Nota:** se nel plasma si forma crioprecipitato, agitare sul vortex per 30 secondi la provetta dopo averla scongelata. Non centrifugare il plasma.

## LIMITAZIONI

- Il prodotto è esclusivamente monouso.
- I campioni prelevati in altri anticoagulanti o conservanti possono causare la coagulazione in Cell-Free DNA BCT CE.
- Non si consiglia il trasporto dei campioni tramite sistema pneumatico per provette.

## BIBLIOGRAFIA

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Per assistenza rivolgersi al reparto Servizio di Assistenza ai Clienti al numero +1-402-333-1982. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web [www.streck.com](http://www.streck.com).

## GLOSSARIO DEI SIMBOLI

Vedere la scheda Instructions (Istruzioni) (IFU) in Resources (Risorse) sulla pagina del prodotto all'indirizzo [www.streck.com](http://www.streck.com).

Brevetto canadese 2,690,651; brevetto europeo EP2228453; altri brevetti in corso di registrazione. Vedere [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) per i brevetti che potrebbero essere applicabili a questo prodotto.

**LIETOŠANAS PAMĀCĪBA**

Cell-Free DNA BCT® CE ir tiešas pilnasiņu paraugu nemšanas stobriņš, ko paredzēts izmantot asins paraugu nemšanai, transportēšanai un uzglabāšanai. Šis izstrādājums ir paredzēts TIKAI EKSPORTĒŠANAI un nav paredzēts pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs.

**KOPSAVILKUMS UN PRINCIPI**

Cell-Free DNA BCT CE stabilizē bezšķūnu plazmas DNS, kā arī arī pilnasiņu paraugā konstatētajās kodolainajās asins šūnās un cirkulējošajās epitelija šūnās (audzēja šūnās) esošā šūnu genoma DNS stabilizēšanu un konservāciju.

Precīzi bezšķūnu DNS analīzi var apdraudēt darbs ar paraugiem, paraugu transportēšanu un apstrādei, kas var izraisīt kodolaino asins šūnu līzi un secīgu šūnu genoma DNS atbrivošanu. Papildus tam, problēmas var radīt arī bezšķūnu DNS sabrukšana nukleāzes aktivitātēs dēļ.

Stobriņš Cell-Free DNA BCT CE, ir konservējošs reagens, kas stabilizē kodolainās asins šūnas, tā novērot šūnu genoma DNS atbrivošanu, un inhibe nukleāzes izraisi bezšķūnu DNS sabrukšanu, veicinot vispārējo bezšķūnu DNS stabilizāciju. Stobriņš Cell-Free DNA BCT CE nemtie pareaugi ir stabili līdz pat 14 dienām 6 °C līdz 37 °C temperatūrā, tādējādi nodrošinot ētru paraugu nemšanu, transportēšanu un uzglabāšanu.

Stobriņš Cell-Free DNA BCT CE esošais konservējošais reagens stabilizē cirkulējošās epitelija šūnas (audzēja šūnās) pilnasiņu paraugā līdz pat 7 dienām 15 °C līdz 30 °C temperatūrā.

**REĀGENTI**

Stobriņš Cell-Free DNA BCT CE satur antikoagulantu K<sub>2</sub>EDTA un šūnu konservantu šķidrā vidē.

**PIESARDŽĪBAS PASĀKUMI**

- Lietošanai *in vitro* diagnostikā.
- Nesasaldējiet stikla Cell-Free DNA BCT CE savāktos paraugus.
- Stobriņš nedrīkst izmantot pēc derīguma termiņa beigām.
- Stobriņš nedrīkst izmantot pacientiem injicējamo materiālu nemšanai.
- Izstrādājumu ir paredzēts lietot tādu, kā tiek piegādāts. Stobriņš Cell-Free DNA BCT CE saturu nedrīkst atšķaidīt, un tam nekārt pievienot citas sastāvdāļas.
- Stobriņu pārmērīga vai nepieciešama uzpilde rada nepareizu asins un piedevas materiāla attiecību, un tas izraisīs nepareizus analīzes rezultātus un sliktu izstrādājuma veikspēju.

**UZMANĪBU!**

- Stiks ir pīlstošs, tāpēc, rīkojoties ar to, jāievēro piesardžības pasākumi.
- Tiek uzskatīs, ka visi bioloģiskie paraugi un materiāli, kas ar tiem saskaras, rada bioloģisko apdraudējumu, tāpēc darbā ar tiem jāņem vērā, ka tie var pārnest infekciju. Utilizējiet saskaņā ar pašvaldības, valsts un vietējiem tiesību aktiem. Nedrīkst saskarties ar ādu un glotādām.
- Izstrādājums jāutīlē kopā ar infekcijiem medicīniskajiem atrikutumiem.
- Lai nonemtu aizbāzni, viegli pašūpojet to no vienas puses uz otru vai satveriet aizbāzni vai vienlaicīgi grieziet un velciet to uz āru. Nav ieteicams aizbāzni pagriezt ar īksī, lai to izņemtu, jo stobriņš var saplīst un rasties traumas. Lai aizbāzni ievietotu atpakaļ, uzmanīgi iebiediet to stobriņā, vienlaicīgi pagriezot.
- Lai iegūtu drošības datu lapu, skatiet vietni [www.streck.com](http://www.streck.com) vai zvanīti 402-691-7510.

**GLĀBĀŠANA UN STABILITĀTE**

- Uzglabājot 2°C līdz 30°C temperatūrā, tukšie stobriņi Cell-Free DNA BCT CE ir stabili līdz derīguma termiņa beigu datumam.
- Cell-Free DNA BCT CE stobriņi uzglabāšana īstermiņā temperatūrā no 2°C līdz 40°C ir pielaujama līdz 14 dienām.
- Tukši stobriņi Cell-Free DNA BCT CE nedrīkst sasaldēt. Ja transportēšana ir jāveic ekstremālās temperatūrās apstākļos, var būt nepieciešama atbilstoša izolācija.
- Parauga glābāšana/stabilītāte:

Parauga tips			
Bezšķūnu DNS	Šūnu genoma DNS	Epitelija šūnas (Audzēja šūnas)	
Parauga stabilitāte	14 dienas	14 dienas	7 dienas
Parauga glābāšanas temperatūra	6 °C līdz 37 °C	6 °C līdz 37 °C	15 °C līdz 30 °C

**IZSTRĀDĀJUMA KVALITĀTES PASLIKTINĀŠANĀS PAZĪMES**

- Neizmanto stobriņa reāgentā redzamas dūlķes vai nogulsnes.
- Ja ir konstatētas izstrādājuma kvalitātes pasliktināšanās pazīmes, sazinieties ar Streck tehniskā atbalsta dienestu, zvanot uz tāluņa numuru 402-691-7510 vai rakstot uz adresi [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

**LIETOŠANAS PAMĀCĪBA**

Lai piekļūtu demonstrēšanas video, apmeklējiet vietni [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Panemiet paraugu, veicot vēnas punkciju saskaņā ar standarta CLSI GP41 prasībām<sup>1</sup>.
- Atpakalplūsmas novēršana.** Tā kā stobriņš Cell-Free DNA BCT CE satur ķimiskas piedevas, nedrīkst pieļaut iespējamu atpakaļplūsmu no stobriņa.  
Lai nepielāgautu atpakaļplūsmu risku, ievērojiet tālāk norādītos piesardžības pasākumus.
  - Parauga nemšanas laikā pacienta rokai jābūt pārvērstai uz leju.
  - Turiet stobriņu ar aizbāzni iespējamī augstu tā, lai stobriņa saturs parauga nemšanas laikā nesaskartos ar aizbāzni vai adatas galu.
  - Atlaidiet žāugu, kad asinis sāk plūst stobriņā vai 2 min laikā pēc žāuga uzklikšanas.
- Levērojiet standarta CLSI GP41 ieteikumus par paraugu nemšanas sečību<sup>1</sup>. Cell-Free DNA BCT CE jāņem pēc EDTA stobriņa un piems fluorida oksalata (glikolitiskā inhibitora) stobriņa. Ja pēc Cell-Free DNA BCT CE stobriņa paraugu nemšanas sečībā uzezīc atrodas heparīna stobriņš, Streck iesaka bezpiedevas vai EDTA stobriņa parauga nemšanu veikt kā atrikutumu stobriņu pirms parauga nemšanas Cell-Free DNA BCT CE stobriņos.
- Stobriņu uzpildiet līdz galam.
- Stobriņu izņemiet no adaptera un nekavējoties sajauctiet, viegli apgrēzot stobriņu 8 līdz 10 reizes. Neatbilstošā vai novēlota sajaukšana var izraisīt neprecīzus analīzes rezultātus un sliktu izstrādājuma veikspēju. Viens apgrēzīšs ir plaukstas pagriešana līdz galam par 180 grādiem un atpakaļ, kā parādīts attēlā turpmāk.



- Pēc paraugu paņemšanas stobriņus transportējiet un uzglabājiet ieteicamās temperatūras robežās.

**Latvian (Latviešu valodā)****Piezīme.**

- Lai panāktu vislabākos rezultātus, ieteicams izmantot adatas 21G vai 22G. Izmantojot mazāku kalibra adatas, var būt novērojams ilgāks uzpildes laiks.
- Izmantojot spārniņveida (taurinveida) paraugu vākšanas komplektu vēnu punkciju, un, ja pirmais iepildītais stobriņš ir Streck Cell-Free DNA BCT CE stobriņš, vispirms daļēji ir jāēpilda bezpiedevas vai EDTA atrikutumu stobriņš, lai novērstu gaissa burbulu vai „nāves zonas” risku.
- Stobriņa Cell-Free DNA BCT CE asins paraugi netiek atšķaidīti; tāpēc atšķaidījuma koeficients korekcija nav nepieciešama.
- Tāpat kā vairumam klinisko laboratorijas paraugu, stobriņos Cell-Free DNA BCT CE glabāto asins paraugu analīzes rezultātus var ietekmēt hemolīze, dzelte un lipīdēmija.

**DNS EKSTRAKCIJA**

Bezšķūnu plazmas DNS un šūnu genoma DNS ekstrakciju var veikt, izmantojot lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo komplektu, kuros iekļauts proteināžes K apstrādes cikls.

**Bezšķūnu plazmas DNS**

Streck jūsu ērtībām ir kvalificējusi divus atsevišķus plazmas centrifugēšanas atdalīšanas protokolus.

**Dubultās centrifugēšanas 1. protokols**

- darbība Lai atdalītu plazmu, istabas temperatūrā ar 300 x g pilnais centrifugējiet 20 minūtes.
- darbība Nonemiet augšējo plazmas slāni un pārnesiet to uz jaunu konusveida stobriņu (nav iekļauts komplekta).
- darbība Ar 5000 x g plazmu centrifugējiet 10 minūtes.
- darbība Levērojot komplekta ražotāja instrukcijas, izolējiet bezšķūnu DNS.

**Dubultās centrifugēšanas 2. protokols (maksimālai plazmas atgūšanai)**

- darbība Lai atdalītu plazmu, istabas temperatūrā 1600 x g pilnais centrifugējiet 10 minūtes.
- darbība Nonemiet augšējo plazmas slāni un pārnesiet to uz jaunu konusveida stobriņu.
- darbība Ar 16000 x g plazmu centrifugējiet 10 minūtes.
- darbība Levērojot komplekta ražotāja instrukcijas, izolējiet genoma DNS.

Lai iegūtu labākus rezultātus, iekļaujiet proteināžes K apstrādes ciklu ( $\geq 30$  mAU/ml sašķelšana) 60 °C temperatūrā haotropu sāļu klātbūtnē 1 stundu, ekstrahējot bezšķūnu DNS.

**Bezšķūnu genoma DNS**

- darbība Lai separētu leikotūs, lizejiet eritrocītus un mazgājiet tos, vai centrifugējiet pilnais un savāciet buferšķiduma pārkājuma slāni.
- darbība Levērojot komplekta ražotāja instrukcijas, izolējiet genoma DNS.

Lai iegūtu labākus rezultātus, iekļaujiet proteināžes K apstrādes ciklu ( $\geq 30$  mAU/ml sašķelšana) 60 °C temperatūrā haotropu sāļu klātbūtnē 2 stundu, ekstrahējot genoma DNS.

**SALDĒŠANA UN ATKAUSĒŠANA****PLAZMA**

- Lai sasaldētu: ilgtermiņa glābāšanai pēc griešanas savāciet augšējo plazmas slāni un ievietojiet to kriogēnā stobriņā (nav nodrošināta), un sasaldējiet -20 °C vai -80 °C temperatūrā.
- Lai atkausētu: kriogēnā stobriņus atkausējiet temperatūrā, kā norādīta Jūsu protokolā.

**Piezīme:** ja plazmā veidojas krioprecipitāti, pēc atkausēšanas 30 sekundes virpulmaisītājā maišiet stobriņu.

**IEROBEŽOJUMI**

- Tikai vienreizējai lietošanai.
- Paraugi, kas iepildīti kopā ar citiem antikoagulantiem, stobriņos Cell-Free DNA BCT CE var sarečēt.
- Nav ieteicama paraugu transportēšana, izmantojot stobriņu pneimatisko sistēmu.

**ATSAUCES**

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

**INFORMĀCIJA PAR PASŪTIŠANU**

Lai sanemtu pāldīzību, sazinieties ar mūsu klientu apkalošanas nodalju, zvanot uz tāluņa numuru 402-333-1982. Papildu informācija pieejama tiešsaistes vietnē [www.streck.com](http://www.streck.com).

**SIMBOLU GLOSĀRIJS**

Skatiet ciņu Instrukcijas (LI) sadalījā Resursi izstrādājumu lapā [www.streck.com](http://www.streck.com).

Kanādas patents 2 690 651, Eiropas patents EP2228453, iesniegti citi patenti pieteikumi.

Skatiet vietni [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents), lai uzzinātu par patentiem, kas var tikt piemēroti šim produktam.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

**EC REP**

MEDI MARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

„Cell-Free DNA BCT® CE“ yra visos sudėties krauko tiesioginio paémimo mágintuvélis, skirtas krauso máginiams paimiti, transportuoti ir laikyti. Šis produktas skirtas TIK EKSPORTUI, neparduodama JAV.

## SANTRAUKA IR PRINCIPAI

„Cell-Free DNA BCT CE“ stabilizuoją nelastelinę plazmos DNR ir išsaugo ląstelės genomo DNR, esančią branduolius turinčio krauko ląstelės ir cirkuliuojančiose epitelio ląstelės (auglio ląstelės), kurių randa visos sudėties kraujyje.

Nelastelinės DNR analizės tikslumą gali neigiamai paveikti máginių tvarkymas, gabenimas ir apdorojimas, subelialius branduolius turinčiu krauko ląstelių lizę, kai atpalaiduojama ląstelės genomo DNR. Be to, nelastelinės DNR skaidymas dėl nukleazés aktyvumo gali kelti problemų.

Konservuojantis reagentas, kurio yra „Cell-Free DNA BCT CE“, stabilizuoją branduolius turinčias krauko ląstelės, apsaugodamas nuo ląstelės genomo DNR atpalaidavimo, ir slopinia nukleazés katalizuojamą nelastelinės DNR skaidymą, taip prisdėdamas prie bendrojo nelastelinės DNR stabilizavimo. Máginiui, paimiti į mágintuvélį „Cell-Free DNA BCT CE“, išlieka stabilius iki 14 dienų, laikant nuo 6 °C iki 37 °C temperatūroje, taigi tokis mágintuvélis pagerina máginių émimo, transportavimo ir laikymo sąlygas.

Konservuojantis reagentas, kurio yra „Cell-Free DNA BCT CE“, stabilizuoją cirkuliuojančias epitelio ląstelės (auglio ląstelės) visos sudėties kraujyje iki 7 dienų laikant nuo 15 °C iki 30 °C temperatūroje.

## REAGENTAI

Mágintuvélėje „Cell-Free DNA BCT CE“ yra antikoagulantu K<sub>3</sub>EDTA ir ląstelių konservanto skystoje terpéje.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Skirta in vitro diagnostikos tyrimams.
- I stiklinius mágintuvélius „Cell-Free DNA BCT CE“ surinktų máginių negalima užšaldyti.
- Nenaudokite mágintuvélį pasibaigus galiojimo terminui.
- Nenaudokite mágintuvélį medžiagomis, kurios bus švirkščiamos pacientams, paimiti.
- Gaminys yra skirtas naudoti tokis, koks tiekiamas. Nesiskesite „Cell-Free DNA BCT CE“ ir nepridékite jį į kitų komponentų.
- Perpildžius arba nepilnai pripildžius mágintuvélį, galima gauti neteisingą krauso ir priedų santykį bei klaidingus analizės rezultatus arba gaminys gali veikti netinkamai.
- Stiklas gali sudužti; naudojant mágintuvélį reikia imtis atsargumo priemonių.
- Visi biologiniai máginių ir su jais besliečiančios medžiagos yra laikomos biologiskai pavojingomis ir su jomis turi būti elgiamasi taip, lyg jos galėtų pernešti infekciją. Šalirkite laikydamiesi federaliniu, valstyjų ir vietinių teisės aktų reikalavimų. Venkite patekimą ant odos ir gleivinės.
- Gaminys reikia šalinti su infekcinėmis medicininėmis atliekomis.
- Ištraukite kamštį švelniai iki judindami iš vienos pusės į kitą arba suimdamai jį ir tuo pat metu sukdami ir traukdami. Nerekomenduojama trauktis kamštį sukant nykšteliu, nes mágintuvélis gali susklisti ir sužaloti. Kamštį ikiškite atsargiai stumdami į mágintuvélį ir tuo pačiu metu jį sukdami.
- SDL rasite adresu [www.streck.com](http://www.streck.com) arba galite gauti paskambinę tel. 402-691-7510.

## LAIKYMAS IR STABILUMAS

- Laikant nuo 2 °C iki 30 °C temperatūroje, tušti „Cell-Free DNA BCT CE“ mágintuvéliai yra stabilius iki galiojimo pabaigos datos.
- Tuščius „Cell-Free DNA BCT CE“ galima trumpai (iki 14 dienų) laikyti nuo 2 °C iki 40 °C temperatūroje.
- Neužšaldykite tuščio „Cell-Free DNA BCT CE“. Gabenant itin aukštoje ar žemoje temperatūroje gali būti reikalalinga tinkama izoliacija.
- Máginių laikymas / stabiliumas:

	Máginių tipas		
	Nelastelinė DNR	Ląstelės genomo DNR	Epitelio ląstelės (auglio ląstelės)
Máginių stabiliumas	14 dienų	14 dienų	7 dienų
Máginių laikymo temperatūra	nuo 6 °C iki 37 °C	nuo 6 °C iki 37 °C	nuo 15 °C iki 30 °C

## PRODUKTO KOKYBĖS PABLOGĖJIMO POŽYMIAI

- Matomas nepanaudoto mágintuvélio reagento drumstumas arba nuosédos.
- Jei atsiranda produkto kokybés pablogėjimo požymių, kreipkitės į „Streck“ techninių paslaugų skyrių tel. 402-691-7510 arba adresu [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pavyzdžiui vaizdo įrašą rasite adresu [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Paimkite máginių atlikę venos punkciją pagal CLSI GP41<sup>1</sup>.

**Atgalinės srovėsprevencija.** Mágintuvélėje „Cell-Free DNA BCT CE“ yra cheminių priedų, todėl labai svarbu išvengti galimos atgalinės srovės į mágintuvélį.

Norėdami apsaugoti nuo atgalinės srovės, laikykites toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- Aitkdamai paémimo procedūrą paciento ranką laikykite nuleistą žemyn.
- Laikykite mágintuvélį, kad kamštis būtų aukščiausioje padėtyje ir mágino paémimo metu mágintuvélui turinys neliečtai kamščio arba adatos galio.
- Kai kraujas pradės tekėti į mágintuvélį, arba po 2 minučių nuo uždėjimo atlaisvinkite turniketą.
- Laikykites mágino émimo tvarkos rekomendacijų, pateiktų CLSI GP41<sup>1</sup>. Máginių „Cell-Free DNA BCT CE“ reikėtų imti po EDTA mágintuvélį ir prieš fluorido oksalato (glukolitinio inhibitoriaus) mágintuvélį. Jei máginių „Cell-Free DNA BCT CE“ mágintuvélį imamas iš karto po heparino mágintuvélui pagal máginių émimo tvarką, „Streck“ rekomenduojama panaudoti mágintuvélį be priedų arba EDTA mágintuvélį kaip atlikę mágintuvélį prieš imant máginių į „Cell-Free DNA BCT CE“ mágintuvélį.
- Mágintuvélį pripildykite iki galio.
- Mágintuvélį išsimkite iš adapterio ir iškart išmaišykite atsargiai apversdamai 8-10 kartų. Maišant netinkamai arba uždelsus, analizės rezultatai gali būti neteisingi arba gaminys gali veikti netinkamai. Vienas apvertimas reiškia visišką riešo pasukimą 180 laipsnių kampu ir atgal, kaip parodyta paveikslėlyje toliau:

## Lithuanian (Lietuvių)



- Paémę máginius, transportuokite ir saugokite mágintuvéliaus rekomenduojamos temperatūros iribose.

## Pastaba:

- Kad pasiekumėte geriausių rezultatų, rekomenduojame naudoti 21G ar 22G adatą. Naudojant mažesnę adatą, gal būti lėčiau užpildoma.
- Jei atliekant venos punkciją naudojamas sparnuotasis surinkimo rinkinis ir pirmas máginių imamas į „Streck Cell-Free DNA BCT CE“ mágintuvélį, pirmiausia reikia paimiti šiek tiek mágino į mágintuvélį be priedų arba EDTA atlikę mágintuvélį, kad mágintuvélėje neliktu oro ir (arba) tuščių vietų.
- „Cell-Free DNA BCT CE“ neatskridžia krauso máginiui, todėl nereikia skiedimo koeficiento korekcijos.
- Kai ar daugumos kitų klinikinių laboratorinių máginių atveju rezultatus, gautus ištyrus mágintuvélėje „Cell-Free DNA BCT CE“ konservuotus krauso máginius, gali paveikti hemolizę, gelta ar lipemija.

## DNR IŠSKYRIMAS

Nelastelinė plazmos DNR ir ląstelės genomo DNR galima išskirti naudojant daugumą rinkoje siūlomų rinkinių, kuriuose yra apdorojimo proteinaze K etapas.

### Nelastelinė plazmos DNR

Jūsų patogumui „Streck“ patvirtino du atskirus plazmos atskyrimo sukimo protokolus.

#### 1 dvigubo sukimo protokolas

- etapas. Norėdami atskirti plazmą, centrifuguokite visos sudėties kraują (300 x g) 20 minučių kambario temperatūroje.
- etapas. Nuimkite viršutinį plazmos sluoksnį ir perkeltke į naują kūginį mágintuvélį (nepridedamas).
- etapas. Centrifuguokite plazmą (5 000 x g) 10 minučių.
- etapas. Izoliuokite nelastelinę DNR laikydamiesi rinkinio gamintojo pateiktų instrukcijų.

#### 2 dvigubo sukimo protokolas (Kad būtų geriausiai atkurta plazma)

- etapas. Norėdami atskirti plazmą, centrifuguokite visos sudėties kraują (1 600 x g) 10 minučių kambario temperatūroje.
- etapas. Nuimkite viršutinį plazmos sluoksnį ir perkeltke į naują kūginį mágintuvélį (nepridedamas).
- etapas. Centrifuguokite plazmą (16 000 x g) 10 minučių.
- etapas. Izoliuokite nelastelinę DNR laikydamiesi rinkinio gamintojo pateiktų instrukcijų.

Norėdami gauti optimalius rezultatus, kai išskiriante nelastelinę DNR, ištraukite 1 val. trukmés apdorojimo proteinaze K etapą ( $\geq 30 \text{ mAU/ml}$  skaidyta) 60 °C temperatūroje esant chaotropinių druskų.

### Ląstelės genomo DNR

- etapas. Norint atskirti baltąsius krauso ląstelės, reikia liuoti ir išplauti raudonąsius krauso ląstelės arba centrifuguoti visos sudėties kraują į 1 600 x g 10 minučių kambario temperatūroje.
- etapas. Izoliuokite genomo DNR laikydamiesi rinkinio gamintojo pateiktų instrukcijų.

Norėdami gauti optimalius rezultatus, kai išskiriante ląstelės genomo DNR, ištraukite 2 val. trukmés apdorojimo proteinaze K etapą ( $\geq 30 \text{ mAU/ml}$  skaidyta) 60 °C temperatūroje esant chaotropinių druskų.

## UŽŠALDYMAS IR ATITIRPINIMAS

### PLAZMA

- Užšaldyti: jei planuojate ilgai laikyti, išcentrifugavę į kriogeninį mágintuvélį (netiekiamas) perkeltke surinktą viršutinį plazmos sluoksnį ir užšaldykite -20 °C arba -80 °C temperatūroje.
- Atitirpinkite: kriogeninius mágintuvéliaus atitirpinkite atitinkamoje temperatūroje, kai nurodita jūsų protokole.

**Pastaba.** Jeigu plazmoje susidaro krioprecipitas, atitirpinę plazmą, 30 sekundžių mágintuvélį purtykite maišykle. Plazmos necentrifuguokite.

### APRIBOJIMAI

- Skirta naudoti tik vieną kartą.
- Máginiui, paimiti naudojant kitus antikoagulantus ar konservantus, gali sukelti krešėjimą mágintuvélėje „Cell-Free DNA BCT CE“.
- Nerekomenduojama transportuoti mágino pneumatinėje mágintuvéliaus sistemoje.

### LITERATŪROS ŠALTINIAI

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

### UŽSAKYMO INFORMACIJA

Prireikus pagalbos, skambinkite į mūsų klientų aptarnavimo skyrių tel. 402-333-1982. Daugiau informacijos galima rasti internetiniu adresu [www.streck.com](http://www.streck.com).

### SIMBOLIŲ ŽODYNAS

Žr. kortelę „Instructions (IFU)“ (naudojimo instrukcijos) meniu punkte „Resources“ (ištekliai) gaminio interneto svetainėje [www.streck.com](http://www.streck.com).

Kanados patentas 2,690,651; Europos patentas EP2228453; laukiama kitų patentų.

Patentai, kurie gali būti taikomi šiam gaminui, nuroduti adresu [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents).



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP

MediMare® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## BRUKSANVISNING

Cell-Free DNA BCT® CE er et innsamlingsrør for å ta helblod direkte beregnet til innsamling, transport og oppbevaring av blodprøver. **Dette produktet er KUN FOR EKSPORT, og skal ikke selges i USA.**

## Norwegian (Norsk)

## SAMMENDRAG OG PRINSIPPER

Cell-Free DNA BCT CE stabiliserer cellefri plasma-DNA og bevarer cellulær genomisk DNA som er tilstede i kjerneholdige blodceller og sirkulerende epitelceller (tumorceller) funnet i helblod.

Nøyaktig analyse av cf-DNA kan bli kompromittert av håndtering av prøve, forsendelse og behandling som forårsaker lyse av kjerneholdige blodceller og påfølgende utslipp av cellulær genomisk DNA. I tillegg kan nedbryting av cf-DNA på grunn av nukleaseaktivitet være problematisk.

Konserveringsreagensen i Cell-Free DNA BCT CE stabiliserer kjerneholdige blodceller som forhindrer utslippet av cellulær genomisk DNA, og hemmer nukleaseemediert nedbryting av cf-DNA som bidrar til den generelle stabiliseringen av cf-DNA. Prøver innsamlet i Cell-Free DNA BCT CE er stabile i opptil 14 dager ved temperaturer mellom 6 °C til 37 °C som gir praktisk prøveinnsamling, transport og oppbevaring.

Konserveringsreagensen i Cell-Free DNA BCT CE stabiliserer sirkulerende epitelceller (tumorceller) i helblod i opptil 7 dager ved temperaturer mellom 15 °C og 30 °C.

## REAGENSER

Cell-Free DNA BCT CE inneholder antikoaguleringsmidlet K<sub>2</sub>EDTA og et cellekonserveringsmiddel i en væske.

## FORHOLDSREGLER

- For in vitro diagnostisk bruk.
- Frys ikke prøver innsamlet i Cell-Free DNA BCT CE i glassbeholdere.
- Rør skal ikke brukes etter utløpsdato.
- Rør skal ikke brukes til innsamling av materialer som skal injiseres i pasienter.
- Produktet er tiltenkt brukt som levert. Cell-Free DNA BCT CE skal ikke ikke fortyntes eller tilsettes andre komponenter.
- Overfylling eller underfylling av rør vil føre til ukorrekte forhold av blod-til-tilsetningsstoff, og kan føre til ukorrekte analyseresultater eller dårlig produktytelse.

### ADVARSEL

- Glass kan knuse. Det bør tas forholdsregler ved håndtering.
- Alle biologiske prøver og materialer som kommer i kontakt med dem, betraktes som biologiske farer og bør behandles som om de kan overføre en infeksjon. Skal avhendes i henhold til alle føderale, delstatlige og lokale vedtekter. Unngå kontakt med hud og slimhinner.
- Produktet skal avhendes med smitsomt medisinsk avfall.
- Fjern korken ved enten å vippe korken forsiktig fra side til side eller ved å gripe den med en samtidig vippe- og trekkebevegelse. En "tommelrull"-fremgangsmåte for fjerning av korken anbefales ikke siden det kan føre til knusing av røret og skade. Sett inn korken igjen ved å skyve den inn i røret med en samtidig dreiebevegelse.
- Sikkerhetsdatablad kan fås på [www.streck.com](http://www.streck.com) eller ved å ringe til 402-691-7510.

## OPPBEVARING OG STABILITET

- Når det oppbevares ved 2 °C til 30 °C, er ufylt Cell-Free DNA BCT CE stabil til og med utløpsdatoen.
- Korttidsoppbevaring ved 2 °C til 40 °C er akseptabelt for ufylt Cell-Free DNA BCT CE i opptil 14 dager.
- Ufylt Cell-Free DNA BCT CE skal ikke frysnes. Det kan kreves riktig isolasjon for forsendelse under ekstreme temperaturforhold.
- Oppbevaring/stabilitet av prøver:

	Prøvetype		
	Cellefri DNA	Cellulær genomisk DNA	Epitelceller (Tumormasser)
Prøvestabilitet	14 dager	14 dager	7 dager
Temperatur for oppbevaring av prøver	6 °C til 37 °C	6 °C til 37 °C	15 °C til 30 °C

## INDIKASJONER PÅ NEDBRYTING AV PRODUKTET

- Uklarhet eller bunnfall synlig i reagens i ubrukt rør.
- Hvis det forekommer indikasjoner på produktnedbryting, kontakt Streck Technical Services på 402-691-7510 or [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## BRUKSANVISNING


For en video-demonstrasjon gå til [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Samle inn prøven med venipunktur iflg. CLSI GP41<sup>1</sup>.

**Forhindring av tilbakestrømming** - Siden Cell-Free DNA BCT CE inneholder kjemiske tilsetninger, er det viktig å unngå mulig tilbakestrømming fra røret.

For å beskytte mot tilbakestrømming, følg disse forholdsreglene:

- Hold pasientens arm i nedoverstillingen under innsamlingsproseduren.
- Hold røret med korken i den aller øverste stillingen slik at innholdet i røret ikke berører korken eller enden av sprøyten under innsamlingen av prøven.
- Løsne tourniquet når blod begynner å strømme inn i røret eller innen 2 minutter etter påføring.
- Følg anbefalingene for rekkefølge av prøvetaking beskrevet i CLSI GP41<sup>1</sup>. Cell-Free DNA BCT CE bør tas etter EDTA-røret og før fluoroksalat (glykolysehemmer)-røret. Hvis et Cell-Free DNA BCT CE-rør følger umiddelbart etter et heparinrør i rekkefølgen, anbefaler Streck å samle inn i et ikke-additiv eller EDTA-rør som et avfallsrør før innsamling i Cell-Free DNA BCT CE.
- Fyll røret fullstendig.
- Fjern røret fra adapteren og bland øyeblikkelig ved forsiktig inversjon 8 til 10 ganger. Utilstrekkelig eller forsiktig blanding kan føre til i ukorrekte analyseresultater eller dårlig produktytelse. En inversjon er en fullstendig dreining av håndleddet, 180 grader, og tilbake ifølge figuren nedenfor.



5. Etter innsamling, transporter og oppbevar rør innen det anbefalte temperaturområdet.

## Merk:

- En 21G eller 22G nål anbefales for beste resultater. Langsommere fyllingstid kan observeres når det brukes en nål av mindre dimensjon.
- Når det brukes et innsamlingssett med vinger (sommerfugl) for venipunktur og Streck Cell-Free DNA BCT CE er det første røret som blir tatt, bør et ikke-additiv eller EDTA-avfallsrør delvis tas først for å eliminere luft eller "dødrum" fra røret.
- Fordi Cell-Free DNA BCT CE ikke utnytter blodprøvene, er utnyttningsfaktorkorreksjon ikke nødvendig.
- Som med de fleste kliniske laboratorieprøver, kan hemolys, ikterus og lipemi innvirke på resultatene oppnådd på blodprøvene som er konservert med Cell-Free DNA BCT CE.

## DNA-ekstraksjon

Ekstraksjon av cellefri plasma-DNA og cellulær genomisk DNA kan oppnås ved bruk av de fleste kommersielt tilgjengelige sett som inneholder et proteinase K-behandlingstrinn.

### Cellefri plasma-DNA

For enkelhets skyld har Streck har kvalifisert to separate protokoller for separasjonshvirving av plasma.

### Dobbel hvirving, Protokoll 1

- For å separere plasma, centrifuger helblod ved 300 x g i 20 minutter ved romtemperatur.
- Fjern det øvre plasmalaget og overfør det til et nytt kjegleformet rør (følger ikke med).
- Sentrifuger plasma ved 5000 x g i 10 minutter.
- Isoler cellefri DNA ifølge settfabrikantens anvisninger.

### Dobbel hvirving, Protokoll 2 (for maksimal plasmagjenvinning)

- For å separere plasma, centrifuger helblod ved 1600 x g i 10 minutter ved romtemperatur.
- Fjern det øvre plasmalaget og overfør det til et nytt kjegleformet rør (følger ikke med).
- Sentrifuger plasma ved 16000 x g i 10 minutter.
- Isoler cellefri DNA iflg. settfabrikantens anvisninger.

For de beste resultater, inkluder et proteinase K-behandlingstrinn ( $\geq 30 \text{ mAU/mL digest}$ ) ved 60 °C når kaotropiske salter er tilstede i 1 time ved ekstraksjon av cellefri DNA.

### Cellulær genomisk DNA

- For å separere de hvite blodcellene, skal enten de røde blodcellene lyses og vaskes eller helblod centrifuges og buffy coat-laget samles inn.
- Isoler genomisk DNA ifølge settfabrikantens anvisninger.

For de beste resultater, inkluder et proteinase K-behandlingstrinn ( $\geq 30 \text{ mAU/ml digest}$ ) ved 60 °C når kaotropiske salter er tilstede i 2 timer ved ekstraksjon av cellulær genomisk DNA.

## FRYSEND OG TINING

### PLASMA

- For å fryse: For langtidsoppbevaring skal det øvre plasmalaget samles inn og overføres til et kryogenisk rør (følger ikke med) etter spinning og frysnes ved -20 °C eller -80 °C.
- For å tine: Tin kryogeniske rør ved egnert temperatur som spesifisert i protokollen.

Merk: Hvis det dannes kryobunnfall i plasmaet skal røret virvles i 30 sekunder etter tining. Plasmaet skal ikke centrifuges.

## BEGRENSNINGER

- Kun til engangsbruk.
- Prøver tatt i andre antikoaguleringsmidler eller konserveringsmidler kan forårsake koagulering i Cell-Free DNA BCT CE.
- Prøvetransport via pneumatisk rørsystem anbefales ikke.

## HENVISNINGER

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## BESTILLINGSINFORMASJON

Ring til vår kundeserviceavdeling på 402-333-1982 for hjelp. Du finner ytterligere informasjon online på [www.streck.com](http://www.streck.com).

**SYMBOLORDLISTE**  
Se IFU [bruksanvisninger]-fanen under Resources [ressurser] på produktetside på [www.streck.com](http://www.streck.com).  
Kanalisk patent 2,690,651; europeisk patent EP2228453; det er søkt om andre patenter.  
Se [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) for patenter som kan gjelde for dette produktet.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Probówka Cell-Free DNA BCT® CE to próbówka do bezpośredniego pobierania krwi pełnej przeznaczona do pobierania, transportu i przechowywania próbek krwi. **Produkt jest przeznaczony TYLKO NA EKSPORT, nieprzeznaczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.**

## STRESZCZENIE I ZASADY POSTĘPOWANIA

Probówka Cell-Free DNA BCT CE stabilizuje bezkomórkowe DNA z osocza i zachowuje komórkowe DNA genomowe obecne w jądrzastych komórkach krwi oraz krążących komórkach nabłonka (komórkach nowotworowych) obecnych w krwi pełnej.

Prawidłowa analiza bezkomórkowego DNA (cf-DNA) może zostać zakłócona przez niewłaściwe obchodzenie się z próbką, co może doprowadzić do rozpadu jądrzastych komórek krwi i następnie uwalniania komórkowego DNA genomowego. Problemów może także nastręczać degradacja cf-DNA spowodowana przez działanie nukleaza, co prowadzi do ogólniej stabilizacji cf-DNA. Próbki pobrane do próbówek Cell-Free DNA BCT CE są stabilne przez okres do 14 dni w temperaturach od 6°C do 37°C, co ułatwia pobieranie, transport i przechowywanie próbek.

Środek konserwujący zawarty w odczynniku Cell-Free DNA BCT CE stabilizuje krążące komórki nabłonkowe (komórki nowotworowe) we krwi pełnej do 7 dni w temperaturze 15°C do 30°C.

## ODCZYNNIKI

Cell-Free DNA BCT CE zawiera antykoagulant K<sub>3</sub>EDTA i konserwant komórek w środowisku ciekłym.

## OSTRZEŻENIA

- Wylącznie dla diagnostyki in-vitro.
  - Nie zamrażać próbek pobranych do szklanych próbówek Cell-Free DNA BCT CE.
  - Nie używać próbówek po terminie przydatności.
  - Nie używać próbówek do pobierania materiałów przeznaczonych do wstrzykiwania pacjentom.
  - Produkt powinien być stosowany w postaci dostarczonej.
  - Nie rozcierać ani nie dodać innych składników do cf-DNA BCT CE.
  - Nadmierne lub niedostateczne wypełnienie próbówki spowoduje nieprawidłową proporcję krwi do konserwantu i może doprowadzić do niewłaściwych wyników analizy lub obniżyć skuteczność produktu.
- ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**
- Szkoła łatwo ulega stłuczeniu. Należy zachować ostrożność, aby temu zapobiec.
  - Wszystkie próbki biologiczne i substancje wchodzące z nimi w styczność są traktowane jako niebezpieczne materiały biologiczne, zdolne do przenoszenia zakażeń. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uniknąć kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.
  - Produkt należy usuwać jako zakaźne odpady medyczne.
  - Wyjąć korek, ostrożnie go obluzowując na boki lub jednocześnie obracając i wyciągając. Nie zaleca się wyjmowania korka poprzez „toczennie” próbówki między kciukiem a palcem wskazującym, ponieważ może to spowodować pęknięcie próbówki i obrażenia ciała. Ostrożnie zakorkować ponownie, jednocześnie obracając i wyciągając korek do próbówki.
  - Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej można pobrać ze strony [www.streck.com](http://www.streck.com) lub telefonując pod nr +1 402-691-7510.

## I STABILNOŚĆ

- Pusta próbówka Cell-Free DNA BCT CE przechowywana w temp. od 2°C do 30°C jest stabilna do upływu terminu ważności.
- Krótkotrwale przechowywanie próbówki Cell-Free DNA BCT CE w temp. 2°C do 40°C jest dopuszczalne do 14 dni.
- Nie zamrażać pustej próbówki Cell-Free DNA BCT CE. Podczas transportu w skrajnych temperaturach może być potrzebna izolacja.
- Przechowywanie/stabilność próbki:

	Typ próbki		
	Bezkomórkowe DNA	Komórkowe DNA genomowe	Komórki nabłonka (komórki nowotworowe)
Stabilność próbki	14 dni	14 dni	7 dni
Temperatura przechowywania próbki	od 6°C do 37°C	od 6°C do 37°C	od 15°C do 30°C

## ODZNAKI DEGRADACJI PRODUKTU

- Widoczne zmęcenie lub osad w odczynniku kontrolnym w nieużywanej próbówce.
- Jeżeli występuje pogorszenie jakości produktu, prosimy zwrócić się do działu obsługi technicznej Streck, tel. +1 402-691-7510 lub pisać na adres e-mail: [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wideo-clip instruktażowy znajduje się na stronie [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).


- Próbki należy pobierać przez nakłucie żyły zgodnie z zaleceniami w CLSI GP41.

**Zapobieganie przepływowi wstecznemu** — ponieważ Cell-Free DNA BCT CE zawiera dodatki chemiczne, należy nie dopuścić do przepływu wstecznego („cofki”) z próbówki.

Jak zapobiegać przepływowi wstecznemu:

- Podczas pobierania próbki ramię pacjenta należy skierować do dołu.
- Probówkę należy trzymać tak, aby jej korek znajdował się w górnym położeniu, tak aby podczas pobierania próbki zarówno próbówka nie dotykała korka ani końca igły.
- Opaskę uciskową należy zwolnić w momencie, gdy krew zacznie wpływać do próbówki lub nie później, jak w 2 minutach od jej założenia.
- Próbki należy pobierać z nakłucia żyły zgodnie z zaleceniami podanymi w CLSI GP41. Do próbówki Cell-Free DNA BCT CE krew należy pobierać po pobraniu do próbówek z EDTA i przed pobraniem do próbówki ze fluorkiem szczawianu (inhibitorem glikolizy). Jeśli krew do próbówki Cell-Free DNA BCT CE pobierana jest bezpośrednio po próbówce z heparyna, firma Streck zaleca użyć próbówki bez dodatków lub z EDTA jako próbówki na odpady przed pobraniem do próbówki Cell-Free DNA BCT CE.
- Całkowicie napełnić próbówkę.
- Zdjąć próbówkę z łącznika i natychmiast wymieszać, delikatnie odwracając próbówkę od 8 do 10 razy. Niewłaściwe lub opóźnione wymieszanie może prowadzić do nieprawidłowych wyników analitycznych lub niedostatecznego działania produktu. Jedno odwrótanie próbówki polega na całkowitym obróceniu nadgarstka o 180 stopni w obie strony, zgodnie z poniższą ilustracją:

Polish (Polski)



5. Po napełnieniu próbówki należy transportować i przechowywać w zalecanym zakresie temperatur.

### Uwaga:

- W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się stosowanie igły 21 G lub 22 G. Przy stosowaniu igły o mniejszej średnicy próbówka będzie wolniej napełniać.
- W przypadku stosowania zestawu do pobierania ze skrzynelkami, jeśli próbówka Cell-Free DNA BCT CE firmy Streck jest pierwszą pobieraną próbówką, należy najpierw częściowo napełnić próbówkę bez dodatków lub z EDTA w celu wyeliminowania powietrza lub „objętości martwej” z drenów.
- Cell-Free DNA BCT CE nie rozcierańca próbek krwi, dlatego przy określaniu wartości absolutnych nie stosuje się poprawki na rozcieranie.
- Podobnie jak w przypadku większości innych próbek analitycznych, na wyniki badania próbek krwi utrwalonych przy pomocy Cell-Free DNA BCT CE mogą wpływać hemoliza, zółtaczka i lipemia.

## EKSTRAKCJA DNA

Ekstrakcja DNA bezkomórkowego z osocza i komórkowego DNA genomowego może zostać przeprowadzona za pomocą większości dostępnych na rynku zestawów, które obejmują etap obróbki proteinazą K.

### Bezkomórkowe DNA z osocza

Firma Streck zatwierdziła dwie procedury odwirowywania osocza.

### Procedura podwójnego odwirowywania 1

- Aby oddzielić osocze, należy odwirować krew pełną z przyspieszeniem 300 × g przez 20 minut w temperaturze pokojowej.
- Pobrać górną warstwę osocza i przenieść do nowej próbówki stożkowej (niedostarczana).
- Zwirować osocze z przyspieszeniem 5000 × g przez 10 minut.
- Wyzolować DNA bezkomórkowe zgodnie z instrukcjami producenta zestawu..

### Procedura podwójnego odwirowywania 2 (dla maksymalnego odzyskania osocza)

- Aby oddzielić osocze, należy odwirować krew pełną z przyspieszeniem 1600 × g przez 10 minut w temperaturze pokojowej.
- Pobrać górną warstwę osocza i przenieść do nowej próbówki stożkowej (niedostarczana).
- Odwiorować osocze z przyspieszeniem 16 000 × g przez 10 minut.
- Wyzolować DNA bezkomórkowe zgodnie z instrukcjami producenta zestawu.

Aby uzyskać optymalne wyniki, podczas ekstrakcji DNA bezkomórkowego należy przeprowadzić etap obróbki za pomocą proteinazy K (trawienie ≥30 mAU/ml) w temperaturze 60°C w obecności soli chaotropowych przez 1 godzinę.

### Komórkowe DNA genomowe

- Aby oddzielić białe krwinki, należy zlisować i odmyć czerwone krwinki lub odwirować krew pełną i zebrać kożuszek leukocytarno-ptykowy.
- Wyzolować DNA genomowe zgodnie z instrukcjami producenta zestawu.

Aby uzyskać optymalne wyniki, podczas ekstrakcji komórkowego DNA genomowego należy przeprowadzić etap obróbki za pomocą proteinazy K (trawienie ≥30 mAU/ml) w temperaturze 60°C w obecności soli chaotropowych przez 2 godziny.

## ZAMRAŻANIE I ROZMRAŻANIE OSOCZA

- Aby zamrozić: W celu przechowywania przez długi czas po odwirowaniu należy zebrać i przenieść górną warstwę osocza do próbówki kriogenicznej (niedostarczona) i zamrozić w temperaturze -20°C lub -80°C.
- Aby rozmrozić: Rozmrażać próbówki kriogeniczne w odpowiedniej temperaturze wyszczególnionej w konkretnym protokole.

**Uwaga:** Jeśli w osoczu utworzą się krioprecipitaty, próbówkę należy wstrząsać na worteksie przez 30 sekund po rozmrożeniu. Nie odwirowywać osocza.

## OGRANICZENIA

- Wylącznie do jednorazowego użytku.
- Próbki pobrane do próbówek zawierających inne antykoagulanty lub środki konserwujące mogą spowodować koagulację w Cell-Free DNA BCT CE.
- Nie zaleca się przesyłania materiału przez system pneumatyczny.

## LITERATURA

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## SKŁADANIE ZAMÓWIŃ

Aby uzyskać pomoc, prosimy dzwonić do Biura Obsługi Klientów, +1 402-333-1982. Dodatkowe informacje można znaleźć w sieci pod adresem [www.streck.com](http://www.streck.com).

## WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Patrz kartę „Instructions (IFU)” (Instrukcje) w części „Resources” (Zasoby) na stronie produktu: [www.streck.com](http://www.streck.com).

Patent kanadyjski 2,690,651; patent europejski EP2228453; inne patenty zgłoszone. Na stronie [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) podane są patenty, które mogą dotyczyć tego produktu.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP

MEDI MARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Cell-Free DNA BCT® CE é um tubo de colheita direta de sangue total destinado à colheita, transporte e conservação de amostras de sangue. **Este produto é APENAS PARA EXPORTAÇÃO. Não se destina a ser vendido nos Estados Unidos.**

## RESUMO E PRINCÍPIOS

O Cell-Free DNA BCT CE estabiliza o ADN plasmático livre de células e também preserva o ADN genómico celular presente em células sanguíneas nucleadas e células epiteliais circulantes (células tumorais) encontradas no sangue total.

A análise precisa do cf-ADN pode ser comprometida pelo manuseamento, transporte e processamento das amostras, provocando lise das células sanguíneas nucleadas e subsequente liberação de ADN genómico celular. Adicionalmente, a degradação do cf-ADN devido à atividade da nuclease pode ser problemática.

O reagente conservante contido nos tubos Cell-Free DNA BCT CE estabiliza as células sanguíneas nucleadas, impedindo a liberação de ADN genómico celular e inibe a degradação do cf-ADN mediada pela nuclease, contribuindo para a estabilização global do cf-ADN. As amostras colhidas em tubos Cell-Free DNA BCT CE são estáveis durante até 14 dias a temperaturas entre 6 °C a 37 °C, permitindo uma colheita, transporte e conservação convenientes das amostras.

O reagente conservante contido nos tubos Cell-Free DNA BCT CE estabiliza as células epiteliais circulantes (células tumorais) encontradas no sangue total durante até 7 dias a temperaturas entre 15 °C a 30 °C.

## REAGENTES

Os tubos Cell-Free DNA BCT CE contêm o anticoagulante K<sub>3</sub>EDTA e um conservante celular em meio líquido.

## PRECAUÇÕES

- Para uso em diagnóstico in vitro.
- Não congele amostras recolhidas no tubo de colheita Cell-Free DNA BCT CE.
- Não utilize os tubos após o prazo de validade.
- Não utilize os tubos para colheita de materiais a ser injetados em doentes.
- O produto destina-se a ser utilizado tal como é fornecido. Não dilua nem adicione outros componentes aos tubos Cell-Free DNA BCT CE.
- Um enriquecimento excessivo ou insuficiente dos tubos resultará num rácio sangue:aditivo incorreto e poderá dar origem a resultados analíticos incorretos ou resultar num fraco desempenho do produto.

### ATENÇÃO

- O vidro pode quebrar; deverão ser tomadas as devidas precauções durante o manuseamento.
- Todas as amostras biológicas e materiais que entrem em contacto com estas são considerados produtos de risco biológico e, como tal, deverão ser tratados como tendo potencial para transmitir infecções. Elimine em conformidade com os regulamentos nacionais e locais. Evite o contacto com a pele e as membranas mucosas.
- O produto deve ser eliminado juntamente com os resíduos médicos infeciosos.
- Retire a tampa empurrando suavemente de um lado para o outro ou puxando e rodando simultaneamente. Um procedimento de empurrar com o polegar para remover a tampa não é recomendado uma vez que pode resultar em quebra do tubo e, consequentemente, em lesões. Volte a colocar a tampa no tubo empurrando suavemente e rodando simultaneamente.
- A ficha de dados de segurança (FDS) pode ser adquirida no site [www.streck.com](http://www.streck.com), ou ligando para +402-691-7510.

## CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE

- Quando conservados a uma temperatura entre 2 °C a 30 °C, os tubos Cell-Free DNA BCT CE vazios são estáveis até ao final do prazo de validade.
- A conservação de curto prazo a uma temperatura entre 2 °C a 40 °C é aceitável para tubos vazios Cell-Free DNA BCT CE, até 14 dias.
- Não congele tubos Cell-Free DNA BCT CE vazios. Pode ser necessário um isolamento térmico adequado para o transporte em condições de temperaturas extremas.
- Conservação/estabilidade da amostra:

	Tipo de amostra		
	ADN livre de células	ADN genómico celular	Células epiteliais Células tumorais
Estabilidade da amostra	14 dias	14 dias	7 dias
Temperatura de conservação da amostra	6 °C a 37 °C	6 °C a 37 °C	15 °C a 30 °C

## INDICAÇÃO DE DETERIORAÇÃO DO PRODUTO

- Presença de turvação ou precipitados no reagente de tubos não utilizados.
- Se observar indicações de deterioração do produto, contacte o serviço de assistência técnica da Streck através do número +402-691-7510 ou através do e-mail: [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Para uma demonstração em vídeo, visite [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Colha as amostras por punção venosa em conformidade com a CLSI GP41<sup>®</sup>.

**Prevenção de refluxo** - Uma vez que os tubos Cell-Free DNA BCT CE contêm aditivos químicos, é importante evitar a ocorrência de um possível refluxo do tubo.

Para se proteger contra o refluxo, siga as precauções seguintes:

- Mantenha o braço do doente inclinado para baixo durante o procedimento de colheita.
- Segure o tubo com a tampa na posição mais elevada de modo a que o conteúdo do tubo não entre em contacto com a tampa ou com a extremidade da agulha durante a colheita da amostra.
- Solte o torniquete assim que o sangue começar a fluir para o tubo ou 2 minutos após a sua aplicação.
- Siga as recomendações relativas à ordem de colheita descrita na CLSI GP41<sup>®</sup>. A colheita com o tubo DNA BCT CE deve ser efetuada após a colheita com o tubo de EDTA e antes da colheita com o tubo de inibidor glicolítico. Se um tubo Cell-Free DNA BCT CE estiver imediatamente a seguir a um tubo de heparina na ordem de saída, a Streck recomenda que seja retirado primeiro um tubo EDTA ou não aditivo, como desperdício, antes da recolha no Cell-Free DNA BCT CE.
- Encha o tubo totalmente.
- Retire o tubo do adaptador e misture imediatamente invertendo-o suavemente 8 a 10 vezes. A mistura atrasada ou inadequada pode provocar resultados analíticos incorretos ou fraca performance do produto. Uma inversão é uma volta completa do pulso, 180 graus, e regresso à posição inicial tal como ilustrado na figura abaixo:



- Após a colheita, transporte e conserve os tubos dentro do intervalo de temperatura recomendado.

### Nota:

- Para melhores resultados, é aconselhada uma agulha 21G ou 22G. Podem ocorrer tempos de enchimento mais longos ao utilizar uma agulha com uma escala mais pequena.
- Ao utilizar um conjunto de recolha com agulha butterfly para punção venosa e o tubo Streck Cell-Free DNA BCT CE para o primeiro tubo escolhido, deve ser usado primeiro um tubo de desperdício EDTA ou não aditivo para eliminar o ar ou o "espacinho morto" das tubagens.
- Os tubos Cell-Free DNA BCT CE não diluem as amostras de sangue, como tal, não é necessário nenhum fator de correção da diluição.
- Tal como acontece com a maioria das amostras clínicas laboratoriais, a presença de hemólise, icterícia e lipémia podem afetar os resultados obtidos em amostras de sangue conservadas em tubos Cell-Free DNA BCT CE.

## EXTRAÇÃO DE ADN

A extração de ADN plasmático livre de células e de ADN genómico celular pode ser efetuada utilizando a maioria dos kits disponíveis no mercado que incluem um passo de tratamento com proteína K.

### ADN plasmático livre de células

A Streck qualificou dois protocolos de centrifugação de separação de plasma em separado, para sua conveniência.

#### Protocolo 1 de centrifugação dupla

- Para separar o plasma, centrifugue o sangue total a 300 x g durante 20 minutos à temperatura ambiente.
- Remova a camada superior de plasma e transfira-a para um tubo cônico novo (não fornecido).
- Centrifugue o plasma a 5000 x g durante 10 minutos.
- Isole o ADN livre de células de acordo com as instruções do fabricante do kit.

#### Protocolo 2 de centrifugação dupla (para máxima recuperação de plasma)

- Para separar o plasma, centrifugue o sangue total a 1600 x g durante 10 minutos à temperatura ambiente.
- Remova a camada superior de plasma e transfira-a para um tubo cônico novo (não fornecido).
- Centrifugue o plasma a 16000 x g durante 10 minutos.
- Isole o ADN livre de células de acordo com as instruções do fabricante do kit.

Para obter os melhores resultados, inclua um passo de tratamento com proteína K (digestão ≥ 30 mAU/ml) a 60 °C, na presença de sais caotrópicos, durante 1 hora quando extrair ADN livre de células.

### ADN genómico celular

Passo 1. Para separar os glóbulos brancos, provoque a lise dos glóbulos vermelhos e lave, ou centrifugue, o sangue total e recolha a camada leuco-plaquetária.

Passo 2. Isole o ADN genómico de acordo com as instruções do fabricante do kit.

Para obter os melhores resultados, inclua um passo de tratamento com proteína K (digestão ≥ 30 mAU/ml) a 60 °C, na presença de sais caotrópicos, durante 2 horas quando extrair ADN genómico celular.

## CONGELAÇÃO E DESCONGELAÇÃO

### PLASMA

- Para congelar: Para armazenamento a longo prazo, após centrifugação, recolha e transfira a camada superior de plasma para um tubo criogénico (não fornecido) e congele a -20 °C ou -80 °C.
- Para descongelar: A congelação de tubos criogénicos deve ser efetuada à temperatura apropriada, como especificado no seu protocolo.

**Nota:** Se se formarem crioprecipitados no plasma, centrifugue o tubo 30 segundos após descongelação. Não centrifugue o plasma.

## LIMITAÇÕES

- Apenas para uma única utilização.
- Amostras colhidas com outros anticoagulantes ou conservantes podem provocar coagulação nos tubos Cell-Free DNA BCT CE.
- Não é aconselhado o transporte de amostras através de sistema de tubos pneumáticos.

## BIBLIOGRAFIA

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS

Para obter assistência, contacte o nosso departamento de apoio ao cliente através do número +402-333-1982. Poderá obter mais informações online no site [www.streck.com](http://www.streck.com).

## GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

Consulte o separador "Instructions" (IFU) (Instruções) em "Resources" (Recursos) na página do produto em [www.streck.com](http://www.streck.com).

Patente Canadá 2,690,651; Patente Europa EP2228453; Outras patentes pendentes.

Aceda a [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) para saber mais sobre patentes que possam ser aplicáveis a este produto.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA



MEDI-MARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cell-Free DNA BCT® CE este o eprubetă de colectare a sângelui integral prin prelevare directă, concepută pentru colectarea, transportul și depozitarea probelor de sânge. **Acest produs este DESTINAT EXCLUSIV EXPORTULUI**, comercializarea în Statele Unite este interzisă.

## REZUMAT PRINCIPII

Cell-Free DNA BCT CE stabilizează ADN-ul plasmatic acelular și conservă ADN-ul genomic celular prezent în celulele sanguine nucleate și în celulele epiteliale circulante (celule tumorale) găsite în săngele integral.

Anala corectă a ADN-ului acelular poate fi compromisă în urma manipulării, expedierii și procesării probei, provocând astfel liza celulelor sanguine nucleate și eliberarea ADN-ului genomic cellular. În plus, degradarea ADN-ului acelular în urma activității nucleazei poate ridica probleme.

Reactivul de conservare inclus în Cell-Free DNA BCT CE stabilizează celulele sanguine nucleate, împiedicând eliberarea ADN-ului genomic cellular, și inhibă degradarea provocată de nuclează a ADN-ului acelular, contribuind la stabilizarea generală a ADN-ului acelular. Probele colectate în Cell-Free DNA BCT CE sunt stabile pentru o perioadă de până la 14 zile la temperaturi cuprinse între 6 °C și 37 °C, permitând colectarea, transportul și depozitarea optime ale probei.

Reactivul de conservare inclus în Cell-Free DNA BCT CE stabilizează celulele epiteliale circulante (celulele tumorale) din săngele integral pentru o perioadă de până la 4 zile, la temperaturi cuprinse între 15 °C și 30 °C.

## REACTIVI

Cell-Free DNA BCT CE conține agentul anticoagulant K<sub>2</sub>EDTA și un conservant de celule în mediu lichid.

## PRECAUȚII

1. A se utiliza în scopul diagnosticării in vitro.
  2. Nu congeleți probele recoltate în eprubeta Cell-Free DNA BCT CE.
  3. Nu utilizați eprubetele după data expirării.
  4. Nu utilizați eprubetele pentru colectarea de materiale injectabile pentru pacienți.
  5. Produsul este conceput pentru utilizare în forma în care este furnizat. Nu diluați și nu adăugați alte componente la Cell-Free DNA BCT CE.
  6. Suprăcărcarea sau încărcarea insuficientă a eprubetelor va avea ca rezultat un raport sânge-conservant incorrect și poate duce la rezultate de analiză incorecte sau la scăderea performanței produsului.
- ATENȚIE**
- a. Sticla se poate sparge; trebuie luate măsuri de precauție în timpul manipulării eprubetelor din sticlă.
  - b. Toate specimenele biologice și materialele care intră în contact cu ele sunt considerate pericole biologice și trebuie tratate ca având potențial de transmitere a infecțiilor. Eliminați-le conform reglementărilor federaționale, naționale și locale. Evitați contactul cu pielea și membranele mucoase.
  - c. Produsul trebuie eliminat împreună cu deșeurile medicale infecțioase.
  - d. Scoateți dopul prin mișcarea ușoară a acestuia dintr-o parte în alta sau prin apucarea cu o mișcare simultană de răsucire și tragere. Nu se recomandă procedura „răsucire cu degetul mare” de scoatere a dopului, întrucât aceasta poate avea ca rezultat spargerea eprubetei și rărirea. Reintroduceți dopul împingându-l usor în eprubetă, cu o acțiune simultană de răsucire.
7. Fișele tehnice de securitate se pot obține de la [www.streck.com](http://www.streck.com) sau sunând la 402-691-7510.

## DEPOZITARE ȘI STABILITATE

1. Atunci când sunt depozitate la între 2 °C și 30 °C, eprubetele Cell-Free DNA BCT CE goale sunt stabile până la data expirării.
2. Depozitarea pe termen scurt la între 2 °C și 40 °C a eprubetelor Cell-Free DNA BCT CE este acceptabilă pentru o perioadă de până la 14 zile.
3. Nu congeleți eprubetele Cell-Free DNA BCT CE goale. Poate fi necesară izolarea corespunzătoare pentru expedierea în condiții extreme de temperatură.
4. Depozitarea/stabilitatea probelor:

	Tip de probă		
	ADN acelular	ADN genomic cellular	Celule epiteliale (Celule tumorale)
Stabilitate probă	14 zile	14 zile	4 zile
Temperatura de depozitare a probei	Între 6 °C și 37 °C	Între 6 °C și 37 °C	Între 15 °C și 30 °C

## SEMNE DE DETERIORARE A PRODUSULUI

1. Aspect tulbure sau de precipitat vizibil în reactivul din eprubeta goală.
2. Dacă apar semne de deteriorare a produsului, contactați Streck Technical Services la 402-691-7510 sau la [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


Pentru a viziona un videoclip demonstrativ, vizitați [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

1. Colectați specimenul prin punte venosă, conform CLSI GP41<sup>1</sup>.

**Prevenirea refluxului** – Deoarece Cell-Free DNA BCT CE conține aditivi chimici, este important să evitați orice reflux posibil din eprubetă.

Pentru a vă proteja împotriva refluxului, respectați următoarele măsuri de precauție:

- a. În timpul procedurii de prelevare, mențineți brațul pacientului în jos.
  - b. Înțelegeți eprubeta cu dopul perfect în sus, pentru ca lichidul din eprubetă să nu atingă dopul sau capătul acului în timpul prelevării probei.
  - c. Eliberați garoul imediat ce săngele începe să curgă în eprubetă sau în interval de 2 minute de la aplicare.
2. Urmați recomandările privind ordinea etapelor prelevării, explicate în CLSI GP41<sup>1</sup>. Recoltarea în eprubeta Cell-Free DNA BCT CE poate să fie efectuată după eprubeta care conține EDTA și înainte de eprubeta care conține fluorură și oxalat (inhibator al glicolizei). Dacă în timpul recoltării, eprubeta Cell-Free DNA BCT CE urmează să fie utilizată imediat după o eprubetă cu heparină, Streck vă recomandă să recoltați o eprubetă de unică folosință fără aditivi sau care conține EDTA, înainte să recoltați probe în eprubeta Cell-Free DNA BCT CE.
  3. Umpleți complet eprubeta.
  4. Scoateți eprubeta din dispozitiv și amestecați imediat prin inversare ușoară de 8 până la 10 ori. Amestecarea inadecvată sau întârziată poate avea ca urmare rezultate de analiză incorecte sau scădere performanței produsului. O inversare înseamnă o răsucire completă a încheieturii mâinii, la 180 de grade, și înapoi, ca în figura de mai jos:



5. După colectare, transportați și depozitați eprubetele respectând intervalul de temperatură recomandat.

## Notă:

1. Pentru rezultate optimă vă recomandăm folosirea unui ac 21G sau 22G. Atunci când folosiți un ac de calibru mai mic, puteți observa o durată mai lentă de umplere.
2. Atunci când utilizați un set de recoltare de tip fluture pentru punția venosă și eprubeta Cell-Free DNA BCT CE de la Streck este prima utilizată, recoltați înainte, doar parțial, o eprubetă fără aditivi sau care conține EDTA, pentru a elimina aerul sau „golul” din eprubetă.
3. Cell-Free DNA BCT CE nu diluează probele de sânge; astfel, nu este necesară nicio corectare a factorului de diluare.
4. La fel ca în cazul celor mai multe probe clinice de laborator, hemoliza, icterul și lipemia pot influența rezultatele obținute pentru probele de sânge conservate cu Cell-Free DNA BCT CE.

## EXTRACTIJA ADN-ului

Extractia de ADN plasmatic acelular și de ADN genomic cellular se poate realiza utilizând majoritatea kiturilor disponibile pe piață care includ un pas de tratare cu proteinaza K.

### ADN-ul plasmatic acelular

Pentru a vă ușura munca, Streck a aprobat două protocoale individuale de centrifugare pentru separarea plasmei.

#### Protocolul 1 de centrifugare dublă

- Pasul 1. Pentru a separa plasma, centrifugați săngele integral la 300 x g timp de 20 minute la temperatura camerei.
- Pasul 2. Îndepărtați stratul superior de plasmă și transferați-l într-o eprubetă conică nouă (neinclusă).
- Pasul 3. Centrifugați plasma la 5.000 x g timp de 10 minute.
- Pasul 4. Izolați ADN-ul acelular în conformitate cu instrucțiunile producătorului kit-ului.

#### Protocolul 2 de centrifugare dublă (pentru recuperarea unui volum maxim de plasmă)

- Pasul 1. Pentru a separa plasma, centrifugați săngele integral la 1600 x g timp de 10 minute la temperatura camerei.
  - Pasul 2. Îndepărtați stratul superior de plasmă și transferați-l într-o eprubetă conică nouă (neinclusă).
  - Pasul 3. Centrifugați plasma la 16000 x g timp de 10 minute.
  - Pasul 4. Izolați ADN-ul acelular în conformitate cu instrucțiunile producătorului kit-ului.
- Pentru a obține rezultate optimă pentru toate protocoalele de mai sus, includeți un pas de tratare cu proteinaza K (digestie ≥ 30 mAU/mL) la 60 °C în prezența sârurilor ca tropice, timp de 1 oră atunci când extrageți ADN acelular.

### ADN-ul genomic cellular

- Pasul 1. Pentru a separa leucocitele, fie lizați eritrocitele și spălați, fie centrifugați săngele integral și recoltați stratul leucotrombocitar.
- Pasul 2. Izolați ADN-ul genomic în conformitate cu instrucțiunile producătorului kit-ului.

Pentru rezultate optimă, includeți un pas de tratare cu proteinaza K (digestie ≥ 30 mAU/ml) la 60 °C în prezența sârurilor ca tropice, timp de 2 ore atunci când extrageți ADN genomic cellular.

## CONGELAREA ȘI DEZGHETAREA

### PLASMEI

1. Pentru congelare: Pentru depozitarea pe termen lung, după rotire, colectați și transferați stratul superior de plasmă într-eprubetă criogenică (nu este inclusă) și congelează la -20 °C sau -80 °C.
2. Pentru dezghetare: Dezghetează eprubetele criogene la temperatura adecvată, conform specificațiilor din protocolul dumneavoastră.

**Notă:** În cazul în care se formează crioprecipitat în plasmă, agitați eprubeta timp de 30 secunde după dezghetare. Nu centrifugați plasma.

### LIMITĂRI

1. De unică folosință.
2. Probele prelevate în alte substanțe anticoagulante sau conservante pot determina coagulare în Cell-Free DNA BCT CE.
3. Nu recomandăm transportul specimenului prin sistemul pneumatic pentru eprubete.

## REFERINȚE

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## INFORMAȚII DESPRE COMANDĂ

Pentru asistență, sunați la Departamentul pentru relații cu clienții, la 402-333-1982. Informații suplimentare sunt disponibile online la [www.streck.com](http://www.streck.com).

## GLOSAR DE SIMBOLURI

Consultați fila Instrucțiuni (IFU) afilată sub Resurse de pe pagina produsului la [www.streck.com](http://www.streck.com).

Brevetul canadian 2 690 651; brevetul european EP2228453; alte cereri de brevet în examinare Consultați [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) pentru brevete posibil aplicabile acestui produs.

**EC REP**  
Streck  
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

**MEDIMARK® Europe**  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

**УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ**

Cell-Free DNA BCT® CE је епрувета за директно вађење целе крви намењена прикупљању, транспорту и чувању узорака крви. **Овај производ је намењен само за ИЗВОЗ, није за продају у САД.**

**САЖЕТАК И ПРИНЦИПИ**

Cell-Free DNA BCT CE стабилизује и чува ћелијску геномску ДНК присутну у крвним ћелијама са једром и циркулишучим епителним ћелијама (ћелијама тумора) које се налазе у целој крви.

Причине анализе ванћелијске ДНК (cf-DNA) могу да буду компромитоване услед руковања узорком, отпремања и обраде, узрокујући лизу крвних ћелија са једром, а затим ослобађање ћелијског геномског ДНК. Поред тога, деградација ванћелијске ДНК услед активности нуклеазе може да буде проблематична.

Реагенс средства за очување који је садржан у Cell-Free DNA BCT CE стабилизује крвне ћелије са једром, спречавајући ослобађање ћелијског геномског ДНК и спречавање нуклеазом посредоване деградације ванћелијске ДНК, доприносећи укупно стабилизацији ванћелијске ДНК. Узорци прикупљени помоћу Cell-Free DNA BCT CE стабили су до 14 дана на температурата између 6 °C до 37 °C, што омогућује једнотично прикупљање, пријевоз и складиштење узорака.

Реагенс средства за очување који је садржан у Cell-Free DNA BCT CE стабилизује циркулишуче епителне ћелије (ћелије тумора) у целој крви до 7 дана на температурата између 15 °C до 30 °C.

**РЕАГЕНСИ**

Cell-Free DNA BCT CE садржи антикоагуланс K<sub>3</sub> EDTA и средство за очување за ћелије у течној средини.

**МЕРЕ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ**

- За употребу у *in vitro* дијагностици.
- Не замрзвати прикупљене узорке и стакленим епруветама Cell-Free DNA BCT CE.
- Немојте да користите епрувете након истека рока трајања.
- Немојте да користите епрувете за сакупљање материјала који треба убрзгати у пацијенте.
- Производ је намењен за употребу у облику у ком је испоручен. Немојте да разблажјете или додајете друге састојке у Cell-Free DNA BCT CE.
- Препуњавање и недовољно пуњење епрувета ће изазвати неправilan однос количине крви и адитива и може да доведе до нетачних аналитичких резултата или лошег учинка производа.

**ОПРЕЗ**

- Стакло је ломљиво; треба предузети мере опреза током руковања.
- Сви биолошки узорци или материјали који долазе у контакт са њима се сматрају биолошким опасним материјалима и треба да се сматрају способним да пренесе заразу и као такви третирају. Одлагати у складу са савезним, државним и локалним прописима. Избегавајте контакт с кожом и слузокожама.
- Производ треба да се одлаже са заразним медицинским отпадом.
- Чеп уклоните нежним померањем лево-десно или хватањем уз истовремено одвртање и извлачење. За уклањање чепа се не препоручује поступак „отварања палцем“, јер може да дође до ломљења и повреде. Чеп вратите нежно га гурајући на епрувету уз истовремено завртање.
- Безбедносни лист (БЛ) можете да пронађете на локацији [www.streck.com](http://www.streck.com) или ако позвате број телефона 402-691-7510.

**ЧУВАЊЕ И СТАБИЛНОСТ**

- Празни Cell-Free DNA BCT CE је стабилан током рока трајања, када се чува на 2 °C до 30 °C.
- Краткорочно чување на 2 °C до 40 °C је прихватљиво за празне епрувете Cell-Free DNA BCT CE најдуже 14 дана.
- Немојте да замрзвате празне епрувете Cell-Free DNA BCT CE. За слање током екстремних температурних услова може бити потребна одговарајућа изолација.
- Чување/стабилност узорака:

Врста узорка			
Очување ванћелијске ДНК	Ћелијска геномска ДНК	Епителне ћелије (ћелије тумора)	
Стабилност узорка	14 дана	14 дана	7 дана
Температура чувања узорка	6 °C до 37 °C	6 °C до 37 °C	15 °C до 30 °C


**ЗНАЦИ ПРОПАДАЊА ПРОИЗВОДА**

- Мутноћа или талог видљиви у реагенсу некоришћене епрувете.
- Ако се појаве знаци пропадања производа, контактирајте Технички сервис Streck тако што ћете позвати број телефона 402-691-7510 или путем е-адресе [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

**УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ**

Ради виде демонстрације, посетите [visit www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Узорак узмите венепункцијом у складу са CLSI GP41<sup>1</sup>. Спречавање повратног тока – Пошто Cell-Free DNA BCT CE садржи хемијске адитиве, важно је избећи могући повратни ток из епрувете. Да бисте спречили повратни ток, придржавајте следећих мера опреза:
  - Руку пацијента држите у силазном положају током поступка прикупљања.
  - Епрувету држите са чепом у највишем положају тако да садржај епрувете не додирује чеп или крај игле током узимања узорка.
  - Повесите када крв крене да се тече у епрувету, или у року од 2 минута од стављања.
- Следите препоруке за додесло узимања узорака наведене у смерицама Института за клиничке и лабораторијске стандарде CLSI GP41<sup>1</sup>. Узорак крви за Cell-Free DNA BCT CE епрувету треба се узети након узимања узорка за епрувету са EDTA и пре узимања узорка за епрувету са флуорид оксалатом (инхибитором гликозилзе). Ако одмах након узимања узорка у Cell-Free DNA BCT CE епрувету треба следити узимање узорка у епрувету са хепарином, Streck препоручује прикупљање у безадитивну или EDTA епрувету као отпадну епрувету пре прикупљања у епрувету Cell-Free DNA BCT CE.
- Потпуно напуните епрувету.
- Уконите епрувету са адаптером и одмах промешајте нежним обртањем 8 до 10 пута. Недовољно или одложено мешање може да доведе до нетачних аналитичких резултата и лошег учинка производа. Једно обртање је потпуно окретање зглоба на руци за 180 степени и нарат према слици испод:



- Након прикупљања, транспортујте и ускладиштите епрувете у оквиру препорученог температурног опсега.

**Напомена:**

- За најбоље резултате, препоручује се игла 21G или 22G. Спорије време пуњења примећено је код употребе тање игле.
- Код коришћења лептир система за узимање крви из вене и Streck Cell-Free DNA BCT CE је епрувета за први узорак, безадитивну или EDTA отпадну епрувету требаје прво делимично да напуните да бисте елиминисали ваздух или празан простор у епрувети.
- Cell-Free DNA BCT CE не разређује узорке крви; стoga, није потребан корективни фактор разређивања.
- Као што је случај са већином клиничких лабораторијских узорака, хемолиза, иктерус и липемија могу да утичу на резултат добијен из узорака крви чуваних помоћу Cell-Free DNA BCT CE.

**ИЗДВАЈАЊЕ ДНК**

Издвајање ванћелијске ДНК из плазме и ћелијске геномске ДНК се може извршити коришћењем већине комерцијално доступне опреме која укључује корак третмана протеиназом K.

**Очување ванћелијске ДНК**

Streck је осмислио два засебна протокола сепарацијске центрифуге плазме.

**Протокол 1 двоструке центрифуге**

- Корак 1. Да бисте издвојили плазму, центрифуријајте пуну крв при 300 x g током 20 минута на собној температури.
- Корак 2. Уклоните горњи слој плазме и пребације је у нову коничну епрувету (није испоручена)
- Корак 3. Центрифуријајте плазму при 5000 x g током 10 минута.
- Корак 4. Изолујте ванћелијску ДНК према упутствима производјача опреме.

**Протокол 2 двоструке центрифуге (за максимално обнављање плазме)**

- Корак 1. Да бисте издвојили плазму, центрифуријајте пуну крв при 1600 x g током 10 минута на собној температури.
- Корак 2. Уклоните горњи слој плазме и пребације је у нову коничну епрувету (није испоручена).
- Корак 3. Центрифуријајте плазму при 16000 x g током 10 минута.
- Корак 4. Изолујте ванћелијску ДНК према упутствима производјача опреме.

За оптималне резултате, укључите корак третмана протеиназом K (дигестија при ≥30 mAU/ml) на 60 °C у присуству хаотропних соли током 1 сата када издавјате ванћелијску ДНК.

**Ћелијска геномска ДНК**

- Корак 1. Да бисте издвојили бела крвна зрнца, лизирајте црвена крвна зрнца и исперите, или центрифуријајте пуну крв и сакупите леукоцитно-тромбоцитни слој.
- Корак 2. Изолујте геномску ДНК према упутствима производјача опреме.

За оптималне резултате, укључите корак третмана протеиназом K (дигестија при ≥30 mAU/ml) на 60 °C у присуству хаотропних соли током 2 сата када издавјате ћелијску геномску ДНК.

**ZAMRZAVANJE I ODMRZAVANJE****PLAZME**

- Zamrzavanje: Za dugoročno skladištenje, nakon okretanja prikupiti i preneti gornji sloj plazme u kriogenu epruvetu (nije priložena) i zamrznuti na -20 °C ili na -80 °C.
- Odmrzavanje: Odmrznuti kriogene epruvete na odgovarajućoj temperaturi kao što je navedeno u vašem protokolu.

**Напомена:** Ako se u plazmi formiraju krioprecipitati, mešati epruvetu kružnim pokrećima 30 sekundi nakon odmrzavanja. Ne centrifugirati plazmu.

**ОГРАНИЧЕЊА**

- Само за једнократну употребу.
- Узорци узети у другим антикоагулансима или средствима за очување могу да доведу до коагулације у Cell-Free DNA BCT CE.
- Не препоручује се транспорт узорка путем пнеуматског епрувентног система.

**РЕФЕРЕНЦЕ**

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

**ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА НАРУЧИВАЊЕ**

За помој позовите наше Одељење корисничких услуга на бесплатан број 402-333-1982. Додатне информације се могу пронаћи на мрежи на адреси [www.streck.com](http://www.streck.com).

**ГЛОСАР СИМБОЛА**

Погледајте картицу Упутства (IFU) под Ресурсима на страни производа на адреси [www.streck.com](http://www.streck.com).

Патент регистрован у Канади, бр. 2,690,651; европски патент бр. EP2228453; поступак за признање осталих патентата у току.

Посетите адресу [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) за пациенте за које овај производ може важити.

**EC REP**  
MediMox® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

- Након прикупљања, транспортујте и ускладиштите епрувете у оквиру препорученог температурног опсега.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Cell-Free DNA BCT® CE je skúmavka na priamy odber plnej krvi určená na odber, transport a uchovávanie vzoriek krvi. Tento produkt je určený VÝHRADNE NA EXPORT, je zakázané ho predávať v USA.

## SÚHRN A PRINCÍPY

Cell-Free DNA BCT CE stabilizuje acelulárnu plazmatickú DNA a tiež uchováva bunkovú genomickú DNA prítomnú v jadrových krvinkách a cirkulujúcich epitelialných bunkách (bunkách tumoru) prítomných v plnej krvi.

Presnosť analýzy cf-DNA môže negatívne ovplyvniť manipulácia, preprava a spracovanie vzorky vedúce k lýze jadrových krvinkiek a následnému uvoľneniu bunkovej genomickej DNA. Okrem toho môže byť problematická degradácia cf-DNA v dôsledku aktivity nukleáz.

Stabilizátor v produktoch Cell-Free DNA BCT CE, stabilizuje jadrové krvinky, bráni uvoľneniu bunkovej genomickej DNA a inhibuje degradáciu cf-DNA sprostredkovanou nukleázou, čím významne prispieva k celkovej stabilizácii cf-DNA. Vzorky odobrané do skúmavky Cell-Free DNA BCT CE zostávajú stabilné po dobu až 14 dní pri teplotách v rozmedzí 6 až 37 °C, čo umožňuje pohodlný odber, transport a uchovávanie vzoriek.

Stabilizátor v produktoch Cell-Free DNA BCT CE stabilizuje cirkulujúce epitelialné bunky (bunky tumoru) v plnej krvi po dobu až 7 dní pri teplotách v rozsahu 15 až 30 °C.

## ČINIDLÁ

Cell-Free DNA BCT CE obsahuje antikoagulačné činidlo K<sub>2</sub>EDTA a stabilizátor na bunky v tekutom médiu.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Na diagnostické použitie in vitro.
- Vzorky odobrané do sklenených skúmaviek Cell-Free DNA BCT CE nezmrazujte.
- Skúmavky nepoužívajte po uplynutí dátumu spotreby.
- Nepoužívajte skúmavky na odber materiálov, ktoré plánujete injekčne aplikovať do tela pacienta.
- Produkt je určený na použitie v podobe, v akej je dodávaný. Nerieďte ani nepridávajte do skúmaviek Cell-Free DNA BCT CE ďalšie zložky.
- Preplnenie alebo nedostatočné naplnenie skúmaviek povedie k nesprávnemu pomeru množstva krvi a prídavných látok, čo môže mať za následok nesprávne výsledky analýzy alebo zlú funkčnosť produktu.

## UPOZORNENIE

- Sklo sa môže rozbieť. Pri manipulácii je nutné dodržovať adekvátné bezpečnostné opatrenia.
- Všetky biologické vzorky a materiály prichádzajúce do kontaktu s nimi je nutné považovať z biologicky nebezpečné. Správajte sa k nim ako k materiálom schopným prenášať infekčné ochorenia. Zlikvidujte v súlade s federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi. Dávajte pozor, aby nedošlo ku kontaktu s kožou a sliznicami.
- Produkt liškujte s infekčným zdravotníckym odpadom.
- Odpojte zátku jemným kývaním zo strany na stranu alebo kombináciou otáčania a fahania. Vytláčanie zátky palcom zboru sa neodporúča, skúmavku by sa mohla rozbieť a mohlo by dôjsť k úrazu. Zátku opäť pripojte jemným zatlačením do skúmavky za súčasného otáčania.
- SDS najdete na stránkach [www.streck.com](http://www.streck.com) alebo si ho môžete vyžiadať telefonicke na čísle 402-691-7510.

## SKLADOVANIE A STABILITA

- Nepoužíte skúmavky Cell-Free DNA BCT CE budú pri skladovaní v teplotách 2 až 30 °C stabilné až do dátumu spotreby.
- Krátkodobé skladovanie skúmaviek Cell-Free DNA BCT CE pri teplotách 2 až 40 °C je priateľné po dobu do 14 dní.
- Prázdne skúmavky Cell-Free DNA BCT CE nezmrazujte. Pri preprave v extrémnych teplotných podmienkach je potrebné zaistiť správnu izoláciu.
- Skladovanie vzorky/stabilita:

	Typ vzorky		
	Acelulárna DNA	Celulárna genomická DNA	Epitelialné bunky (Bunky tumoru)
Stabilita vzorky	14 dní	14 dní	7 dní
Teplota uchovávania vzorky	6 až 37 °C	6 až 37 °C	15 až 30 °C


## ZNÁMKY ZNEHODNOTENIA PRODUKTU

- Zákal alebo precipitát viditeľný v činidle v nepoužitej skúmavke.
- Ak sa objavia známky znehodnotenia produktu, kontaktujte technickú službu spoločnosti Streck na telefónnom čísle 402-691-7510 alebo e-mailovej adrese [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## NÁVOD NA POUŽITIE

Video s ukázkou najdete na stránkach [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Odberete vzorku venepunkciou podľa odporúčaní CLSI GP41<sup>1</sup>.  
Zabráňte spätnému toku – Keďže skúmavka Cell-Free DNA BCT CE obsahuje chemické príavné látky, je dôležité zabrániť možnému spätnému toku zo skúmavky.  
V rámci prevencie spätného toku dodržujte nasledujúce opatrenia:  
a. Rameno pacienta musí byť v priebehu odberu zvesené.  
b. Skúmavku držte zátkou otočenou smerom nahor, aby sa obsah skúmavky v priebehu odberu vzorky nedotykal zátky alebo konca ihly.  
c. Keď začne krv tieť do skúmavky alebo do 2 minút od aplikácie uvoľnite manžetu, ktorou ste končatinu podviazali.
- Dodržiavajte poradie odberov v pokynoch CLSI GP41<sup>1</sup>. Odber do skúmavky Cell-Free DNA BCT CE je možné spraviť po odberu do skúmavky EDTA a pred skúmavkou s fluoridoxalátom (inhibitór glykolýzy). Ak odberiete vzorku do skúmavky Cell-Free DNA BCT CE ihned po skúmavke s heparinom, spoločnosť Streck odporúča odobrať pred skúmavkou Cell-Free DNA BCT CE vzorku do skúmavky bez aditív alebo s EDTA.
- Skúmavku napište celú.
- Odpojte skúmavku od adaptéra a ihneď premiešajte jemným otáčaním (8 - 10krátk). Inadekvátné alebo oneskorené miešanie môže viesť k nesprávnym analytickým výsledkom alebo nízkej funkčnosti produktu. Za jedno otáčenie je považovaná úplná rotácia zápatia, 180° alebo postup podľa nasledujúceho obrázku:



## Slovak (Slovenčina)

5. Po odberu zaistite transport a uskladnenie skúmaviek v odporúčanom teplotnom rozmedzi.

## Poznámka:

- Najlepšie výsledky dosiahnete použitím ihly 21 G alebo 22 G. Pri použíti ihiel s menším priemerom môže plnenie trvať dlhšie.
- Pri použíti kŕdelkovej (motýlikovej) odberovej súpravy na venepunkciu a odberu vzorky do skúmavky Cell-Free DNA BCT CE ako prej odporúčame odobrat najskôr určity objem do prázdnej skúmavky bez aditív alebo s EDTA, ktorú zlikvidujete. Cieľom je eliminovať vzduch alebo „prázdný priestor“ z kanyl.
- Cell-Free DNA BCT CE neriedi vzorky krvi. Z toho dôvodu nie je nutné použiť korekciu riedenia.
- Podobne ako u väčšiny klinických laboratórnych vzoriek môže hemolýza, ikterus a lipémia ovplyvniť výsledky získané z vzoriek krvi uchovávanej v skúmavkách Cell-Free DNA BCT CE.

## EXTRAKCIÁ DNA

Extráciu acelulárnej plazmatickej DNA a celulárnej genomickej DNA je možné zaistiť pomocou väčšiny komerčne dostupných súprav, ktoré zahŕňajú spracovanie proteinázou K.

### Acelulárna plazmatická DNA

Spoločnosť Streck kvalifikovala dva samostatné prototypy separácie plazmy.

#### Dvojitý centrifugáčny prototypol 1

- Separáciu plazmy dosiahnete centrifugáciou plnej krvi pri 300 x g po dobu 20 minút pri izbovej teplote.
- Odstráňte hornú vrstvu plazmy a preneste do novej kónickej skúmavky (nie je súčasťou dodávky).
- Centrifugujte plazmu pri 5 000 x g po dobu 10 minút.
- Odizolujte acelulárnu DNA podľa pokynov výrobcu súpravy.

#### Dvojitý centrifugáčny prototypol 2 (v záujme maximálnej výťažnosti z plazmy)

- Separáciu plazmy dosiahnete centrifugáciou plnej krvi pri 1600 x g po dobu 10 minút pri izbovej teplote.
- Odstráňte hornú vrstvu plazmy a preneste do novej kónickej skúmavky (nie je súčasťou dodávky).
- Centrifugujte plazmu pri 16 000 x g po dobu 10 minút.
- Odizolujte acelulárnu DNA podľa pokynov výrobcu súpravy.

Optimálne výsledky dosiahnete pridaním kroku zahŕňajúceho ošetroenie proteinázou K (digescia ≥ 30 mAU/ml) pri 60 °C v prítomnosti chaotropných solí po dobu 1 hodiny pri extrakcií acelulárnej DNA.

### Celulárna genomická DNA

- Odseparujte leukocyty lýzou erytrocytov s následným premýtim alebo centrifugáciou plnej krvi s odberom vrstvy buffy coat.
- Odizolujte genomickú DNA podľa pokynov výrobcu súpravy.

Optimálne výsledky dosiahnete pridaním kroku zahŕňajúceho ošetroenie proteinázou K (digescia ≥ 30 mAU/ml) pri 60 °C v prítomnosti chaotropných solí po dobu 2 hodín pri extrakcií celulárnej genomickej DNA.

## ZMRAZOVANIE A ROZMRAZOVANIE

### PLAZMA

- Zmrzanie: Ak je potrebné dlhodobé skladovanie, po centrifugovaní odoberte a preneste hornú vrstvu plazmy do kryoskúmavky (nie je súčasťou dodávky) a zmrazeť pri teplote -20 °C alebo -80 °C.
- Rozmrazenie: Kryoskúmavky nechajte rozmraziť pri vhodnej teplote, ako je predpísané vo vašom protokole.

**Poznámka:** Ak sa v plazme po rozmrazení vytvorí kryoprecipitát, skúmavku vortexujte 30 sekúnd. Plazmu necentrifugujte.

### LIMITÁCIE

- Výhradne na jednorazové použitie.
- Vzorky odobrané do iných antikoagulačných prípravkov a stabilizátorov môžu v skúmavkách Cell-Free DNA BCT CE skoagulovať.
- Neodporúčame vzorky transportovať potrubnou poštou.

## LITERATÚRA

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## INFORMÁCIE K OBJEDNANIU

Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkov na telefónnom čísle 402-333-1982. Ďalšie informácie nájdete online na stránkach [www.streck.com](http://www.streck.com).

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na adrese [www.streck.com](http://www.streck.com) a stránke príslušného produktu v časti „Resources“ (Zdroje) sa pozrite na záložku Pokyny „Instructions (IFU)“ s pokynmi k použitiu.

Kanadský patent 2,690,651; Európsky patent EP2228453; O ďalšie patenty bolo požiadanie.

Na stránke [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) nájdete informácie o patentoch, ktoré by sa mohli vzťahovať na tento produkt.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP

MEDIMAR® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## INSTRUCCIONES DE USO

Cell-Free DNA BCT® CE es un tubo de recolección de sangre entera por obtención directa indicado para la recolección, el transporte y el almacenamiento de muestras de sangre. **Este producto está destinado SOLO PARA EXPORTACIÓN y no es apto para su venta en Estados Unidos.**

## RESUMEN Y PRINCIPIOS

Cell-Free DNA BCT CE estabiliza el ADN libre plasmático, además de conservar el ADN genómico celular presente en células sanguíneas nucleadas y células epiteliales circulantes (células tumorales) que se encuentran en la sangre entera.

La manipulación, el envío y el procesamiento de las muestras pueden afectar la exactitud del análisis del ADN libre al causar la lisis de las células sanguíneas nucleadas y la consiguiente liberación de ADN genómico celular. Además, la degradación del ADN libre debida a la actividad de las nucleasas puede causar problemas.

El tubo Cell-Free DNA BCT CE contiene un reactivo conservante que estabiliza las células sanguíneas nucleadas e impide la liberación del ADN genómico celular; además inhibe la degradación por nucleasas del ADN libre, lo que contribuye a la estabilización general del mismo. Las muestras recolectadas en tubos Cell-Free DNA BCT CE se mantienen estables hasta por 14 días a temperaturas de 6°C a 37 °C, lo que facilita su recolección, transporte y conservación.

El reactivo conservante presente en el presente en el tubo Cell-Free DNA BCT CE estabiliza las células epiteliales circulantes (células tumorales) en la sangre entera hasta por 7 días a temperaturas de 15°C a 30 °C.

## REACTIVOS

El tubo Cell-Free DNA BCT CE contiene el anticoagulante K<sub>2</sub>EDTA y un conservante celular en un medio líquido.

## PRECAUCIONES

1. Para uso diagnóstico in vitro.
2. No congele las muestras recolectadas en tubos de vidrio Cell-Free DNA BCT CE.
3. No use los tubos después de su fecha de vencimiento.
4. No use los tubos para recolectar sustancias que van a inyectarse en los pacientes.
5. El producto está destinado a utilizarse tal como se entrega. No diluya el contenido de los tubos Cell-Free DNA BCT CE ni les añada otros componentes.
6. El llenado por exceso o por defecto de los tubos producirá cocientes incorrectos de sangre-aditivo y puede dar lugar a errores de los resultados analíticos o un bajo rendimiento del producto.

## ATENCIÓN

- a. El vidrio puede quebrarse; tome precauciones durante su manipulación.
  - b. Se considera que todas las muestras biológicas y los materiales que estas contacten acarrean riesgos biológicos. Por tanto, deben manejarse como si pudiesen transmitir infecciones y desecharse respetando los reglamentos nacionales, estatales y municipales. Evite el contacto con la piel y las mucosas.
  - c. El producto debe desecharse junto con residuos médicos infecciosos.
  - d. Retire el tapón bien sea moviéndolo suavemente en vaivén de lado a lado, o sujetándolo mientras lo gira y extrae al mismo tiempo. No se recomienda retirar el tapón rotándolo con el pulgar, ya que los tubos se podrían quebrar y causar lesiones. Reinserte el tapón empujándolo suavemente en el tubo con un movimiento giratorio simultáneo.
7. Se puede obtener una ficha técnica del producto (SDS, por su sigla en inglés) en [www.streck.com](http://www.streck.com) o llamando al 402-691-7510.

## CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

1. Los tubos Cell-Free DNA BCT CE vacíos se mantendrán estables hasta la fecha de vencimiento si se conservan a temperaturas de 2 °C a 30 °C.
2. Los tubos Cell-Free DNA BCT CE vacíos pueden almacenarse durante 14 días como máximo si se conservan a temperaturas de 2 °C a 40 °C.
3. No congele los tubos Cell-Free DNA BCT CE vacíos. Quizás se requiera aislarlos debidamente para su envío en condiciones climáticas extremas.
4. Estabilidad/Almacenamiento de la muestra:

	Tipo de muestra		
	ADN libre	ADN genómico celular	Células epiteliales (células tumorales)
Estabilidad de la muestra	14 días	14 días	7 días
Temperatura de almacenamiento de la muestra	De 6 °C a 37 °C	De 6 °C a 37 °C	De 15 °C a 30 °C

## INDICACIONES DE DETERIORO DEL PRODUCTO

1. Turbidez o precipitado visible en el reactivo del tubo sin utilizar.
2. Si se observan indicaciones de deterioro del producto, llame al departamento de Servicio Técnico de Streck al 402-691-7510 o comuníquese con Streck en [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## INSTRUCCIONES DE USO


Para ver una demostración en video, visite [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

1. Extraiga la muestra por venopunción siguiendo las indicaciones de CLSI GP41<sup>1</sup>.

**Prevención del contrafujo:** Dado que los tubos Cell-Free DNA BCT CE contienen aditivos químicos, es importante evitar el posible contrafujo proveniente de los mismos.

Para prevenir el contrafujo, observe las siguientes precauciones:

- a. Mantenga el brazo del paciente en posición descendente durante el procedimiento de obtención.
  - b. Sostenga el tubo con el tapón en la posición más superior, de manera que el contenido del tubo no toque el tapón ni el extremo de la aguja durante la recolección de la muestra.
  - c. Afloje el torniquete apenas comience a fluir la sangre en el tubo, o en un plazo no mayor de 2 minutos de la aplicación.
2. Siga las recomendaciones para el orden de extracción indicadas en CLSI GP41<sup>1</sup>. El tubo Cell-Free DNA BCT CE debe extraerse después del tubo EDTA y antes del tubo con oxalato de fluoruro (inhibidor de la glucólisis). Si se utiliza un tubo Cell-Free DNA BCT CE inmediatamente después de un tubo de heparina en el orden de extracción, Streck recomienda disponer de un tubo EDTA o no aditivo como tubo para desechos antes de realizar la extracción en el tubo Cell-Free DNA BCT CE.
3. Llene el tubo por completo.
4. Retire el tubo del adaptador y mézclelo inmediatamente invirtiéndolo con suavidad unas 8 a 10 veces. Si el mezclado se demora o no se realiza correctamente, los resultados analíticos pueden ser incorrectos o el producto puede tener un bajo rendimiento. Una inversión es un giro completo de la muñeca (180 grados hacia un lado y hacia el otro) según se muestra en la siguiente figura:



5. Al finalizar la recolección, transporte y conserve los tubos dentro del intervalo de temperaturas recomendado.

## Nota:

1. Para obtener los mejores resultados, se aconseja utilizar una aguja 21G o 22G. Si se emplea una aguja de calibre más pequeño, el llenado debe realizarse más lentamente.
2. Cuando se emplea un juego de extracción de aguja con aletas (butterfly) para realizar una venopunción y para la primera extracción se utiliza un tubo Cell-Free DNA BCT CE de Streck, primero debe realizarse una extracción parcial con un tubo no aditivo o para desechos EDTA a fin de eliminar el aire o el "espacio muerto" de los tubos.
3. Cell-Free DNA BCT CE no diluye muestras de sangre; por tanto, no se requiere realizar una corrección del factor de dilución.
4. Tal como es el caso en la mayoría de las muestras para análisis clínicos, la presencia de condiciones hemolíticas, ictericas y lipémicas podría alterar los resultados obtenidos con muestras de sangre conservadas con Cell-Free DNA BCT CE.

## EXTRACCIÓN DE ADN

La extracción de ADN libre plasmático y ADN genómico celular puede realizarse con la mayoría de los kits disponibles en el mercado que incluyen un paso de tratamiento de digestión con proteinasa K.

### ADN libre plasmático

Streck ha adaptado dos protocolos diferentes de centrifugación para separación del plasma, para su comodidad.

### Protocolo 1 de centrifugación doble

- Paso 1. Para separar el plasma, centrifugue la sangre entera a 300 x g durante 20 minutos a temperatura ambiente.
- Paso 2. Retire la capa superior de plasma y transfírala a un tubo cónico nuevo (no incluido).
- Paso 3. Centrifugue el plasma a 5000 x g durante 10 minutos.
- Paso 4. Aísle el ADN libre según las instrucciones del fabricante del kit.

### Protocolo 2 de centrifugación doble (para máxima recuperación del plasma)

- Paso 1. Para separar el plasma, centrifugue la sangre entera a 1600 x g durante 10 minutos a temperatura ambiente.
- Paso 2. Retire la capa superior de plasma y transfírala a un tubo cónico nuevo (no incluido).
- Paso 3. Centrifugue el plasma a 16000 x g durante 10 minutos.
- Paso 4. Aísle el ADN libre según las instrucciones del fabricante del kit.

Para lograr resultados óptimos, incluya un paso de tratamiento de digestión con proteinasa K ( $\geq 30$  mU/ml) a 60 °C en presencia de sales caotrópicas durante 1 hora al extraer el ADN libre.

### ADN genómico celular

- Paso 1. Para separar los leucocitos, provoque la lisis de los eritrocitos y realice el lavado, o centrifugue la sangre entera y extraiga la capa leucoцитaria.

- Paso 2. Aísle el ADN genómico según las instrucciones del fabricante del kit.

Para lograr resultados óptimos, incluya un paso de tratamiento de digestión con proteinasa K ( $\geq 30$  mU/ml) a 60 °C en presencia de sales caotrópicas durante 2 horas al extraer el ADN genómico celular.

## CONGELAR Y DESCONGELAR

### PLASMA

1. Para congelar: Para almacenar a largo plazo, luego de centrifugar, recolecte la capa superior de plasma y transfírala a un tubo criogénico (no proporcionado) y congele a -20 °C o -80 °C.
2. Para descongelar: Descongele los tubos criogénicos a la temperatura apropiada, como se especifica en su protocolo.

**Nota:** Si se forman crioprecipitados en el plasma, agite en vórtex el tubo durante 30 segundos luego de descongelar. No centrifugue el plasma.

## LIMITACIONES

1. Este producto está destinado a un solo uso.
2. Las muestras recolectadas en otros anticoagulantes o conservantes podrían ocasionar coagulación en Cell-Free DNA BCT CE.
3. No se recomienda trasladar las muestras por medio de un sistema de tubos neumáticos.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Si necesita ayuda, llame a nuestro Departamento de Servicio a Clientes al 402-333-1982. En el sitio web [www.streck.com](http://www.streck.com) encontrará más información.

## GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Vea la pestaña de instrucciones (IFU) bajo la sección Recursos en la página del producto, en [www.streck.com](http://www.streck.com).

Patente canadiense: 2 690 651; patente europea: EP2228453; otras patentes pendientes.

En [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) encontrará las patentes que pueden estar relacionadas con este producto.



Streck  
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP  
MEDMARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350648-10  
2019-10

## BRUKSANVISNING

Cell-Free DNA BCT® CE är ett direkt uppsamlingsrör för utdragning av helblod avsedd för uppsamling, transport och förvaring av blodprover. **Produkten är ENBART avsedd FÖR EXPORT, ej för försäljning i USA.**

## Swedish (Svenska)

## SAMMANFATTNING OCH PRINCIPER

Cell-Free DNA BCT CE stabiliseras cellfritt plasma-DNA samt bibehåller cellulär genomisk DNA som förekommer i kärförande blodkroppar och cirkulerande epithelceller (tumörceller) som påträffas i helblod.

Korrekta analyser av cf-DNA kan äventyras av hantering, transport och bearbetning av prover, med lys av kärförande blodkroppar som följd och efterföljande frisättning av cellulärt genomiskt DNA. Dessutom kan nedbrytning av cf-DNA på grund av nukleasaktivitet utgöra ett problem.

Konserveringsreagens som ingår i Cell-Free DNA BCT CE, stabiliseras kärförande blodkroppar, vilket förhindrar frisättning av cellulärt genomiskt DNA, och hämmar nukleasorsakad nedbrytning av cf-DNA vilket bidrar till allmän stabilisering av cf-DNA. Prover som tas i Cell-Free DNA BCT CE är hållbara i upp till 14 dagar vid temperaturer mellan 6 och 37 °C, vilket möjliggör praktisk tagning, transport och förvaring av prover.

Konserveringsreagensen som ingår i Cell-Free DNA BCT CE stabiliseras cirkulerande epithelceller (tumörceller) i helblod i upp till 7 dagar vid temperaturer mellan 15 °C och 30 °C.

## REAGENSER

Cell-Free DNA BCT CE innehåller antikoagulansen K<sub>3</sub>EDTA och ett cellkonserveringsmedel i ett vätskemedium.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- För in vitro-diagnostik.
- Frys inte prover uppsamlade i Cell-Free DNA BCT CE i glas.
- Använd inte rören efter utgångsdatumen.
- Använd inte rören för tagning av material som ska injiceras i patienter.
- Produkten är avsedd att användas i levererat skick. Späd inte ut och tillsätt inte några andra komponenter till Cell-Free DNA BCT CE.
- Över- eller underfyllning av rör resulterar i ett felaktigt blod-till-tillsatsförhållande och kan leda till felaktiga analysresultat eller undermåliga produktprestanda.
- VAR FÖRSIKTIG!**
  - Glass kan gå sönder; försiktighetsåtgärder ska iakttas under hantering.
  - Alla biologiska prover och allt material som kommer i kontakt med dem ska betraktas som biologiskt riskavfall och ska behandlas som om de var smittförande. Kasseras i enlighet med gällande föreskrifter. Undvik kontakt med hud och slemhinnor.
  - Produkten ska kasseras tillsammans med infektiöst medicinskt avfall.
  - Avlägsna proppen antingen genom att försiktigt vrida proppen från sida till sida eller genom att fatta tag i den och samtidigt vrinda och dra ut den. Vi avråder från att avlägsna proppen med en "tumrullningsrörelse" eftersom röret kan gå sönder och orsaka kroppsskada. Sätt tillbaka proppen genom att varsamt trycka in proppen i röret samtidigt som du vrider den.
- Säkerhetsdatablad kan hämtas från [www.streck.com](http://www.streck.com) eller genom att ringa till +1-402-691-7510.

## FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

- Vid förvaring vid 2°C och 30°C är ett tomt Cell-Free DNA BCT CE hållbart t.o.m. utgångsdatumen.
- Kortvarig förvaring vid 2°C och 40°C är acceptabel för tomt Cell-Free DNA BCT CE i upp till 14 dagar.
- Tomma Cell-Free DNA BCT CE får ej frysas. Korrekt isolering kan vara nödvändig för transport under extrema temperaturförhållanden.
- Prov förvaring/-stabilitet:

Provtyp			
Cellfritt DNA	Cellulär genomisk DNA	Epitelceller (Tumörceller)	
Provstabilitet	14 dagar	14 dagar	7 dagar
Förvaringstemperatur för prov	6°C och 37°C	6°C och 37°C	15°C och 30°C

## INDIKATIONER PÅ PRODUKTNEDBRYTNING

- Grumlighet eller fällning synlig i reagens i oanvänt rör.
- Om tecknen på produktnedbrytning föreligger, kontakta Streck Technical Services på 402-691-7510 eller [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

## BRUKSANVISNING


En videodemonstration finns på [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing).

- Ta provet med venipunktion i enlighet med CLSI GP41<sup>1</sup>.

**Förhindra backflöde** - Eftersom Cell-Free DNA BCT CE innehåller kemiska tillsatser är det viktigt att undvika eventuella backflöden från röret.

Lakttag nedanstående försiktighetsåtgärder för att skydda mot backflöde:

- Håll patientens arm riktad nedåt under provtagningen.
- Håll röret så att proppen är längst upp så att innehållet i röret inte vidrör proppen eller närländer under provtagning.
- Lossa på stasbandet så snart som blod börjar flöda in i röret eller inom två minuter efter appliceringen.
- Följ rekommendationerna för provtagningsordning som finns angivna i CLSI GP41<sup>1</sup>. Cell-Free DNA BCT CE ska dras efter EDTA-röret och före fluoridoxalat-(glykolyshämmande) röret. Om ett Cell-Free DNA BCT CE-rör omedelbart följer ett heparinrör i provtagningsordningen, så rekommenderar Streck att ett rör utan tillsats eller ett EDTA-rör används som slaskrör före uppsamling i Cell-Free DNA BCT CE.
- Fyll röret helt.
- Ta av röret från adaptorn och blanda innehållet omedelbart genom att varsamt vända röret 8 till 10 gånger. Otilräcklig eller försenad blandning kan leda till felaktiga analytiska resultat eller undermåliga produktprestanda. En vändning är en fullständig, 180 graders vridning av handleden och tillbaka igen, enligt figuren nedan:



- Efter provtagning ska rören transportereras och förvaras inom det rekommenderade temperaturområdet.

## Obs!

- För att åstadkomma bästa resultat rekommenderas en 21 G eller 22 G nål. Långsammare fyllningstider kan observeras när en nål med lägre kaliber används.
- När ett blodprovstagningsset med vingar (butterfly) används för venipunktion och Strecks Cell-Free DNA BCT CE är det första röret som dras, ska ett rör utan tillsats eller ett EDTA-slaskrör först dras delvis för att eliminera luft eller dödutrymme från slangen.
- Cell-Free DNA BCT CE späder inte blodprov; spädningsfaktorskorrigering krävs därför inte.
- Som med de flesta kliniska laboratorieprover kan hemolys, ikterus och lipemi påverka de resultat som erhålls från blodprover som konserverats med Cell-Free DNA BCT CE.

## DNA-EXTRAKTION

Extrahering av cellfri plasma-DNA och cellulär genomisk DNA kan utföras med de flesta kommersiellt tillgängliga satser som inkluderar ett proteinas K-behandlingssteg.

### Cellfritt plasma-DNA

Streck har kvalificerat två separata centrifugeringsprotokoll för plasmaseparation.

### Dubbelt centrifugeringsprotokoll 1

- Separera plasma genom att centrifugera helblod vid 300 x g i 20 minuter vid rumstemperatur.
- Avlägsna det övre plasmalaget och överför det till ett nytt koniskt rör (tillhandahålls ej).
- Centrifugera plasman vid 5 000 x g i 10 minuter.
- Isolera cellfri DNA enligt anvisningarna från satstillsverkaren.

### Dubbelt centrifugeringsprotokoll 2 (för maximal plasmaåterhämtning)

- Separera plasma genom att centrifugera helblod vid 1 600 x g i 10 minuter vid rumstemperatur.
- Avlägsna det övre plasmalaget och överför det till ett nytt koniskt rör (tillhandahålls ej).
- Centrifugera plasman vid 16 000 x g i 10 minuter.
- Isolera cellfri DNA enligt anvisningarna från satstillsverkaren.

För optimala resultat ska ett proteinas K-behandlingssteg inkluderas ( $\geq 30$  mAU/mL digest) vid 60°C i närvaro av kaotropiska salter i 1 timme vid extrahering av cellfri DNA.

### Cellulär genomisk DNA

- För att separera de leukocyterna, lysera och tvätta erytrocyterna eller centrifugera helblod och samla upp lättcellskoncentratlagret.
- Isolera genomisk DNA enligt anvisningarna från tillverkaren av satsen.

För optimala resultat ska ett proteinas K-behandlingssteg inkluderas ( $\geq 30$  mAU/mL digest) vid 60°C i närvaro av kaotropiska salter i 2 timmar vid extrahering av genomisk DNA.

## FRYSNING OCH UPPTINNING

### PLASMA

- Att frysja: För långtidsförvaring, efter centrifugering, samla upp och överför det översta plasmalaget till ett kryogeniskt rör (medföljer ej) och frys till -20 °C eller -80 °C.
- Att tina upp: Tina upp kryogeniska rör till passande temperatur så som anges i ditt protokoll.  
**Anmärkning:** Kryoprecipitat formas i plasman, vortexa röret under 30 sekunder efter upptining. Centrifugera inte plasman.

## BEGRÄNSNINGAR

- Endast för engångsbruk.
- Prover som tagits i andra antikoagulantia eller konserveringsmedel kan orsaka koagulation i Cell-Free DNA BCT CE.
- Vi avråder från att transportera prover via rörpostsystem.

## REFERENSER

- Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## BESTÄLLNINGSINFORMATION

Kontakta Customer Service-avdelningen på +1 402-333-1982 för assistans. Ytterligare information finns online på [www.streck.com](http://www.streck.com).

## ORDLISTA ÖVER SYMBOLER

Se Instruktionsfiliken (IFU) under Resurser på produktsidan på [www.streck.com](http://www.streck.com).

Kanada patent 2,690,651; Europa patent EP2228453; Andra patentsökningar. Se [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents) för information om patent som kan omfatta denna produkt.

## KULLANIM TALİMATI

Cell-Free DNA BCT® CE kan numunelerinin alınması, taşımması ve depolanması için tasarlanmış, doğrudan çekim tam kan toplama tüpüdür. **Bu ürün YALNIZCA İHRACAT İÇİNDİR, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamaz.**

## ÖZET VE İLKELER

Cell-Free DNA BCT CE, plazma serbest DNA'nın yanı sıra tam kanda bulunan çekirdekli kan hücreleri ve dolaşan epitelial hücrelerdeki (tümör hücreleri) hücresel genomik DNA'yı stabilize eder ve korur.

cf-DNA'nın doğru analizi örnek işleme, nakliye ve çalışma, çekirdekli kan hücrelerinin lizis sebepleri ile hücresel genomik DNA'nın art arda serbest bırakılmasından etkilenebilir. Ayrıca, nükleaz aktivitesinden dolayı cf-DNA'nın degradasyonu sorunlu olabilir.

Cell-Free DNA BCT CE içinde bulunan koruyucu reaktifler, hücresel genomik DNA'nın salinimini engelleyerek, çekirdekli kan hücrelerini dengeler ve cf-DNA'nın nükleaz aracılı azalmasını engellerken, cf-DNA'nın de genel dengesine katkı sağlar. Cell-Free DNA BCT CE'de toplanan örnekler, uygun örnek toplama, nakliye ve saklama sağlayacak şekilde 6 °C ila 37 °C arası sıcaklıkta 14 güne kadar dayanabilir.

Cell-Free DNA BCT CE içinde bulunan koruyucu reaktifler, 15 °C ile 30 °C arasındaki sıcaklıklarda 7 güne kadar epitel hücrelerin (tümör hücreleri) tüm kanda dolaşımını dengeler.

## REAKTİFLER

Cell-Free DNA BCT CE, antikoagulanlı K<sub>3</sub>EDTA ve sıvı halde hücre koruyucu içerir.

## ÖNLEMLER

1. In Vitro Diagnostik Kullanım İçin.
2. Cam Cell-Free DNA BCT CE'de toplanan numuneleri dondurmayın.
3. Tarihi geçmiş olan tüpleri kullanmayın.
4. Tümpler hastaya enjekte edilecek maddelerin toplanması için kullanmayın.
5. Ürün tedarik edildiği şekilde kullanılmalıdır. Seyreltmeyin veya Cell-Free DNA BCT CE'ye başka bir bileşen eklemeyin.
6. Tümpler fazla veya az doldurulması, yanlış kan ekleme oranına neden olmakla birlikte yanlış analitik sonuçlara veya düşük üretim performansına yol açabilir.

## DİKKAT

- a. Camın kirılma ihtimali bulunduğu için taşıma sırasında önləm alınmalıdır.
  - b. Temas eden tüm biyolojik numune ve maddeler biyolojik tehlike olarak görülmeli ve enfeksiyon bulutlama riski taşıyormuş gibi işaretlenmelidir. Federal, eyalet ve yerel yönetmeliklerde uygun olarak imha edin. Cilt, gözler ve muküs membranlarında temastan kaçının.
  - c. Üründen bulaşıcı tıbbi atıkla birlikte imha edilmelidir.
  - d. Stoperi bir yandan bir yana hafifce sallayarak veya eş zamanlı çevirme ve çekme hareketiyle tutarak çıkarın. Tüm kırılıp yarananmaya neden olabileceğiinden dolayı stoperi çıkarmak için "parmak ile açma" prosedürü önerilmez. Eş zamanlı çevirme hareketiyle stoperi hafifce iterek tüpe geri takın.
7. SDS www.streck.com adresinden veya 402-691-7510 numarasını arayarak temin edilebilir.

## SAKLAMA VE STABİLİTE

1. 2 °C ila 30 °C sıcaklıkta saklandığı takdirde, boş Cell-Free DNA BCT CE son kullanma tarihine kadar dayanabilir.
2. Boş Cell-Free DNA BCT CE'ler için 2 °C ila 40 °C arasında 14 güne kadar kısa süreli depolama kabul edilebilir.
3. Boş Cell-Free DNA BCT CE'yi dondurmayın. Yüksek sıcaklık koşullarında nakliye için uygun yalıtım gerekmektedir.
4. Numune depolama/kararlılığı:

Numune Türü			
	Plazma Serbest DNA	Hücresel Genomik DNA	Epitelial Hücreler (Tümör Hücreleri)
Numune Kararlılığı	14 güne	14 güne	7 güne
Örnek Depolama Sicaklığı	6 °C ila 37 °C	6 °C ila 37 °C	15 °C ila 30 °C

## ÜRÜN BOZULMASI ENDİKASYONLARI

1. Kullanılmayan tüpün reaktivinde bulanıklık ve gözle görünür çokelti.
2. Ürün bozulma endikasyonları gerçekleşirse, 402-691-7510 numarasından veya [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com) adresinden Streck Teknik Servisiyle iletişime geçin.

## KULLANIM TALİMATI


Video gösterimi için [www.streck.com/mixing](http://www.streck.com/mixing) adresini ziyaret edin.

1. CLSI GP41<sup>1</sup> ya göre venipunkturn ile numuneyi alın.

**Geri Akışın Önlenmesi** - Cell-Free DNA BCT CE kimyasal katkı maddeleri içерdiği için tüpten olası bir geri akışının önlenmesi.

Geri akışı önlemek için, aşağıdaki önlemleri alın:

- a. Alma akışı sırasında hastanın kolunu aşağı doğru tutun.
- b. Tüpü, örnek alma sırasında stopere veya içgenin ucuna değmeyecek şekilde stoperle üst konumda tutun.
- c. Kan tüpe akmaya başladığında veya uygulamanın 2 dakikası içinde turnikeyi serbest bırakın.
2. Kan alımı sırasında CLSI GP41 da anlatılan önerileri izleyin. Cell-Free DNA BCT CE, EDTA tüpünden sonra ve florur oksalat glikolitik inhibitör tüpünden önce alınabilir. Bir Cell-Free DNA BCT CE tüpü çekme sırasında bir heparin tüpünün hemen ardından gelirişora, Streck, Cell-Free DNA BCT CE'de alım öncesi katkı maddesi içermeyen ya da EDTA bir tüpün atık tüpü olarak alınmasını önerir.
3. Tüpü tam olarak doldurun.
4. Tüpü adaptörden çıkarın ve derhal 8 ila 10 defa çevirerek yavaşça karıştırın. Yetersiz veya geçikmiş karıştırma, yanlış analitik sonuçlara veya kötü ürün performansına neden olabilir. Bir karıştırma, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bileğin 180 derece tam dönüşü ve geri hareketetidir.



X 10

5. Toplamadan sonra tüpleri önerilen sıcaklık aralığında taşıyın ve saklayın.

## Not:

1. En iyi sonuçlar için, 21G veya 22G igne kullanımı önerilir. Daha küçük bir ölçüm ignesi kullanılırken daha yavaş doldurma süreleri gözlemlenebilir.
2. Damardan alım için bir kanatı (kelebek) alım seti ve ilk alım için Streck Cell-Free DNA BCT CE kullanılırken, tüpteki havanın veya "ölü alanın" ortadan kaldırılması için öncelikle katki içermeyen veya EDTA atma tüpü ile kısmi alım yapılmalıdır.
3. Cell-Free DNA BCT CE kan örneklerini seyreltmez; bundan dolayı hiçbir seyrelti faktörü düzeltmesi gerekmekz.
4. Çoğu klinik laboratuvar numunesinde olduğu gibi hemoliz, sarılık ve lipemi Cell-Free DNA BCT CE ile korunan kan örneklerinden alınan sonuçları etkileyebilir.

## DNA EKSTRAKSİYONU

Plazma serbest DNA ve hücresel genomik DNA'nın ekstraksiyonu bir Proteinase K tedavi adımları içeren, ticari olarak en yaygın kitler kullanılarak sağlanabilir.

### Plazma Serbest DNA

Streck, rahat kullanım için iki ayrı plazma ayırma döndürme protokolü belirlemiştir.

### Cift döndürme Protokolü 1

1. Adım Plazmayı ayırmak için tüm kanı 20 dakika boyunca oda sıcaklığında 300 x g'de sentrifüjleyin.
2. Adım Üst plazma katmanını alın ve yeni bir konik tüpe aktarın (ürünle birlikte verilmez).
3. Adım Plazmayı 10 dakika boyunca 5000 x g'de sentrifüjleyin.
4. Adım Kit üreticisinin talimatlarına göre plazma serbest DNA'yı izole edin.

### Cift Döndürme Protokolü 2 (azami plazma geri kazanımı için)

1. Adım Plazmayı ayırmak için tüm kanı 10 dakika boyunca oda sıcaklığında 1600 x g'de sentrifüjleyin.
2. Adım Üst plazma katmanını alın ve yeni bir konik tüpe aktarın (ürünle birlikte verilmez).
3. Adım Plazmayı 10 dakika boyunca 16000 x g'de sentrifüjleyin.
4. Adım Kit üreticisinin talimatlarına göre plazma serbest DNA'yı izole edin.

Optimum sonuçlar için, kaotropik tuz varlığında 60 °C'de plazma serbest DNA ekstraksiyonu yaparken 1 saat boyunca Proteinase K tedavi adımı ( $\geq 30$  mAU/ml dijest) ekleyin.

### Hücresel Genomik DNA

1. Adım Beyaz kan hücrelerini ayırmak için ya kırmızı kan hücrelerini çözün ve yıkayıp ya da tüm kanı sentrifüjleyin ve beyaz kan hücreleri katmanını alın.
2. Adım Kit üreticisinin talimatlarına göre genomik DNA'yı izole edin.

Optimum sonuçlar için, kaotropik tuz varlığında 60 °C'de genomik DNA ekstraksiyonu yaparken 2 saat boyunca Proteinase K tedavi adımı ( $\geq 30$  mAU/ml dijest) ekleyin.

## DONDURMA VE ÇÖZME

### PLAZMA

1. Dondurmak için: Uzun süreli depolama yapılacaksa, döndürme işleminden sonra üst plazma katmanını toplayıp bir kriyojenik tüpe (tedarik edilmemiştir) aktarın ve -20 °C veya -80 °C'de dondurun.
2. Çözmek için: Donmuş kriyojenik tüpler, protokolünüzde belirtilen uygun sıcaklıkta çözün.

**Not:** Plazmada kriyopresipitatlar oluşursa, çözülmeye işleminden sonra tüpü 30 saniye boyunca girdaba (vortex) tabi tutun. Plazmayı santrifüje tabi tutmayın.

## SINIRLAMALAR

1. Tek kullanımlıktır.
2. Diğer antikoagulan veya koruyucularda alınan örnekler, Cell-Free DNA BCT CE'de pihtlaşmaya neden olabilir.
3. Pnömatik tüp sistemi aracılığıyla örnek taşınması önerilmez.

## REFERANSLAR

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Approved Standard - Seventh Edition.

## SİPARİŞ BİLGİLERİ

Yardım için lütfen 402-333-1982 numarasından Müşteri Hizmetleri Departmanımızı arayın. Ek bilgilere [www.streck.com](http://www.streck.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

## SİMGELER SÖZLÜĞÜ

[www.streck.com](http://www.streck.com) adresinde ürün sayfasındaki Kaynaklar altında Talimatlar (IFU) sekmesine bakın.

Canada Patenti 2,690,651; Avrupa Patentı EP2228453; Diğer Patent Başvuruları Yapılmıştır.

Bu ürün için geçerli olabilecek patentler için bkz. [www.streck.com/patents](http://www.streck.com/patents).